


CANNE FANTAISIE

Beige/rose, poignée droite bois



- + Fantaisie ultra légère
- + Grande amplitude de réglage en hauteur
- + Poignée bois véritable
- + Dragonne fournie



Garantie
2 ans

REF 203011
EAN : 3389360015907
LPPR : 6256114


BÉNÉFICE PATIENT

La canne de marche est une aide précieuse pour assurer l'équilibre et garantir des déplacements en toute sécurité. Sa légèreté et sa poignée en bois véritable garantissent confort d'utilisation et facilité de préhension. Sa conception et son design permettent d'allier élégance et sécurité.

Conseil +

Régler sa canne de marche. Lorsque vous marchez, tenez toujours la canne du côté où vous avez le plus de force. Si vous souffrez d'une jambe ou d'une hanche, vous devrez tenir la canne du côté sain pour diminuer la pression la jambe qui vous fait souffrir. Avancez toujours la canne et la jambe opposée (la jambe malade ou faible) en même temps.

Poids maxi. utilisateur : 113 kg
Hauteur : 76 à 99 cm
Poids du produit : 300 g.



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A. de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- contact@euromedis.fr

Votre distributeur