

# CANNE FANTAISIE PLIANTE



Beige/rose poignée droite bois

LABORATOIRES  
**Euromedis**

- + Fantaisie ultra légère
- + 5 positions de réglage en hauteur
- + Grande amplitude de réglage en hauteur
- + Poignée bois véritable et dragonne fournie
- + Pratique, canne pliante avec sac de transport fourni

Garantie  
2 ans

**REF 203015**  
EAN : 3389360015945  
LPPR : 6256114



## BÉNÉFICE PATIENT

La canne de marche est une aide précieuse pour assurer l'équilibre et garantir des déplacements en toute sécurité.

Sa légèreté et sa poignée en bois véritable garantissent confort d'utilisation et facilité de préhension. Sa conception et son design permettent d'allier élégance et sécurité.

### Conseil +

Régler sa canne de marche. Lorsque vous marchez, tenez toujours la canne du côté où vous avez le plus de force. Si vous souffrez d'une jambe ou d'une hanche, vous devrez tenir la canne du côté sain pour diminuer la pression la jambe qui vous fait souffrir. Avancez toujours la canne et la jambe opposée (la jambe malade ou faible) en même temps.

Poids maxi. utilisateur : 110 kg  
Hauteur : 85 à 95 cm  
Poids du produit : 340 g.



## LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- [contact@euromedis.fr](mailto:contact@euromedis.fr)

Votre distributeur