

DÉAMBULATEUR PLIANT 2 NIVEAUX

Ergonomique et pratique



- + 8 positions réglables
- + Hauteur adaptable à tout type de morphologie
- + Léger et pliable à plat pour réduire son encombrement
- + Cadre de marche aluminium
- + Poignées confortables et faciles à prendre en main
- + Patins antidérapants pour plus de sécurité et de stabilité

Garantie
2 ans

REF 216204

EAN : 3389360013415


LPPR : 6256108

BÉNÉFICE PATIENT

Ce cadre de marche pliant est idéalement conçu pour les personnes âgées, en perte d'autonomie ou en situation de handicap ayant des difficultés pour se déplacer et se relever.

Cette aide à la marche dispose de 2 poignées basses conçues pour aider à se relever d'un siège, d'un canapé... et de 2 poignées hautes pour avoir un appui stable.

Poids maxi. utilisateur : 115 kg
Dim. hors tout : P 51 x l. 63,5 x 71/88 cm



LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- contact@euromedis.fr

Votre distributeur