

Set > Set de suture stérile

**PAS  
DE  
PHOTO**

## Set d'ablation de fils

Présentation en barquette rigide.

Contient : 1 champ enveloppant, 45 x 45 cm ouaté,

1 lame coupe-fils, 1 pince anatomique, 6 tampons gaze 3 cm.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Carton de 50.

Référence	Description
174669	Blister 4 alvéoles + 1 pince anatomique plastique bouts fins + 1 lame coupe fils long + 5 compresses en non-tissé 7,5 x 7,5 cm
174948	Blister 3 alvéoles + 1 champ 38 x 45 cm + 1 pince anatomique plastique bouts fins + 1 coupe fils long + 6 tampons de gaze taille p
174670	Blister 4 alvéoles + 1 pince anatomique plastique bouts fins + 1 coupe-fils long + 6 tampons en non-tissé taille prune
174672	Blister 3 alvéoles + 1 pince anatomique plastique bouts fins + 1 coupe-fils long + 3 tampons en non-tissé taille prune