



Aiguille Eurofine

Aiguille en acier inoxydable stérile.

Embase en polypropylène translucide aux couleurs standard.

Conforme aux normes européennes : CE.

Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm.

Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Boîte de 100. Carton de 2000. Palette de 55 cartons.

BC : Biseau court / BN : Biseau normal Boîte de 100. Carton de 2000. (*Boîte de 100. Carton de

Référence	Description
101300	12 x 0.45 BN Marron
101318	20 x 0.4 BN Grise
101301	16 x 0.5 BN Orange
101302	25 x 0.6 BN Bleue
101326	30 x 0.6 BN Bleue
101329	25 x 0.7 BN Noire
101303	30 x 0.7 BN Noire
101304	40 x 0.7 BN Noire
101305	25 x 0.8 BN Verte
101306	40 x 0.8 BN Verte
101307	25 x 0.9 BN Jaune
101308	40 x 0.9 BN Jaune
101309	30 x 1.0 BN Beige
101310	25 x 1.1 BN Ivoire
101311	40 x 1.1 BN Ivoire
101312	40 x 1.2 BN Rose
101313	40 x 1.2 BC Rose
101330*	50 x 0,7 BN Noir
101314*	50 x 0,8 BN Verte