



EUROFIX

Bande en non-tissé adhésive

Bande en non-tissé adhésive multi-extensible hypoallergénique. À couper avec des ciseaux.

La gamme Eurofix® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention.

Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.

Référence	Description	Carton
135315	10 m x 5 cm	24
135316	10 m x 10 cm	24
135317	10 m x 15 cm	24
135318	10 m x 20 cm	24