

# TABLE DE LIT DOUBLE PLATEAU



- + Pratique, tablette multi-usages à roulettes
- + Grande surface inclinable, petite surface fixe
- + Plateau imitation hêtre pour plus d'élégance
- + Rebords antidérapants pour retenir les objets
- + Réglage important en hauteur par molette
- + 4 roues avec freins

Garantie  
2 ans

REF **264108**  
EAN : 3389360011459


## BÉNÉFICIAIRE PATIENT

Une table de lit est un accessoire indispensable pour les personnes alitées ou à mobilité restreinte. Elle permet à leurs utilisateurs d'avoir des activités sans sortir de leur lit, comme prendre les repas, jouer aux cartes...

Meuble multifonction par excellence, cette table de lit se déplace facilement grâce à ses 4 roulettes, dont 2 sont à freins, qui permettent d'assurer son déplacement en fonction des activités de la journée.

Pratique, la présence de 2 plateaux dont 1 reste fixe, permet de poser des objets en toute sécurité.

Poids maxi. supporté : 20 kg  
Dim. hors tout : P 40 x l. 80 x H 76,5/110 cm  
Poids du produit : 9,3 kg



## LABORATOIRES EUROMEDIS

Z.A de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray  
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

- Tél. 03 44 73 83 60
- Fax : 03 44 73 57 32
- [contact@euromedis.fr](mailto:contact@euromedis.fr)

Votre distributeur