

DISPOSITIFS MÉDICAUX 2025

Catalogue de vente



Les dispositifs MÉDICAUX

Depuis leur création en 1985, les Laboratoires Euro-medis, spécialisés dans la fabrication, l'importation et la distribution des dispositifs médicaux à usage unique, sont devenus l'un des principaux fournisseurs des établissements de santé publics et privés.



NOS PARTENAIRES

LES GRANDES MARQUES ASSOCIÉES AU SAVOIR-FAIRE D'EUROMEDIS



POUR COMMANDER

ADRESSE

Laboratoires Euromedis
Z.A. de la Tuilerie
60290 Neuilly-sous-Clermont
contact@euromedis.fr
Fax : 03 44 73 57 32
Tel : 03 44 73 83 60

SERVICE CLIENT

• Yann Nolent
yann.nolent@euromedis.fr
Tel : 03 44 73 80 24



DÉCOUVREZ NOS FICHES COMMERCIALES ET S.A.V. EN FLASHANT LES QR CODES

Il suffit de positionner l'appareil photo de votre smartphone sur le QR code pour être redirigé vers les fiches.



SERVICE APRÈS VENTE PROCÉDURE DE RÉCLAMATION



PRODUITS DE MAINTIEN À DOMICILE



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : sav.mad@euromedis.fr

AUTRES PRODUITS



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : service.qualite@euromedis.fr

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Poids maximum de l'utilisateur



Poids du produit



Grammage du produit



Dimensions du produit



Produit livré monté



Produit empilable



Graduation



Nombre de formats



Nombre de rouleaux



Produit remboursable



Grand public



Garantie produit



Offre volume de 3%



Recommandation produit

SOMMAIRE



Gant
Page 6



Incontinence
Page 62



Protection
Page 16



**Maintien
à domicile**
Page 76



**Drapage
Habillage**
Page 22



Diagnostic
Page 100



Soin
Page 28



**Sonde
Drainage**
Page 108



Abord parentéral
Page 47



Oxygénothérapie
Page 112



Désinfection
Page 56



**Plastique
Cellulose**
Page 114



**Liste
pièces détachées**
Page 118



Index
Page 120





GAMME GANTS

Gants non stériles

Doigtier roulé - sans poudre.....	12
Euronyl® - sans poudre.....	11
Eurotex® - sans poudre.....	12
Eurotex® - poudré.....	12
Gant de nettoyage et décontamination.....	12
Nitrigrip - sans poudre.....	10
Resiskin 240 mm / 300 mm / 400 mm - sans poudre.....	10
Sensisafe® - sans poudre.....	11
Sensiskin® - sans poudre.....	10

Gants stériles

Finessis® Aegis.....	14
Finessis® Corium.....	14
Finessis® Zero.....	14
Gant d'intervention latex bord droit - sans poudre.....	15
Gant d'intervention latex bord roulé - sans poudre.....	15
Gant de chirurgie latex - poudré.....	15
Gant de chirurgie latex - sans poudre.....	15
Gant de chirurgie synthétique Nuzone® - sans poudre.....	14
Gant de microchirurgie latex Maxitex® Neuro PF - sans poudre.....	15
Gant obstétrique - sans poudre.....	15



Gants non stériles

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

NF EN ISO 374-1

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Elle spécifie les exigences relatives aux gants de protection servant à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques dangereux et définit les termes à utiliser. Conformément à cette norme, les gants sont classés en 3 catégories : Type A, Type B ou Type C, en fonction de leur niveau de performance à la perméation et du nombre de produits chimiques contre lesquels ils peuvent protéger. Le tableau ci-contre reprend le niveau de performance et le nombre de produits chimiques requis pour chaque catégorie. Ces tests sont effectués conformément à la NF EN 16523-1+A1.

Catégorie	Niveau de performance minimum requis	Nombre de produits chimiques minimum sur les 18 recensés
A	2 (transit time ≥ 30 min.)	6
B	2 (transit time ≥ 30 min.)	3
C	1 (transit time ≥ 10 min.)	1

Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré (min)	Niveau de performance à la perméation
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

Liste des produits chimiques d'essai selon la NF EN ISO 374-1

Lettre code	Produit chimique	Numéro Cas	Classe
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
B	Acetone	67-64-1	Cetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile compound
D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated
E	Carbon disulphide	75-15-0	Organic compound containing sulphur
F	Toluene	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic ether compound
I	Ethyl acetate	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	141-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Sodium hydroxyde 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Sulphuric acid 96 %	7664-93-9	Inorganic oxidant mineral acid
M	Nitric acid 65 %	7697-37-2	Inorganic oxidant mineral acid
N	Acetic acide 99%	64-19-7	Organic acid
O	Ammonia 25%	1336-21-6	Organic base
P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Hydrogen fluorure 40%	7664-39-3	Inorganic mineral acid
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

NF EN ISO 374-2

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration. Elle une méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou micro-organismes dangereux.

NF EN ISO 374-4

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques. Elle spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux des gants de protection à la dégradation par contact continu avec des produits chimiques dangereux.

NF EN ISO 374-5

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes. Elle spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la pénétration des gants qui protègent contre les micro-organismes.

NF EN ISO 21420

Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai. Elle définit les exigences générales et les procédures d'essai concernant l'ergonomie et la construction du gant, la résistance des matériaux constitutifs à la pénétration de l'eau, l'innocuité, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information fournie par le fabricant applicable à tous les gants de protection.

NF EN 16523-1+A1

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques – Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu. Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux utilisés dans la confection de vêtements de protection, gants et chaussures à la perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux, dans des conditions de contact continu.

Légendes de pictogrammes

Pictogrammes	ISO 374-1/Type A	ISO 374-1/Type B	ISO 374-1/Type C	ISO 374-5:2016	ISO 374-5:2016	PHT	
	UWVXYZ	XYZ			VIRUS		
Marquages	Gant de type A	Gant de type B	Gant de type C	Gants protégeant contre les bactéries et les moisissures	Gants protégeant contre les virus, les bactéries et les moisissures	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

Indice de perméation des gants Euromedis

Lettre code	Produit chimique	VINYLE		LATEX		NITRILE				
		EURONYL	SENSISAFE 240 mm	EUROTEX POUDRE	EUROTEX SANS POUDRE	FLEXISKIN	SENSISKIN	240 mm	300 mm	400 mm
J	N HEPTANE					2				
K	HYDROXYDE DE NA 40%	6	6	2		6	6	6	6	6
L	AC SULFURIQUE 96%									
M	ACIDE NITRIQUE 65 %				2					
N	AC ACETIQUE 99%									
O	AMMONIAQUE 25%									
P	PEROXYDE D'HYDROGENE 40%	6	6			1	2	2	3	3
S	FLURORURE D'HYDROGENE 40%			2	2					
T	FORMALDÉHYDE 37%	6	6	2	2	5	4	4	6	6
		Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B

RÈGLEMENT (UE) 2017/745 – DISPOSITIFS MÉDICAUX

NORME NF EN 455-1+A1

Gants médicaux non réutilisables – Partie 1 : Exigences et essais pour la détection de l'absence de trous. Elle spécifie des exigences et indique la méthode d'essai permettant de déterminer l'absence de trous dans les médicaux non réutilisables.

NORME NF EN 455-2

Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques. Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables (c'est-à-dire des gants de chirurgie et des gants d'examen et de soins), afin de garantir qu'ils assurent et conservent pendant toute la durée de leur utilisation un niveau de protection suffisant contre toute contamination croisée, à la fois pour le patient et pour l'utilisateur

NORME NF EN 455-3

Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique. Elle spécifie les exigences permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux à usage unique. Elle mentionne aussi les exigences d'étiquetage des gants et de diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

NORME NF EN 455-4

Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation. Elle les exigences et les méthodes d'essai permettant de déterminer la durée de conservation des gants médicaux non réutilisables ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage et à la diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

Tous les gants d'examen non stériles ont un AQL de 1,5.

Légendes de pictogrammes

Pictogrammes							
Marquages	Dispositif médical	Usage unique	Ne pas utiliser si emballage endommagé	CE	Notice d'utilisation	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

	VINYLE	LATEX	NITRILE
	Polychlorure de vinyle, PVC	Latex de caoutchouc naturel, NRL	Caoutchouc nitrile butadiène, NBR
Élastomère	Plastique avec plastifiant	Élastomère naturel	Élastomère synthétique
Base chimique	Polymère thermoplastique à base de chlorure de polyvinyle	Polymère naturel à base de cis-1,4-polyisoprène	Copolymère à base d'acrylonitrile butadiène
Barrière de protection	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Robustesse	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Elasticité	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Résistance à la perforation	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Résistance aux produits chimiques	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
Ajustement et confort	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Risques utilisateurs	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Idéal pour les personnes sensibles aux allergies.	Liés à la présence de latex, il peut y avoir des réactions immédiates, problèmes respiratoires, démangeaisons, urticaires... Risque d'allergie type I et IV.	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Risque d'allergie type IV.
Utilisation	Actes de courtes durées ne comportant ni sang, ni liquides corporels.	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité avec l'avantage d'être moins allergisant et plus résistant aux produits chimiques.

Gants non stériles

GANTS NITRILES

RESISKIN - SANS POUFRE

Gants en nitrile sans poudre offrant une bonne résistance aux produits chimiques. Recommandés pour les personnes ne pouvant utiliser de gants en latex. Leur flexibilité permet un toucher de grande sensibilité. Ils disposent d'une surface rugueuse.

• **Manchette normale - 240 mm**
Résistance à de nombreux produits chimiques.
Vente au carton.

• **Manchette longue - 300 mm**
Résistance à de nombreux produits chimiques.
Vente au carton.

• **Manchette extra longue - 400 mm**
Idéal pour le nettoyage des endoscopes et manipulation des agents cytostatiques.
Vente au carton.



SENSISKIN - SANS POUFRE

Gant nitrile souple permettant un toucher de grande sensibilité. Utilisation pour les décontaminations, le nettoyage et la manipulation d'agents cytostatiques. Ils offrent une bonne résistance aux produits chimiques. Ils disposent d'une surface lisse sur la paume et d'une surface rugueuse sur le bout des doigts.

• **Bleu violet**
Vente au carton.

• **Noir**
Vente au carton.



NITRIGRIP - SANS POUFRE

Gant en nitrile résistant, dédié aux milieux industriels. Couleur orange pour une meilleure visibilité. Texture en diamant sur la paume et les doigts pour une adhérence maximale.

Vente au carton.



COMMENT CHOISIR SON GANT NITRILE ?

	RESISKIN			SENSISKIN		NITRIGRIP
Barrière de protection	●●●●●			●●●●●		●●●●●
Robustesse	●●●●○			●●●●○		●●●●●
Elasticité	●●●●○			●●●●●		●●●●○
Résistance à la perforation	●●●●○			●●●●○		●●●●●
Résistance aux produits chimiques	●●●●●			●●●●●		●●●●●
Ajustement et confort	●●●●●			●●●●●		●●●●●

	240 mm	300 mm	400 mm	Bleu violet	Noir	Orange
	Références	Références	Références	Références	Références	Références
Extra Small	127584			127550		
Small	127585	127575	127545	127551	127560	127540
Medium	127586	127576	127546	127552	127561	127541
Large	127587	127577	127547	127553	127562	127542
Extra Large	127588	127578	127548	127554	127563	127543
Conditionnement	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 54 cartons.	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 45 cartons.	Carton de 10 boîtes de 50. Palette de 36 cartons.	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 66 cartons.	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 66 cartons.	Carton de 10 boîtes de 50.

GANTS VINYLES



SENSISAFE® - SANS POUFRE

Gant ambidextre en vinyle stretch sans poudre, non stérile. Il dispose d'une surface lisse et d'un bord roulé pour faciliter l'enfilage. Véritable seconde peau alliant souplesse et élasticité permettant une parfaite adaptation aux mains.

Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.

Vente au carton.



Nos INDISPENSABLES



EURONYL® SANS POUFRE

Gant ambidextre en vinyle sans poudre, non stérile. Il dispose d'une surface lisse et d'un bord roulé pour faciliter l'enfilage.

Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.

Vente au carton.



COMMENT CHOISIR SON GANT VINYLE ?

	SENSISAFE	EURONYL
Barrière de protection	●●●●●	●●●●●
Robustesse	●●●●●	●●●●●
Elasticité	●●●●●	●●●●○
Résistance à la perforation	●●●●●	●●●●●
Résistance aux produits chimiques	●●●●●	●●●●●
Ajustement et confort	●●●●●	●●●●●

	SENSISAFE	EURONYL
	Références	Références
Extra Small	107610A	107119PM
Small	107611A	107115PM
Medium	107612A	107116PM
Large	107613A	107117PM
Extra Large	107614A	107118PM
Conditionnement	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 72 cartons.	Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 72 cartons.

Gants non stériles

LATEX



EUROTEX® - SANS POUVRE

Gants en latex sans poudre idéaux pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité, confort et dextérité. Leur surface rugueuse et antidérapante permet une préhension précise des instruments.

Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphylactiques

Vente au carton.



EUROTEX® - POUVRE

Gants en latex poudrés idéaux pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité. Surface lisse.

Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphylactiques

Vente au carton.



COMMENT CHOISIR SON GANT LATEX ?

	EUROTEX SANS POUVRE	EUROTEX POUVRE
	Références	Références
Extra Small	127510NF	127308
Small	127511NF	127300
Medium	127512NF	127301
Large	127513NF	127302
Extra Large	127514NF	127309
Conditionnement	Carton de 10 boîtes de 100. PaLETTE de 54 cartons.	Carton de 10 boîtes de 100. PaLETTE de 54 cartons.



DOIGTIER ROULÉ - SANS POUVRE

Doigtier roulé sans poudre en latex. Apprécié en milieu industriel, il présente une bonne sensibilité tactile.

Longueur : 70mm

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
108100A	Medium N°3	Carton de 150 sachets de 100.
108102A	Large N°4	Carton de 150 sachets de 100.

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
108103	Extra large N°5	Carton de 300 sachets de 100.



GANT DE NETTOYAGE ET DÉCONTAMINATION

Gant de nettoyage et de décontamination en vinyle sans poudre non stérile. Possède une texture floquée et une manchette de 320 mm. Il s'adapte parfaitement à l'utilisation en milieu industriel.

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
107711	Small (6/7)	Carton de 20 sachets de 10 paires.
107712	Medium (7/8)	Carton de 20 sachets de 10 paires.
107713	Large (8/9)	Carton de 20 sachets de 10 paires.
107714	Extra large (9/10)	Carton de 20 sachets de 10 paires.

Gants stériles

LA GAMME GANT DE CHIRURGIE

Le partenariat exclusif avec la société ADVENTA HEALTH nous permet de vous proposer une gamme complète de gants de chirurgie avec un éventail de produits alliant haute technicité, confort et protection des utilisateurs.

- Confort et sécurité
- Double gantage facilité grâce à la technologie polymère multicouche
- Technologie Suregrip® pour assurer une parfaite préhension

	PRÉCONISATION D'UTILISATION	MATIÈRE	ÉPAISSEUR	COULEUR	POUVRE	AQL
MARQUE EUROMEDIS						
GANT LATEX EUROMEDIS POUVRE	Chirurgie générale	Latex naturel	0,23 MM	Crème	OUI	0,65
GANT LATEX EUROMEDIS NON POUVRE			0,24 MM		NON	
ADVENTA HEALTH						
MAXITEX® NEURO	Microchirurgie	Latex naturel	0,19 MM	Marron	NON	0,65
NUZONE®	Chirurgie générale	Neoprène	0,20 MM	Marron		
FINESSIS® ZERO			0,22 MM	Blanc		
FINESSIS® CORIUM	Microchirurgie ou sous gant	Flexylon®	0,19 MM	Vert	0,1	
FINESSIS® AEGIS (EX G VIR)	Chirurgie à risque et aseptique		0,29 MM	Vert et blanc		

GAMME FINESSIS® EUROMEDIS

Le Flexylon®, matériau révolutionnaire, permet d'obtenir des gants aux niveaux d'étanchéité et de protection inégalés.

La mise en œuvre de ce matériau permet d'obtenir des films d'une très grande qualité offrant :

- une meilleure étanchéité avec absence de porosité permettant de garantir des niveaux d'assurance qualité (AQL) de 0.1 au lieu de 1.5.
- l'absence d'accélérateurs de vulcanisation et de réticulation apportent une réponse aux allergies « type I » (latex) et « type IV » (accélérateurs).
- un effet barrière incomparable
- un grand confort d'utilisation et une faible pression sur la peau car le matériau épouse parfaitement la main

AEGIS

En cas de chirurgie à haut risque ou aseptique. La technologie G VIR acquise par notre partenaire Adventa Health puis améliorée par l'utilisation du Flexylon® permet de limiter l'épaisseur du gant.

Grâce à la combinaison de l'effet barrière et d'agents désinfectants présents entre les deux couches d'élastomère, le gant AEGIS assure une protection et une sécurité supplémentaire aux utilisateurs confrontés à un AES* en présence d'agents bactériens ou viraux connus.

*AES : Accident d'exposition au sang.

TRAITEMENT POLYMER COATED

Le traitement polymer coated des gants permet d'éviter les réactions secondaires dues à une trop importante chlorination, il améliore la glisse et l'enfilage.

Gants stériles



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® ZERO

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateurs. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Élastomère de synthèse à haute performance offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Technologie de fabrication permettant de réaliser des films d'une très grande qualité. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Pas d'accélérateurs de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique et la faible pression sur la peau. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : blanc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114907G	Taille 5 1/2	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 27 cartons.
114900G	Taille 6	
114901G	Taille 6 1/2	
114902G	Taille 7	
114903G	Taille 7 1/2	
114904G	Taille 8	
114905G	Taille 8 1/2	
114906G	Taille 9	



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® CORIUM

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateurs. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Corium est principalement destiné à être utilisé en sous-gant. Le sur-gantage est très aisé, avec tout type de gant externe. Élastomère de synthèse offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Sans accélérateurs de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : vert.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114910	Taille 6	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 cartons.
114911	Taille 6 1/2	
114912	Taille 7	
114913	Taille 7 1/2	
114914	Taille 8	
114915	Taille 8 1/2	
114916	Taille 9	



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE FINESSIS® AEGIS

Gant de chirurgie synthétique en Flexylon®, sans latex et sans accélérateurs incluant un liquide désinfectant séquestré à l'intérieur du gant dans sa couche centrale. Aucun contact entre le désinfectant et la peau ou/et le patient dans les conditions normales d'utilisation. La solution antiseptique n'est libérée qu'en cas de rupture du gant, seulement à l'endroit de la rupture et uniquement de la quantité présente à cet endroit. Diminution de la charge virale (virus enveloppés) transmise en cas d'accident percutané. Coloris : vert et blanc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114920	Taille 6	Carton de 4 boîtes de 40 paires. Palette de 30 cartons.
114921	Taille 6 1/2	
114922	Taille 7	
114923	Taille 7 1/2	
114924	Taille 8	
114925	Taille 8 1/2	



GANT DE CHIRURGIE SYNTHÉTIQUE NUZONE® - SANS POUVRE

Gant de chirurgie synthétique en néoprène. Recommandé pour la chirurgie orthopédique, cardio-thoracique et générale. Couleur ambrée pour minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Emballage film PE/film PE. Manchette bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114140	Taille 5 1/2	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 cartons.
114141	Taille 6	
114142	Taille 6 1/2	
114143	Taille 7	
114144	Taille 7 1/2	
114145	Taille 8	
114146	Taille 8 1/2	
114147	Taille 9	



GANT D'INTERVENTION LATEX BORD ROULÉ - SANS POUVRE

Conception anatomique. Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour améliorer l'enfilage. Recommandé pour les interventions chirurgicales hors bloc.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114200P	Taille 6	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 42 cartons.
114201P	Taille 6 1/2	
114202P	Taille 7	
114203P	Taille 7 1/2	
114204P	Taille 8	
114205P	Taille 8 1/2	
114206P	Taille 9	



GANT D'INTERVENTION LATEX BORD DROIT - SANS POUVRE

Gant anatomique stérile. Traitement « Polymer Coated » pour améliorer la glisse et l'enfilage du gant non poudré. Surface rugueuse.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
127270P	Taille 6	Carton de 6 boîtes de 50 paires. Palette de 24 cartons.
127271P	Taille 6 1/2	
127272P	Taille 7	
127273P	Taille 7 1/2	
127274P	Taille 8	
127275P	Taille 8 1/2	
127276P	Taille 9	



GANT OBSTÉTRIQUE SANS POUVRE

Spécifiquement recommandé aux gestes d'obstétrique et doté d'une manchette extra longue, ce gant offre un important pouvoir de protection. Anatomique. Surface rugueuse.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
216122	Taille 6 1/2	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 18 cartons.
216124	Taille 7 1/2	
216126	Taille 8 1/2	



GANT DE CHIRURGIE LATEX BORD ROULÉ - SANS POUVRE

Conception anatomique qui suit la forme naturelle des doigts. Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour améliorer la glisse et l'enfilage. Recommandé pour tout type de chirurgie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114157	Taille 5 1/2	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 36 cartons.
114150	Taille 6	
114151	Taille 6 1/2	
114152	Taille 7	
114153	Taille 7 1/2	
114154	Taille 8	
114155	Taille 8 1/2	
114156	Taille 9	



GANT DE CHIRURGIE LATEX BORD ROULÉ - POUVRE

Conception anatomique qui suit la forme naturelle des doigts. Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour améliorer la glisse et l'enfilage. Recommandé pour tout type de chirurgie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114100	Taille 6	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 36 cartons.
114101	Taille 6 1/2	
114102	Taille 7	
114103	Taille 7 1/2	
114104	Taille 8	
114105	Taille 8 1/2	
114106	Taille 9	



GANT DE MICROCHIRURGIE LATEX MAXITEX® NEURO PF - SANS POUVRE

Surface rugueuse. Traitement polymer coated pour un enfilage facilité. Couleur ambrée permettant de minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Recommandé pour les procédures de microchirurgies comme l'ophtalmologie, la chirurgie de la main, la chirurgie plastique ou encore la chirurgie reconstructive.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
114130	Taille 5 1/2	Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 cartons.
114131	Taille 6	
114132	Taille 6 1/2	
114133	Taille 7	
114134	Taille 7 1/2	
114135	Taille 8	
114136	Taille 8 1/2	
114137	Taille 9	



GAMME PROTECTION

Blouse.....	20
Bonnet universel.....	18
Casquette à visière.....	18
Calot plat en papier.....	18
Charlotte clip.....	18
Charlotte ronde en non-tissé.....	18
Combinaison jetable.....	20
Compact roll.....	21
Couvre-chaussure.....	20
Drap de transfert.....	21
Drap d'examen plastifié imperméable.....	21
E-roll.....	21
Filet à cheveux.....	18
Kit de protection visiteur.....	20
Lunette de protection.....	18
Masque 3 plis - Type IIR.....	19
Masque FFP2 type bec de canard.....	19
Manchette de protection.....	19
Protège barbe.....	18
Tablier.....	20

SE PROTÉGER, PROTÉGER LES PATIENTS EST NOTRE PRIORITÉ. EUROMEDIS A DÉVELOPPÉ UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION DESTINÉE À CHAQUE PERSONNE ET À CHAQUE SITUATION.



Protection



CALOT PLAT EN PAPIER

Calot en papier avec liseré bleu adapté aux utilisateurs en milieu industriel ou hospitalier. Son grammage est de 80 g/m². Il est réglable et dispose d'un fond perforé.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161154X	Boîte de 100. Carton de 1000.



BONNET UNIVERSEL

A usage unique en non-tissé en viscose. Perméable à l'air. Son grammage est de 45 g/m². Il répond aux besoins d'hygiène hospitalière en milieu chirurgical. La circonférence à la base non étirée est de 56.5 cm.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161151	Bleu	Boîte de 100. Carton de 500.
161152	Vert	Boîte de 100. Carton de 500.



CASQUETTE À VISIÈRE

Casquette résille blanche à visière, idéale pour la protection des cheveux en industrie alimentaire. La visière de protection est de 80 g/m² et la résille de 10 g/m². Disponible avec ou sans cache-cou.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161131X	Sans cache-cou	Sachet de 100. Carton de 1000.
161132X	Cache-cou	Sachet de 100. Carton de 1000.



CHARLOTTE RONDE EN NON-TISSÉ

Charlotte ronde en non-tissé à usage unique avec élastique souple non traumatisant pour un maintien efficace sur la tête. Idéale pour envelopper complètement les cheveux. Grammage : 14 g/m².

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161125X	Blanche	Sachet de 100. Carton de 1000.
161126X	Bleue	Sachet de 100. Carton de 1000.



CHARLOTTE CLIP

Charlotte clip en non-tissé en polypropylène à usage unique avec élastique en spandex souple et non traumatisant. Grammage : 14 g/m².

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161130X	Blanche. Boîte de 250.	Carton de 1000.
161139	Blanche. Sachet de 100.	Carton de 1000.



FILET À CHEVEUX

Bleu en nylon. Permet de recouvrir la totalité des cheveux pour une protection optimale.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161441	Sachet de 100. Carton de 1000.



PROTÈGE BARBE

Cache-barbe blanc avec élastique pour un maintien optimal. Permet de répondre aux normes d'hygiène sur le lieu de travail. Sa taille unique de 22 x 45 cm s'adapte à tous.

Vente au carton.


Référence	Conditionnement
161440	Sachet de 100. Carton de 2000.

LUNETTE DE PROTECTION

Lunettes de protection réutilisables en polycarbonate transparent. Elles offrent un large champ de vision et sont compatibles avec des lunettes de vue.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
208007	L'unité.



MANCHETTE DE PROTECTION

Assure la protection des avant-bras en milieu industriel agro-alimentaire. Épaisseur de 20 µm. Manchette en PE, blanche opaque. Parfaitement étanche grâce aux élastiques aux deux extrémités. Dimensions : 220 x 440 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161119	Sachet de 100. Carton de 2000.

Nos INDISPENSABLES



LES MASQUES 3 PLIS - TYPE IIR

Masque facial médical bleu foncé, jetable avec barre nasale. Non stérile. Taille adulte. Efficacité de la filtration bactérienne : ≥ 98%. Résistant aux projections de liquides.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
161321	Carton de 40 boîtes de 50 masques.



MASQUE DE PROTECTION

Nos masques offrent une protection et répondent aux exigences de la norme NF EN 14683+AC*

Ils sont adaptés aux blocs opératoires et à une longue utilisation en salles propres. Ils s'adaptent au visage pour prévenir toute fuite. Respirabilité et douceur.

Filtration ≥ 98%.

* NF EN 14683+AC : La norme classe les masques en 2 types : I et II. La lettre « R » désigne la résistance aux projections.



MASQUE FFP2 TYPE BEC DE CANARD

Demi-masque, à usage unique, non stérile. Respiration optimale, adaptabilité à la morphologie du visage. Fabriqué en France.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
01010183	Carton de 37 boîtes de 40 masques.



Protection



TABLIER

Tablier en polyéthylène destiné à une bonne protection du tronc et des jambes, tant dans le domaine médical qu'industriel. L'épaisseur est de 15 µm.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161103A	Blanc opaque 125 cm	Sachet de 100. Carton de 1000.
161105	Blanc opaque 140 cm	Sachet de 100. Carton de 1000.
161106	Bleu opaque 125 cm	Sachet de 100. Carton de 1000.



COMBINAISON JETABLE

Combinaison jetable avec capuche et système de fermeture éclair à l'avant. Elle est équipée d'élastiques aux poignets, aux chevilles et à la tête pour une meilleure protection et un bon maintien. Blanche.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1 161281	Microporeuse - 63 g/m ²	Carton de 50.
2 161279	38 g/m ²	Carton de 50.



BLOUSE

Blouse visiteur en non-tissé de polypropylène de 25 g/m². Elle se noue à l'encolure et à la taille grâce à deux lacets. Les poignets sont équipés d'élastiques pour assurer un bon maintien. Idéale pour la protection des visiteurs hospitaliers. Dimensions : 110 x 130 cm.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161265/100	Blanche	Carton de 100.
161266/100	Bleu	Carton de 100.
161267/100	Vert	Carton de 100.

KIT DE PROTECTION VISITEUR

- Il comprend :
- 1 blouse visiteur
- 1 charlotte clip
- 1 masque en papier
- 2 couvre-chaussures



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161201X	Carton de 100.

COUVRE-CHAUSSURE

Couvre-chaussure, de taille unique, en polyéthylène ou non-tissé avec ou sans antidérapant. Répond aux besoins des utilisateurs en milieu industriel, en salle blanche ou en milieu hospitalier.

• Non-tissé blanc



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161540	40 g/m ² . Boite de 100.	Carton de 10.
161540X	40 g/m ² . Sachet de 100.	Carton de 10.

• Polyéthylène bleu



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161104X	Sachet de 100.

• Antidérapant blanc et bleu



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
161548X	Carton de 400.

Nos INDISPENSABLES

DRAP DE TRANSFERT

Drap de transfert en non-tissé polypropylène. Dimensions : 150 x 217 cm. Grammage : 70 g/m².

Vente au carton

Référence	Conditionnement
154120	Carton de 50. Palette de 20 cartons.



Formats 300
Rouleaux 6
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

1 E-ROLL COMPACT 35

Deux fois plus long qu'un rouleau de draps traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. En utilisant le Compact Roll vous participez directement au développement durable. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



Achat malin



2 DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ IMPERMÉABLE

Super absorbant. 28 g + 14 g, face polyéthylène. Rouleau de 50 ou 75 cm de large. Prédécoupé tous les : 38 cm (180 formats), 114 cm (60 formats) et 192 cm (40 formats).



Formats 300
Rouleaux 6
Dimensions 50 x 30 cm
g/m² 2 x 18

3 E-ROLL COMPACT 30

Deux fois plus long qu'un rouleau traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm. 100% ouate de cellulose.



Formats 135
Rouleaux 9
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

4 E-ROLL GAUFRÉ

2 plis micro-gaufré collé. Très résistant. Pure cellulose douce. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 38 cm
g/m² 2 x 18

5 E-ROLL PREMIUM

100% ouate de cellulose. Blanc. Résistant et absorbant. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 38 cm.



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 30 cm
g/m² 2 x 18

6 E-ROLL CLASSIC 150

Résistant et absorbant. 100% ouate de cellulose. 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm.



Formats 135
Rouleaux 9
Dimensions 50 x 35 cm
g/m² 2 x 18

7 E-ROLL CLASSIC 135

Confort et résistance. 100% ouate de cellulose. 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



Formats 150
Rouleaux 12
Dimensions 50 x 38 cm
g/m² 2 x 18

8 E-ROLL ECO


Ouate de cellulose mixte. Blanc (2 x 18 g), résistant et bonne absorption. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 38 cm.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1 221253	E-roll compact 35	Carton de 6 rouleaux. Palette de 24 cartons.
2 121300	Bleu. 180 formats 50 x 38 cm.	Carton de 6 rouleaux. Palette de 36 cartons.
2 121301	Bleu. 60 formats 50 x 114 cm.	Carton de 6 rouleaux. Palette de 36 cartons.
2 121321	Blanc. 40 Formats 75 x 192 cm.	Carton de 6 rouleaux. Palette de 25 cartons.
3 221254	E-roll compact 30	Carton de 6 rouleaux. Palette de 24 cartons.


Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
4 121252	E-roll gaufré	Carton de 9 rouleaux. Palette de 18 cartons.
5 221250B	E-roll premium	Carton de 12 rouleaux. Palette de 18 cartons.
6 121256	E-roll classic 150	Carton de 12 rouleaux. Palette de 24 cartons.
7 121254	E-roll classic 135	Carton de 9 rouleaux. Palette de 24 cartons.
8 121250B	E-roll eco	Carton de 12 rouleaux. Palette de 18 cartons.



GAMME HABILLAGE ET DRAPAGE

Casaque de soin.....	25
Casaque renforcée	25
Casaque standard	25
Champ de soins	27
Champ de table.....	27
Housse pour amplis de brillance.....	27
Housse pour camera, pliage télescopique.....	27
Trousse.....	26



Habillage et drapage

LA GAMME HYPÉRIA

La gamme d'habillage et de drapage chirurgicaux HYPERIA a pour objectif de répondre aux besoins et aux différentes contraintes des équipes opératoires. La recherche des matériaux, le choix des composants, ainsi que l'élaboration des produits sont le fruit d'une écoute permanente de nos clients et sont liés à l'évolution de l'environnement des nouvelles techniques chirurgicales.

Les matières utilisées répondent aux exigences réglementaires des normes européennes EN 13795-1 & 2. Celles-ci définissent différentes caractéristiques dont les valeurs permettent d'identifier :

- La résistance à la pénétration des liquides,
- La résistance à la pénétration microbienne,
- La propreté microbienne,
- La propreté particulière (relargage particulière),
- La résistance à la traction, état sec et humide,
- La résistance à l'éclatement, état sec et humide.

Notre choix s'est organisé autour du S.M.S (Spunbonded / Melblown / Spunbonded), tant pour les casques que pour le drapage avec des grammages différents répondant aux spécificités de chaque utilisation. Cette matière dispose des propriétés suivantes :

- Bonne résistance mécanique,
- Relargue très peu de particules,
- Bonne résistance à la pénétration des liquides.

Cette dernière propriété donnera entièrement satisfaction, notre S.M.S étant complété par des renforts sur les champs opératoires, en utilisant du Spunlace, laminé avec du polyéthylène alliant absorption et étanchéité.

CASAQUE CHIRURGICALE

Deux axes de qualité

1 Degré de protection

La casaque chirurgicale joue un rôle important dans la prévention des infections en empêchant le transfert de micro-organismes dans le bloc opératoire. Elle sert un double objectif :

- Protéger le patient par la prévention du transfert des germes de l'opérateur au patient.
- Protéger l'opérateur contre la pénétration de liquides (sang, fluides corporels, substances chimiques) et de micro-organismes.

2 Confort de l'opérateur (praticien)

Le confort de l'opérateur a un impact significatif sur la performance de celui-ci, il dépend principalement des propriétés thermiques et de la conception de la casaque.

DRAPAGE CHIRURGICAL

La gamme de trousse chirurgicales Euromédis a pour objectif de répondre aux différentes contraintes de drapage pour chacun de vos besoins.

- Architecture de drapage adaptée au type de procédure.
- Matériau imperméable ou étanche en fonction de la procédure.
- Gamme permettant de répondre aux différentes spécialités chirurgicales.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

Conformes aux exigences des normes EN 13795-1 & 2, ils vous assurent une :

- Barrière physique entre le patient et l'opérateur
- Résistance à la pénétration des liquides
- Barrière efficace contre les bactéries
- Propreté microbiologique et un très faible relargage de particules



1 CASAQUE DE SOIN

Casaque de soin standard stérile avec dos croisé ou dos droit, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.



2 CASAQUE STANDARD

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.



4 CASAQUE STANDARD AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale standard stérile avec passe-pouces, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.

3 CASAQUE STANDARD PLUS

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Son traitement spécifique lui configure une excellente barrière.



5 CASAQUE RENFORCÉE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.



6 CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.



7 CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES ET BAVETTE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce et bavette, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.


Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	161740 Dos croisé - Taille L - 125 cm	Carton de 40.
1	161741 Dos croisé - Taille XL - 135 cm	Carton de 40.
1	161742 Dos droit - Taille L - 125 cm	Carton de 40.
1	161743 Dos droit - Taille XL - 135 cm	Carton de 40.
2	161720 Taille M - 110 x 154 cm	Carton de 40.
2	161721 Taille L - 120 x 154 cm	Carton de 40.
2	161722 Taille XL - 130 x 158 cm	Carton de 40.
2	161725 Taille XL - 140 x 160 cm	Carton de 40.

Référence	Description	Conditionnement
2	161723 Taille XXL - 140 x 169 cm	Carton de 40.
2	161724 Taille XLL - 150 x 158 cm	Carton de 40.
3	161760 Taille L - 130 cm	Carton de 40.
3	161761 Taille XL - 140 cm	Carton de 40.
3	161762 Size XLL - 150 cm	Carton de 40.
4	161752 Size XL - 130 x 160 cm	Carton de 40.
4	161753 Size XLL - 150 x 160 cm	Carton de 40.
5	161710 Size L - 130 x 160 cm	Carton de 40.


Référence	Description	Conditionnement
5	161711 Taille XL - 140 x 160 cm	Carton de 40.
5	161712 Taille XXL - 140 x 169 cm	Carton de 40.
5	161713 Taille XLL - 150 x 160 cm	Carton de 40.
6	161750 Taille XL - 130 x 160 cm	Carton de 40.
6	161751 Taille XLL - 150 x 160 cm	Carton de 40.
7	161730 Taille XL - 130 x 160 cm	Carton de 40.
7	161731 Taille XLL - 150 x 160 cm	Carton de 40.

Habillage et drapage




1 TROUSSE UNIVERSELLE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 2 champs latéraux 75 x 100 cm,
- 1 champ de pied 190 x 180 cm,
- 1 champ de tête 250 x 150 cm.




2 TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 2 champs latéraux 110 x 100 cm, renfort absorbant,
- 1 champ de pied 210 x 200 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm,
- 1 champ de tête 260 x 160 cm, renfort absorbant adhésif sur 100 cm,
- 4 languettes de maintien du cordon 10 x 10 cm.




3 TROUSSE EXTRÉMITÉ

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêtre élastique Ø 6 cm.




4 TROUSSE EXTRÉMITÉ

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêtre élastique Ø 6 cm.




5 TROUSSE EXTRÉMITÉ RENFORCÉE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ d'extrémité 320 x 240 cm, fenêtre élastique excentrée Ø 6 cm renfort absorbant 70 x 110 cm avec 4 passes tubulaires.




6 TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'isolation 330 x 270 cm, en polyéthylène transparent avec poche de recueil et robinet, champ fenêtré à inciser 25 x 80 cm
- 2 poches à instruments 25 x 27,5 cm.



7 TROUSSE DE PAROI

1 couvre table 120 x 140 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.




8 TROUSSE DE PAROI

1 couvre table 140 x 160 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.


Vente au carton. Sachet de 1 avec étiquette de traçabilité.

Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement		
1	164000	Trousse universelle.	Carton de 12.	6	164108	Trousse d'isolation verticale..	Carton de 13.
2	164002	Trousse universelle renforcée.	Carton de 8.	7	164005	Trousse de paroi.	Carton de 25.
3	164103	Trousse extrémité.	Carton de 12.	8	164008	Trousse de paroi.	Carton de 25.
4	164104	Trousse extrémité.	Carton de 12.	9	164100	Trousse orthopédie.	Carton de 6.
5	164102	Trousse extrémité renforcée..	Carton de 12.	10	164101	Trousse orthopédie plus.	Carton de 6.




9 TROUSSE ORTHOPÉDIE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche en biple 120 x 140 cm,
- 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm,
- 1 champ de Tête 180 x 300 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm.




10 TROUSSE ORTHOPÉDIE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 couvre table plié 140 x 190 cm,
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche en biple 120 x 140 cm,
- 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm,
- 1 champ de Tête 180 x 300 cm, renfort absorbant 40 x 68 cm, adhésif sur 100 cm,
- 1 champ en U 250 x 270 cm renfort absorbant 120 x 68 cm adhésif 15 x 100 cm.




11 TROUSSE DE HANCHE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 couvre table plié 140 x 190 cm,
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ en U 150 x 210 cm avec adhésifs, dimensions du U 35 x 70 cm,
- 1 champ de tête 180 x 300 cm renfort absorbant 40 x 68 cm, adhésif sur 100 cm,
- 1 champ en U 270 x 320 cm, renfort absorbant 116 x 68 cm, adhésif 15 x 100 cm, deux fenêtres élastiques Ø 6 cm avec protection.




12 TROUSSE DE MAIN

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm,
- 1 champ de mains 360 x 320 cm avec table à bras (160 x 140 cm) et fenêtre élastique Ø 5 cm renfort absorbant 41 x 85 cm avec 4 passes tubulaires.



13 TROUSSE DE CÉSARIENNE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 couvre table 120 x 140 cm,
- 1 champ bébé 100 x 100 cm,
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm, fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35 cm, passes-tubulaires, poche de recueil avec robinet de vidange.



14 TROUSSE DE CÉSARIENNE

1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 champ Bébé 100 x 100 cm,
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm, fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35 cm, passes-tubulaires, poche de recueil avec robinet de vidange.

Référence	Description	Conditionnement	
11	164109	Trousse de hanche.	Carton de 6.
12	164105	Trousse de main.	Carton de 12.
13	164200	Trousse de césarienne.	Carton de 10.
14	164204	Trousse de césarienne.	Carton de 10.



HOUSSE POUR CAMERA

Housse de caméra endoscopique stérile en polyéthylène. Pliage télescopique. Longueur de 2500 mm pour 150 mm de largeur. Fournie avec 4 étiquettes de traçabilité.

Vente au carton.


Référence	Conditionnement
199731	Carton de 50.

HOUSSE POUR AMPLIS DE BRILLANCE

Housse en polyéthylène emballé dans un champ bleu. Protection efficace s'adaptant parfaitement au produit.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199732	Housse pour amplis de brillance - 90 x 150 cm	Carton de 50.
199733	Housse pour amplis de brillance - 120 x 150 cm	Carton de 50.
199701	Couvre ampli de brillance - Ø 90 cm	Carton de 50.
199702	Couvre ampli de brillance - Ø 140 cm	Carton de 50.
199703	Couvre ampli de brillance - Ø 120 cm	Carton de 50.



CHAMP DE SOINS SIMPLE STÉRILE

Champ de soins à usage unique pour la petite chirurgie et les soins particuliers. Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante de cellulose.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161600	40 x 45 cm	Boîte de 50. Carton de 4.
161601	45 x 75 cm	Boîte de 50. Carton de 4.
161602	75 x 90 cm	Boîte de 50. Carton de 4.



CHAMP DE SOINS STÉRILE ADHÉSIF

Composé d'une bande adhésive sur la longueur permettant de rattacher le champ à un autre champ, ou à assurer une protection supplémentaire lors de l'intervention. Autre avantage : le champ ne risque pas de glisser durant l'intervention.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161620	50 x 50 cm. 5 cm x 50 cm.	Boîte de 50. Carton de 4.
161621	50 x 70 cm. 5 cm x 70 cm.	Boîte de 50. Carton de 4.
161622	75 x 75 cm. 5 cm x 75 cm.	Boîte de 50. Carton de 4.
161623	75 x 90 cm. 5 cm x 90 cm.	Boîte de 50. Carton de 4.



CHAMP DE SOINS STÉRILE FENESTRÉ

Présente un orifice central de différente taille selon le champ. Indiqué pour les opérations spécifiques nécessitant une intervention locale avec risque de forte exsudation.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161630	50 x 60 cm. Ø 6 cm.	Boîte de 25. Carton de 4.
161632	70 x 90 cm. Orifice 7 x 12 cm.	Boîte de 25. Carton de 4.



CHAMP DE SOINS STÉRILE FENESTRÉ ADHÉSIF

Allie les caractéristiques du champ fenestré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention. Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
161640	50 x 50 cm	Boîte de 50. Carton de 4.
161641	50 x 70 cm	Boîte de 50. Carton de 4.
161642	70 x 90 cm	Boîte de 50. Carton de 4.




CHAMP DE TABLE

Orifice central ainsi qu'une bande adhésive garantissant la fixité du champ durant une intervention. Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour de l'ouverture.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
161610	140 x 120 cm.	Carton de 50.
161611A	140 x 160 cm.	Carton de 40.
161612	150 x 200 cm.	Carton de 40.
161613	140 x 190 cm.	Carton de 40.
161650A	Housse de mayo 80 x 140 cm.	Carton de 100.



GAMME SOIN

Sets et instruments

Bistouri	37
Dafilon fils à peau en polyamide	37
Cupule stérile	35
Curette dermatologique stérile	36
Fermeture cutanée Filapeau Peters	37
Gamme Euroset®	33
Instrument satellite stérile métal	36
Instrument satellite stérile plastique	35
Lame coupe fils	37
Lame de bistouri	37
Manche de bistouri	37
Punch à biopsie stérile	36
Set d'ablation de fils	34
Set de pansement	31-33
Set de suture	34

Compresse et coton

Boule de gaze ou non-tissé non stérile	41
Boule de gaze ou non-tissé stérile	41
Compresse de gaze ou non-tissé non stérile	40
Compresse de gaze ou non-tissé stérile	39-40

Compresse oculaire stérile	40
Compresse ORX pour laparotomie	40
Coton	41
Tampon pur zellin	41

Pansement

Décolle-adhésif	44
Gamme Anapore®	44
Gamme Europlaie®	43
Gamme Eurovit®	43
Méditulle®	43
Pansement	44

Bandes et filets

Bandage tubulaire	46
Bande de contention cohésive	45
Bande de crêpe	45
Bande de gaze extensible	45
Ceinture abdominale	46
Eurofix®	45
Filet tubulaire	46



Sets et instruments



AVANTAGE DES SETS

Découvrez nos sets
Pansement, suture, perfusion, pharmacie, cupule

- Rapidité de mise en œuvre
- Respect des règles d'asepsie
- Stérilité garantie
- Utilisation des emballages comme soutien au geste médical
- Économique (quantité et type de composants étudiés), pas de gaspillage
- Gain de temps, prêt à l'emploi, usage unique

GARANTIE EUROMEDIS


- Son expertise acquise au long des années
- Une large gamme à votre disposition
- Une réponse adaptée à vos besoins spécifiques



Instrumentation



Set pharmacie



Set de suture/ablation



Set de pansement pour pose de perfusion



Cupule




Set de pansement



SET DE PANSEMENT

Présentés en blister rigide 2, 3, 4 alvéoles ou en sachet pelable. Avec ou sans étiquettes de traçabilité.



Différents composants :

- Champ de soin absorbant imperméable
- Pince anatomique en plastique à bouts mousse ou fins (bleue, verte ou rouge)
- Pince Kocher en plastique
- Tampons de gaze ou en non-tissé Ø 3 cm
- Compresse en non-tissé ou de gaze
- Essuie-mains en non-tissé 20 x 20 cm



SET DE PANSEMENT SANS CHAMP

* Composant arrivant en 1^{er} à l'ouverture du blister.

Vente au carton.

	Références			
	174965	C10102K	D1500K	174966
Blisters rigides 2 alvéoles				1
Blisters rigides 3 alvéoles	1	1		
Blisters rigides 4 alvéoles			1	
Pince anatomique bleue mousse				1*
Pince anatomique verte mousse	1	1	1	1
Pince Kocher bleue 14 cm	1*	1*	1*	
Compresse non-tissée 7,5 x 7,5 cm	5	10		
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)				3
Tampon non tissé Ø 3 cm (prune)			5	
Conditionnement	Carton de 50.	Carton de 50.	Carton de 50.	Carton de 50.

Sets et instruments



SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP

* Composant arrivant en 1^{er} à l'ouverture du blister.

Vente à la boîte.

	Références					
	174940-5	174965-5	CC1552K-5	174966-5	174942-5	CC2800-5
Blisters rigides 2 alvéoles				1		
Blisters rigides 3 alvéoles	1	1	1		1	1
Blisters rigides 4 alvéoles						
Champ imperméable 38 x 45 cm	1		1		1	1
Pince anatomique bleue mousse				1		1
Pince anatomique verte fine	1	1	1	1	1	1
Pince kocher bleue 14 cm	1	1	1		1	
Compresse non-tissée 7,5 x 7,5 cm		5	5		5	
Tampon non tissé Ø 3 cm (prune)	5			3		8
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)					5	
Conditionnement	Carton de 16 boîtes de 5 sets.					

Vente au carton.

AVEC 1 PINCE ANATOMIQUE	Références							
	CD1552K	CD1552K-1	CD1552K-4	174942	CD1552K-3	174944	174937	CD11000K
Blisters rigides 4 alvéoles	1	1	1	1	1	1	1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1	1*	1	1	1	1*	1	1*
Pince anatomique verte mousse		1	1		1			1
Pince anatomique verte fine	1			1			1	
Pince kocher bleue 14 cm	1*	1	1*	1*	1*		1*	1
Compresse non-tissée 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5	5		
Compresse gaze 7,5 x 7,5 cm							5	
Tampon non tissé Ø 3 cm (prune)	5	5	5					10
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)				5	5	5	6	
Etiquette de traçabilité		2	2	2				
Conditionnement	Carton de 50.							

Vente au carton.

AVEC 2 PINCES ANATOMIQUES	Références							
	CD2652K	174940	174943	CD2600-1	CB2800	CD2522	CB2555	174939
Blisters rigides 3 alvéoles		1						
Blisters rigides 4 alvéoles	1		1	1	1	1	1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1	1*	1*	1	1	1	1	1*
Pince anatomique bleue mousse	1*			1*			1*	
Pince anatomique verte mousse	1					1		
Pince anatomique bleue fine		1	1		1*	1*		1
Pince anatomique verte fine		1	1	1	1	1		1
Pince kocher bleue 14 cm	1							
Compresse non-tissée 7,5 x 7,5 cm	5					2	5	
Tampon non tissé Ø 3cm (prune)	6			6	8	5	5	
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)		5	6					
Essuie-mains 20 x 20 cm								8
Conditionnement	Carton de 50.							

SET DE PANSEMENT POUR PERFUSION À DOMICILE

Sets d'hospitalisation à domicile conçus pour assurer les actes de perfusion, par voie centrale ou périphérique, ainsi que pour la réalisation ou la réfection des pansements. Complètes, ces sets répondent aux besoins des infirmières.



Vente au carton.

	Références				
	174478	174688	174420	CS0052GN	CD1552KNGW
Sachet pelable	1	1	1	1	
Blisters rigides					1
Sac à déchet DASRI	1				1
Champ enveloppant 45 x 75 cm	1				
Champ enveloppant 60 x 50 cm		1			
Essuie-mains 30 x 40 cm	1				
Charlotte à clip - élastique	1				
Masque HF	2	1			
Champ imperméable 38 x 45 cm fenêtré - pré-fendu	1				
Champ imperméable 38 x 45 cm				1	1
Gant nitrile - T7/8	2	2		2	2
Compresse non-tissée 7,5 x 7,5 cm	10	5	5	5	5
Bandelette adhésive double	2				
Seringue 20 ml LL	1	1			
Seringue 10 ml LL			1		
Aiguille 18 G x 11/2	1	1	1		
Tampon non tissé Ø 3 cm					5
Pince kocher plastique bleue					1
Pince anatomique verte					1
Conditionnement	Carton de 50	Carton de 30	Carton de 30	Carton de 50	Carton de 50



EUROSET® PHARMACIE

Set post-opératoire pour plaie suturée non infectée : en boîte pour 3 soins pour le nettoyage, la désinfection, le recouvrement des plaies, en post-opératoires.

174973-1 Petit // 174974-1 Moyen // 174975-1 Grand

Vente au carton.

	Référence		
	174973-1	174974-1	174975-1
Notice d'utilisation	1	1	1
Coupe-fils stérile	1	1	1
Sac collecteur de déchets	3	3	3
Pansement adhésif stérile avec compresse	3 (8 x 10 cm)	3 (9 x 15 cm)	3 (10 x 25 cm)
Film adhésif semi-perméable stérile	3 (10 x 12 cm)	3 (15 x 20 cm)	3 (15 x 30 cm)
3 Blisters rigides contenant chacun			
Compresse en non-tissée 10 x 10 cm	5	5	10
Pince anatomique plastique	2	2	2
Champ absorbant imperméable 30 x 45 cm	1	1	1
LPP	6355951	6355968	6355974
Conditionnement	Boîte de 1. Carton de 6.		




EUROSET® STANDARD

Set standard plaies chroniques : en boîte pour 5 soins pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

Vente au carton.

	Référence
	173000-1
Notice d'utilisation	1
Sac collecteur de déchets	5
Film adhésif transparent semi-perméable 100 x 150 mm	5
5 Blisters rigides contenant chacun	
Champ imperméable 30 x 45 cm	1
Paire de ciseaux pointus métal	1
Pince anatomique à bouts mousses	1
Pince anatomique à bouts fins	1
Compresse en non-tissée 10 x 10 cm	10
LPP	6356940
Conditionnement	Boîte de 5. Carton de 6.

Sets et instruments



SET DE SUTURE

Présentation en blister rigide 4 alvéoles, 1 alvéole dédiée aux compresses et 2 étiquettes de traçabilité repositionnables.

* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.

Vente au carton.


Avec 2 champs patient	Références						
	174647	174648	174668	174671	174667	174953	174400 (suture fine)
Blister rigide 4 alvéoles	1	1	1	1	1	1	1
Champ de table - 38 x 45 cm	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Champ fenêtré adhésif - 50 x 50 cm			1	1	1	1	1
Porte aiguille - 12,5 cm. Métal	1	1	1	1	1	1	
Porte aiguille fin (Derf) - 12,5 cm. Métal							1
Pince à disséquer à griffes - 12,5 cm. Métal			1				
Pince à disséquer sans griffes - 12,5 cm. Métal	1						
Pince Adson à griffes - 12,5 cm. Métal		1		1		1	
Pince Adson sans griffes - 12,5 cm. Métal					1	1	
Pince micro Adson sans griffes - 12,5 cm. Métal							1
Ciseaux bouts pointus - 11 cm. Métal	1	1	1	1	1	1	1
Compresses non-tissé - 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5	5	5
Étiquette de traçabilité	2	2	2	2	2	2	2
Conditionnement	Carton de 50.						

SET D'ABLATION DE FILS



Vente au carton.

	Références		
	174672	174670	174948
Blister rigide 3 alvéoles	1		
Blister rigide 4 alvéoles		1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm			1*
Pince anatomique bouts pointus	1	1	1
Lame coupe fils long	1	1	1
Tampon non tissé Ø 3 cm (prune)	3	6	
Tampon gaze Ø 3 cm (prune)			6
Conditionnement	Carton de 50.	Carton de 50.	Carton de 50.



CUPULE STÉRILE

En polypropylène transparent. Elles sont graduées afin de connaître le volume contenu. Deux étiquettes de traçabilité repositionnables sont disponibles sur l'emballage.



• Simple emballage

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
174615	60 ml - 60 mm	Carton de 100.
174616	90 ml - 75 mm	Carton de 100.
174617	120 ml - 80 mm	Carton de 100.
174618	150 ml - 90 mm	Carton de 100.
174619	250 ml - 100 mm	Carton de 75.
174620	500 ml - 125 mm	Carton de 50.
174621	1000 ml - 165 mm	Carton de 30.
174622	2000 ml - 220 mm	Carton de 30.



• Double emballage

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
174623	60 ml - 60 mm	Carton de 75.
174624	90 ml - 75 mm	Carton de 75.
174625	120 ml - 80 mm	Carton de 75.
174626	150 ml - 90 mm	Carton de 75.
174627	250 ml - 100 mm	Carton de 50.
174628	500 ml - 125 mm	Carton de 40.
174629	1000 ml - 165 mm	Carton de 30.
174630	2000 ml - 220 mm	Carton de 20.



INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE PLASTIQUE

Bleu. Emballage unitaire. Sachet pelable.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135908	Pince kocher 14 cm	Carton de 100.
135907	Pince anatomique bouts mousses 12,5 cm	Carton de 100.
SP-PDFB	Pince anatomique bouts fins 12,5 cm	Carton de 100.

Sets et instruments

Nos INDISPENSABLES

CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE

- Caractéristiques :
- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
 - Manche à prise en main dynamique et aisée.
 - Usage unique
 - Stérile et prête à l'emploi
 - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Oncologie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174445	2 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174446	3 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174447	4 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174448	5 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174449	7 mm	Boîte de 10. Carton de 50.



PUNCH À BIOPSIE STÉRILE

- Caractéristiques :
- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
 - Manche strié pour assurer un geste précis et sûr
 - Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée
 - Stérile et prêt à l'emploi
 - Usage unique
 - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Gynécologie, Podologie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174455	1 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174456	1,5 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174457	2 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174458	2,5 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174459	3 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174464	3,5 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174465	4 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174466	5 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174467	6 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174468	7 mm	Boîte de 10. Carton de 50.
174469	8 mm	Boîte de 10. Carton de 50.



INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE MÉTAL



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	Référence	Description	Conditionnement
174663	Styler Olivaire double. 14 cm.	Carton de 100.	174660	Porte aiguille à mors striés. 12 cm.	Carton de 50.
174684	Sonde cannelée. 14 cm.	Carton de 100.	174678	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Bouts pointus.	Carton de 100.
174656	Pince à disséquer à griffes. 12,5 cm.	Carton de 100.	174654	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Bouts pointus/mousse.	Carton de 100.
174657	Pince à disséquer sans griffes. 12,5 cm.	Carton de 100.	174655	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Coupe-fils.	Carton de 100.
174658	Pince Adson à griffes. 12,5 cm.	Carton de 100.	174651	Ciseaux métal. 11,5 cm. Blister rigide. Bouts pointus.	Carton de 50.
174659	Pince Adson sans griffes. 12,5 cm.	Carton de 100.	174652	Ciseaux anneaux plastique. 11,5 cm. Bouts pointus.	Carton de 100.
174441	Pince micro Adson à griffes métal. 12,5 cm.	Carton de 100.	174653	Ciseaux anneaux plastique. 11,5 cm. Bouts ronds.	Carton de 100.
174440	Pince micro Adson sans griffes métal. 12,5 cm.	Carton de 100.	174687	Ôte agrafe. 10 cm. Sachet pelable.	Carton de 120.
174683	Pince Kocher à griffes. 14 cm.	Carton de 50.	174662	Ôte agrafe. 10 cm. Blister rigide.	Carton de 50.
174401	Pince Kocher sans griffes. 14 cm.	Carton de 50.			

SWANN-MORTON



- **Manches de bistouris en acier inoxydable. MDR 2017/745 CE2797. Classe Ir.**
Manche de bistouri en acier inoxydable. Sachet individuel. Finition microbillée afin d'éliminer les aspérités et d'optimiser la décontamination.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
119110	N°3	L'unité.
119109	N°4	L'unité.

- **Bistouris stériles à usage unique. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
119100	N° 10	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119101	N° 11	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119102	N° 12	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119103	N° 15	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119104	N° 20	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119105	N° 21	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119107	N° 23	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes
119108	N° 24	Boîte de 100. Carton de 158 boîtes



- **Lame coupe-fils courts stériles. MDR 2017/745. Classe Is.**
Épaisseur de lame 0,394 mm - Conforme à la norme BS 2982 - Longueur 6,5 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
126100	Boîte de 100. Carton de 80 boîtes

- **Lames stériles carbone. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
118100	N° 10	Boîte de 100. Carton de 200 boîtes
118101	N° 11	Boîte de 100. Carton de 200 boîtes
118102	N° 12	Boîte de 100. Carton de 200 boîtes
118103	N° 15	Boîte de 100. Carton de 200 boîtes
118104	N° 20	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes
118105	N° 21	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes
118106	N° 22	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes
118107	N° 23	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes
118108	N° 24	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes
118111	N° 27	Boîte de 100. Carton de 120 boîtes



DAFILON FILS À PEAU EN POLYAMIDE

Fil chirurgical monofilament non résorbable synthétique composé de polymères de polyamide bleu. Indiqués pour la fermeture de plaies superficielles et la chirurgie plastique. Dafilon® bleu est également utilisé en neurochirurgie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
C0935131	4/0 (1,5) 75 cm DS16 DDP	Boîte de 36.
C0935336	2/0 (3) 90 cm DS24	Boîte de 36.
C0935239	3/0 (2) 90 cm DS19	Boîte de 36.



LAME, BISTOURI ET COUPE FILS

Lame en carbone stérile s'adaptant sur les manches de bistouri.

- **Lame coupe-fils**

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
119250	Boîte de 100.

- **Lame et bistouri**

Vente à la boîte.

	Lame de bistouri	Bistouri stérile
	Références	
N° 10	118200P	119200P
N° 11	118201P	119201P
N° 12	118202P	119202P
N° 15	118203P	119203P
N° 20	118204P	119204P
N° 21	118205P	119205P
N° 22	118206P	119209P
N° 23	118207P	119206P
N° 24	118208P	119207P
Conditionnement	Boîte de 100. Carton de 50 boîtes.	Boîte de 10. Carton de 10 boîtes.



FERMETURE CUTANÉE FILAPEAU PETERS

Non résorbable. Monofil polyamide bleu, légère élasticité, bonne glisse, retrait facile. Longueur 90 cm et forme 3/8.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
235760	D0,7 - 6/0 - 12 mm - M	Boîte de 12.
235761	D1 - 5/0 - 16 mm - N	Boîte de 12.
235762	D1,5 - 4/0 - 20 mm - R	Boîte de 12.
235767	D2 - 3/0 - 20 mm - S	Boîte de 12.
235765	D3 - 2/0 - 30 mm - T	Boîte de 12.

Compresse et coton

La qualité de nos produits réside dans leur capacité d'absorption, le confort et la douceur lors de leur utilisation. Il est recommandé de changer la compresse au moins une fois par jour.

Compresse de gaze

- Issue du coton filé et tissé


• Critères de choix :

- Nombre de fils au cm² tissé verticalement et horizontalement (13 fils ou 17 fils)
- Nombre de plis (8,12,16 plis). Compresse pliée « à bords rentrés »
- Dimensions finales de la compresse Euromédis (5 x 5 cm, 7,5 x 7,5 cm...)
- Nos compresses sont stérilisées par OE (oxyde d'éthylène)

- La compresse tissée est surtout indiquée pour nettoyer ou protéger des plaies avec ou sans exsudats.

• Intervention :

- Opération de nettoyage et de désinfection de la plaie
- Assèchement d'une lésion grâce à la forte hydrophilie
- Élément constitutif du pansement



NORME / NF EN 14079

Elle décrit les essais applicables à la gaze de coton absorbante ainsi qu'à la gaze de coton et viscose absorbante, par exemple au temps de coulage ou à la capacité d'absorption en volume et dans le minimum de temps.

Compresse en non-tissé

- Issue des fibres naturelles et/ou synthétiques liées (viscose et polyester), moins hydrophile que le modèle tissé, mais plus souple et résistante

• Critères de choix :

- Poids de la matière (30g/m² ou 40g/m²)
- Dimensions de la compresse
- Pliage 4 plis systématique

• Intervention :

- Maintien du pansement
- Office de bandage

NORME / NF EN 1644-1

Méthodes d'essai pour compresses en non-tissé à usage médical pour la fabrication des compresses :

- Détermination du temps d'absorption d'un liquide
- Détermination de la capacité d'absorption d'un liquide
- Détermination des substances hydrosolubles
- Détermination de la fluorescence
- Détermination de l'acidité et de l'alcalinité des extraits aqueux

NORME / NF EN 1644-2

Méthodes d'essai pour compresses en non-tissé à usage médical pour les compresses finies :

- Détermination de la capacité d'absorption d'un liquide
- Détermination des substances hydrosolubles
- Détermination de la fluorescence
- Détermination de l'acidité et de l'alcalinité des extraits aqueux
- Détermination de la résistance à l'éclatement
- Détermination de relargage particulière d'une compresse mouillée et sèche

Compresse Xray

Les compresses utilisées au bloc opératoire doivent être radio-déTECTABLES. Dans leur trame est tissé un fil de sulfate de baryum multi-filament opaque aux rayons X. Sous double emballage et dotées d'étiquettes de traçabilité, la récupération de toutes les compresses utilisées lors de l'opération est garantie.

Compresse pour laparotomie

Elles sont adaptées aux opérations de laparotomie, qui impliquent l'absorption de grandes quantités d'exsudats. Ces compresses sont préalablement lavées et comportent un lacet qui permet de les récupérer facilement. Leur taille est importante.

LES COMPRESSES EN NON-TISSÉ ET DE GAZE PEUVENT ÊTRE :

- Stériles ou non
- En simple ou double emballage
- En sachet unitaire, par 2, 3, 5, 10
- Pour la pharmacie, conformes à la LPP

COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Compresse en non-tissé 4 plis. Grammage de 30 ou 40 g/m². Composé de 50 % viscose et 50 % polyester. Douceur et confort. Bon pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. Elle offre une bonne résistance à l'étirement. Sachet de 2, 5 ou 10 compresses. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



• 30 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175570K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8.
175587	10 x 10 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8.
175589K	5 x 5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 8.
175571K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12.
175572K	10 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12.
175584	7,5 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 20. Carton de 40.

• 40 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175576K	5 x 5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8.
175573K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8.
175577K	10 x 10 cm	Sachet de 2. Boite de 100. Carton de 8.
175578K	5 x 5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12.
175574K	7,5 x 7,5 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12.
175575K	10 x 10 cm	Sachet de 5. Boite de 50. Carton de 12.
175597	10 x 20 cm	Sachet de 5. Boite de 25. Carton de 8.
175580K	10 x 10 cm	Sachet de 10. Boite de 50. Carton de 4.



COMPRESSE STÉRILE EMBALLAGE UNITAIRE

Spécifiquement adaptées aux professionnels de la santé, les compresses sont conditionnées en sachet de 1 unité. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

• Compresse de gaze : 23 g/m², sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175218	5 x 5 cm - 8 plis	Boite de 100. Carton de 10.
175219	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Boite de 100. Carton de 10.
175220	10 x 10 cm - 8 plis	Boite de 100. Carton de 10.
175653	5 x 5 cm - 12 plis	Boite de 100. Carton de 8.
175654	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Boite de 100. Carton de 8.
175655	10 x 10 cm - 12 plis	Boite de 100. Carton de 8.
175656	5 x 5 cm - 16 plis	Boite de 100. Carton de 10.
175657	7,5 x 7,5 cm - 16 plis	Boite de 100. Carton de 10.
175658	10 x 10 cm - 16 plis	Boite de 100. Carton de 10.

• Compresse en non-tissé : 40 g/m², 4 plis, sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175535A	5 x 5 cm	Boite de 100. Carton de 10.
175540A	7,5 x 7,5 cm	Boite de 100. Carton de 10.
175550A	10 x 10 cm	Boite de 100. Carton de 10.



COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

Compresse de gaze stérile 13 ou 17 fils. 100 % coton. Le grammage est de 23 g/m². Conditionné sous simple ou double emballage. Ne peluche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Grande capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile.

• Tissage 17 fils. Simple emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175200	5 x 5 cm - 8 plis	Sachet de 2. Boite de 50. Carton de 12.
175235	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachet de 2. Boite de 40. Carton de 10.
175201	10 x 10 cm - 8 plis	Sachet de 2. Boite de 50. Carton de 8.
175236	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 2. Boite de 40. Carton de 10.
175244	10 x 10 cm - 12 plis	Sachet de 2. Boite de 150. Carton de 6.
175221	5 x 5 cm - 8 plis	Sachet de 3. Boite de 40. Carton de 10.
175222	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachet de 3. Boite de 40. Carton de 10.
175223	10 x 10 cm - 8 plis	Sachet de 3. Boite de 40. Carton de 10.
175241	5 x 5 cm - 8 plis	Sachet de 5. Boite de 100. Carton de 5.
175237	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachet de 5. Boite de 25. Carton de 10.
175250	10 x 10 cm - 8 plis	Sachet de 5. Boite de 20. Carton de 10.
175238	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 5. Boite de 20. Carton de 10.
175239	10 x 10 cm - 12 plis	Sachet de 5. Boite de 20. Carton de 10.
175246	10 x 10 cm - 16 plis	Sachet de 10. Boite de 30. Carton de 5.

• Tissage 17 fils. Double emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175263	10 x 10 cm - 12 Plis	Sachet de 10. Boite de 10. Carton de 4.
175288	10 x 10 cm - 16 Plis	Sachet de 10. Boite de 10. Carton de 6.

• Tissage 13 fils. Simple emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175230	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachet de 2. Boites de 40. Carton de 10.
175231	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 2. Boites de 40. Carton de 10.
175232	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachet de 5. Boites de 25. Carton de 10.
175233	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 5. Boites de 20. Carton de 10.
175234	10 x 10 cm - 12 plis	Sachet de 5. Boites de 20. Carton de 10.
175249	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 10. Boites de 20. Carton de 10.

• Version ORX : fil radiodéTECTABLE en sulfate de baryum multifilament. Double emballage - Étiquette traçabilité - 17 fils

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175270K	10 x 10 cm - 16 plis	Sachet de 10. Boite de 12. Carton de 4.
175275K	10 x 10 cm - 12 plis	Sachet de 10. Boite de 12. Carton de 8.
175272K	10 x 20 cm - 12 plis	Sachet de 10. Boite de 12. Carton de 4.
175280K	15 x 15 cm - 16 plis	Sachet de 10. Boite de 5. Carton de 8.
175277K	10 x 10 cm - 16 plis	Sachet de 10. Boite de 6. Carton de 6.
175278K	10 x 10 cm - 12 plis	Sachet de 20. Boite de 20. Carton de 4.
175281K	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 10. Boite de 40. Carton de 4.
175282K	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachet de 5. Boite de 30. Carton de 6.
175283K	17 x 17 cm - 12 plis	Sachet de 10. Boite de 5. Carton de 8.
175273K	10 x 20 cm - 16 plis	Sachet de 10. Boite de 15. Carton de 4.
175284K	10 x 20 cm - 24 plis	Sachet de 10. Boite de 15. Carton de 4.

Compresse et coton

LPP



COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

Compresse de gaze stérile 17 fils, 8 plis. Grammage de 23 g/m². Pliage américain avec une bonne capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile. Conditionnement spécialement adapté à la vente en pharmacie.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
175420	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 10 sachets. Carton de 40 boîtes.	6350646
175421	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 25 sachets. Carton de 12 boîtes.	6350698
175422	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 50 sachets. Carton de 6 boîtes.	6356005
175423	10 x 10 cm	Boîte de 10 sachets. Carton de 40 boîtes.	6356011
175424	10 x 10 cm	Boîte de 25 sachets. Carton de 12 boîtes.	6356028
175425	10 x 10 cm	Boîte de 50 sachets. Carton de 6 boîtes.	6356034

COMPRESSE EN NON-TISSÉ NON STÉRILE

Pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. Bonne résistance à l'étirement.

• 30 g/m², 4 plis

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175500	5 x 5 cm	Sachets de 100. Carton de 50.
175501	7,5 x 7,5 cm	Sachets de 100. Carton de 50.
175503	7,5 x 10 cm	Sachets de 100. Carton de 50.
175502	10 x 10 cm	Sachets de 100. Carton de 50.

• 40 g/m², 4 plis

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175505	5 x 5 cm	Sachets de 100. Carton de 50.
175506	7,5 x 7,5 cm	Sachets de 100. Carton de 50.
175508	10 x 10 cm	Sachets de 100. Carton de 50.

COMPRESSE DE GAZE ORX STÉRILE POUR LAPAROTOMIE

Compresse de gaze laparotomie ORX 17 fils stérile emballée par 5 unités double emballage. Compresse prélavée avec lacet. Pliage : chirurgical à bords rentrés et cousus. Surpiquée en son milieu perpendiculairement aux 4 bords. Barette radio opaque. Boucle de préhension.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175340K	36 x 36 cm	Sachet de 5. Boîte de 10. Carton de 4.
175341K	43 x 66 cm	Sachet de 5. Boîte de 10. Carton de 4.
175342K	45 x 45 cm	Sachet de 5. Boîte de 10. Carton de 4.



LPP



COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Compresse en non-tissé stérile de 40g/m², 4 plis. Composée de 50 % viscosse et 50 % polyester. Bon pouvoir d'absorption et de restitution, de bonne qualité qui ne peluche pas. Compatible avec les solutions anti-septiques. Sèche ou humide, elle offre une bonne résistance à l'étirement. Conditionnement spécialement adapté à la vente en pharmacie.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
175430	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 10 sachets. Carton de 40 boîtes.	6356040
175431	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 25 sachets. Carton de 12 boîtes.	6356057
175432	7,5 x 7,5 cm	Boîte de 50 sachets. Carton de 6 boîtes.	6356063
175433	10 x 10 cm	Boîte de 10 sachets. Carton de 40 boîtes.	6356070
175434	10 x 10 cm	Boîte de 25 sachets. Carton de 12 boîtes.	6356086
175435	10 x 10 cm	Boîte de 50 sachets. Carton de 6 boîtes.	6356092

COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Bonne capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile. Blanchie et purifiée, sans pour autant altérer leurs qualités.

• 13 fils, 17 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175300	5 x 5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175301	5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175302	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175303	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175304	8 x 10 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175305	10 x 10 cm - 12 plis	Sachets de 100. Carton de 50.

• 17 fils, 23 g/m²

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175306	5 x 5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175307	5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175308	7,5 x 7,5 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175309	7,5 x 7,5 cm - 12 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175313	10 x 10 cm - 8 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175314	10 x 10 cm - 12 plis	Sachets de 100. Carton de 50.
175315	10 x 10 cm - 16 plis	Sachets de 100. Carton de 50.

COMPRESSE OCULAIRE STÉRILE

Compresse de gaze. Non adhésive. Forme ovale. 5,5 x 7,5 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement	LPP
175611	Boîte de 10. Carton de 20.	6355508



LPP



BOULE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Boule en non tissé. Composé de 57-60 % de viscosse et de 40 à 43 % de polyester. Taille prune T20.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
175386K	Sachet de 2. Boîte de 30 sachets. Carton de 8.
175385K	Sachet de 4. Boîte de 20 sachets. Carton de 8.



BOULE DE GAZE STÉRILE

Boule de gaze stérile 20 fils. 100 % coton. Blanchis. Taille prune T20. 1 à 1,2 g. 100% coton. Prune T20.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
175372K	Sachet de 2. Boîte de 40 sachets. Carton de 8.
175373K	Sachet de 4. Boîte de 25 sachets. Carton de 8.
175374K	Sachet de 10. Boîte de 25 sachets. Carton de 8.
175375K	Sachet de 5. Boîte de 25 sachets. Carton de 8.



1 BOULE DE GAZE OU NON TISSÉ NON STÉRILE

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
175379K	Gaze. 1 à 1,2 g prune	Sachet de 500. Carton de 10.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
175387	En non-tissé. 1 à 1,2 g prune	Sachet de 500. Carton de 10.

2 BOULE DE COTON

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
128203A	0,5 - 0,6 g	Sachet de 700. Carton de 16.

Produits LPP



COTON HYDROPHILE

100 % hydrophile fabriqué à 50 % par peignage et à 50 % par débouillage. Blanc. Plié en accordéon. Conditionné dans un sachet transparent avec cordon.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
128300B	100 g	Carton de 30 sachets.	6356778
128301B	250 g	Carton de 24 sachets.	
128302B	500 g	Carton de 20 sachets.	



CARRÉ & RECTANGLE DE COTON

Carrés et rectangles de coton, faciles à prendre en main, se séparent bien et ne s'effiloquent pas. Doux, absorbants et très résistants.



• Dispositifs médicaux

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
128200	Carré 5 x 5 cm - 180 g	Carton de 12 sachets de 500.
128201	Rectangle 8 x 10 cm - 180 g	Carton de 10 sachets de 200.

• Non DM

Vente au carton ref 128221 / vente au sachet ref 128204.

Référence	Description	Conditionnement
128204	Rectangle 8 x 10 cm - 160 g	Carton de 10 sachets de 200.
128221	Rectangle 8 x 10 cm - 180 g	Carton de 10 sachets de 200.

TAMPON PUR ZELLIN

Tampon de ouate pur Zellin. Sous forme de rouleau de 500 tampons. Prédécoupé.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
199120A	Carton de 16 sachets.

Pansement

BANDE : LES SYSTÈMES DE MAINTIEN

Bandes adhésives

	EUROFIX	SPARADRAP ANAPORE	
Caractéristiques	Se retire sans léser la peau	Anapore Microporeux	Anapore Micro
		Support en non-tissé blanc	Support micro-perforé en polyéthylène
Indications	Maintien des pansements réalisation des «strappings»	Peaux sensibles	Pansement ayant besoin d'être aéré

Bandes non-adhésives

	BANDES DE GAZE EXTENSIBLE	BANDES DE CRÊPE	FILET TUBULAIRE SURGIFIX*	BANDE COHÉSIVE
Caractéristiques	Sans latex, extensible à 100% stérile ou non stérile	100 % coton ou 97% coton et 3 % Spandex* 75 g/m2 ou 100 g/m2	Trame en maille large sans latex	Fibres en Spandex, Non-adhérente à la peau
Indications	Maintien de pansements immobilisation	Utilisé en milieu médical, immobilisation, compression	Maintien de pansement	Traumatologie, Phlébologie, Maintien de Pansement

La réalisation des pansements va dépendre de plusieurs facteurs :

- 1 La forte émission d'exsudat ou non
- 2 La taille de la plaie
- 3 Le maintien du pansement

Notre gamme répond à tous ces facteurs. Elle est adaptée à tous types de plaies et brûlures et répond aux normes NF EN 13726-1/2. Ces normes détaillent les méthodes d'essai pour les pansements en contact avec la plaie :

- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Absorption
- Conformabilité
- Propriétés de barrière antimicrobienne
- Contrôle de l'odeur

GAMME

EUROPLAIE®

Pansement adhésif : Adapté aux plaies légères ou post opératoires sans grande émission d'exsudats. En non-tissé (Europlaie®) ou transparent (Europlaie® Film). Fortement adhésif (colle acrylique) sur les 4 côtés (conformabilité importante), avec compresse absorbante recouverte d'un voile en mylar pour éviter l'adhérence à la plaie.

GAMME

EUROVIT+®

Pansement non adhésif : Adapté aux plaies importantes ou post opératoires avec grande émission d'exsudats. En fonction de la nature des plaies, il est nécessaire d'avoir une étanchéité parfaite à l'air (Eurovit® Bleu) ou de laisser passer l'air afin d'accélérer la cicatrisation (Eurovit®+).

GAMME

MÉDI Tulle®

Pansement adapté aux brûlures et escarres. Pansement stérile imprégné de paraffine.

Indications :

- Brûlures
- Lacérations, abrasions, autres plaies avec perte de substance cutanée dues aux brûlures



RECOMMANDATION

Remplacez la compresse ou le pansement au moins une fois par jour.



MÉDI Tulle®

Comresse grasse stérile. Grandes mailles de coton imprégnées de paraffine (vaseline). Protectrice et non adhésive à la plaie.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135290	10 x 10 cm	Boîte de 10. Carton de 6.	6355862
135292	10 x 40 cm	Boîte de 10. Carton de 6.	6355879
135291	5 x 5 cm	Boîte de 10. Carton de 6.	



EUROPLAIE® FILM

Pansement transparent stérile. Adhésif sur les 4 côtés avec compresse en non-tissé absorbante centrale, recouverte d'un film de PE. Imperméable à l'eau. N'adhère pas à la plaie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135270	5 x 7 cm	Boîte de 5. Carton de 40.	6356904
135271	9 x 10 cm	Boîte de 5. Carton de 40.	6356927
135272	9 x 15 cm	Boîte de 5. Carton de 40.	6356933
135273	10 x 20 cm	Boîte de 5. Carton de 20.	6394260



EUROPLAIE®

Pansement chirurgical stérile. Support en non-tissé, adhésif avec compresse centrale absorbante et non adhésive à la plaie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135285Z	5 x 7 cm	Boîte de 5. Carton de 40.	6356784
135286Z	10 x 8 cm	Boîte de 5. Carton de 40.	6356790
135287Z	10 x 15 cm	Boîte de 5. Carton de 20.	6356809
135288Z	10 x 20 cm	Boîte de 5. Carton de 20.	6356815

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135261Z	5 x 7 cm	Boîte de 100. Carton de 10.
135262Z	10 x 8 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135263Z	10 x 10 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135264Z	10 x 15 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135265Z	10 x 20 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135266Z	10 x 30 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135267Z	10 x 25 cm	Boîte de 50. Carton de 10.
135269Z	10 x 35 cm	Boîte de 50. Carton de 10.

GAMME EUROVIT®

Pansement absorbant stérile ou non stérile, non adhésif à la plaie "type pansement américain". Fermé sur les quatre côtés, muni sur la face externe d'un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué d'un coussin doux et absorbant, recouvert :

- face interne, d'un voile de cellulose qui permet la diffusion des exsudats.
- face externe :
 - EUROVIT BLEU® : d'un film en polyéthylène totalement imperméable et intraversable
 - EUROVIT +® : d'un voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air.



• Non stérile

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135580Z	Eurovit Bleu - 10 x 10 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135581	Eurovit Bleu - 10 x 15 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135582Z	Eurovit Bleu - 10 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135583	Eurovit Bleu - 10 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135584Z	Eurovit Bleu - 15 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135585	Eurovit Bleu - 15 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135587Z	Eurovit Bleu - 20 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135570Z	Eurovit + 10 x 10 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135572Z	Eurovit + 10 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135573	Eurovit + 10 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135574Z	Eurovit + 15 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135576Z	Eurovit + 20 x 20 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135577Z	Eurovit + 20 x 25 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135578	Eurovit + 20 x 30 cm	Sachet de 50. Carton de 10.
135579Z	Eurovit + 20 x 40 cm	Sachet de 50. Carton de 10.

• Stérile

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135540Z	Eurovit Bleu - 10 x 10 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135542Z	Eurovit Bleu - 10 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135543	Eurovit Bleu - 10 x 30 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135544Z	Eurovit Bleu - 15 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135546Z	Eurovit Bleu - 20 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135547Z	Eurovit Bleu - 20 x 25 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135548	Eurovit Bleu - 20 x 30 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135549Z	Eurovit Bleu - 20 x 40 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135530Z	Eurovit + 10 x 10 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135531	Eurovit + 10 x 15 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135532Z	Eurovit + 10 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135534Z	Eurovit + 15 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135535Z	Eurovit + 15 x 25 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135536Z	Eurovit + 20 x 20 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135537Z	Eurovit + 20 x 25 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135538	Eurovit + 20 x 30 cm	Boîte de 10. Carton de 10.
135539Z	Eurovit + 20 x 40 cm	Boîte de 10. Carton de 10.



Pansement

GAMME ANAPORE®



● Produits LPP

• Anapore®

Le sparadrap Anapore est conçu avec un support en non-tissé blanc. Il se retire sans douleur et est indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles.

Avec dévidoir (AD) ou sans dévidoir (SD)

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135300	5 m x 2,5 cm - AD	Boîte de 1 rouleau. Carton de 60.	6380080
135312	9,14 m x 2,5 cm - AD	Boîte de 1 rouleau. Carton de 60.	6380096

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135320	9,14 m x 1,25 cm - SD	Boîte de 24 rouleaux.
135321	9,14 m x 2,5 cm - SD	Boîte de 12 rouleaux.
135323	5 m x 1,25 cm - SD	Boîte de 24 rouleaux.
135324	5 m x 2,5 cm - SD	Boîte de 12 rouleaux.
135325	5 m x 5 cm - SD	Boîte de 6 rouleaux.
135329	5 m x 1,25 cm - AD	Boîte de 24 rouleaux.
135326	5 m x 2,5 cm - AD	Boîte de 12 rouleaux.
135327	9,14 m x 2,5 cm - AD	Boîte de 12 rouleaux.
135335	9,14 m x 7,5 cm - AD	Boîte de 4 rouleaux.



• Anapore Micro®

Le sparadrap Anapore transparent, sans dévidoir, est fabriqué avec un support en polyéthylène. Il se découpe facilement et résiste à l'eau, assurant ainsi une bonne tenue des pansements et des bandages.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135390	9,14 m x 1,25 cm	Boîte de 24 rouleaux. Carton de 10.
135391	9,14 m x 2,5 cm	Boîte de 12 rouleaux. Carton de 10.
135395	5 m x 1,25 cm	Boîte de 24 rouleaux. Carton de 10.
135396	5 m x 2,5 cm	Boîte de 12 rouleaux. Carton de 10.
135397	5 m x 5 cm	Boîte de 6 rouleaux. Carton de 10.



PENSEZ-Y !

DÉCOLLE-ADHÉSIF
Pulvérisateur 100 ml.
Enlève toutes les traces
d'adhésif.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
298215	L'unité.



PANSEMENT

Pansement composé d'un support adhésif couleur chair en PVC micro perforé et d'une compresse absorbante non adhérente à la plaie en non tissé. Idéal en premier soin pour une blessure superficielle ou pour une application après une prise de sang. Dimension : 7 x 2 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
135102	Boîte de 100. Carton de 100.



Bandes et filets



BANDE DE CRÊPE

Bande de crêpe non stérile à usage unique. En coton. Cette bande est étirable jusqu'à 4 mètres. Son grammage est de 75 g/m². Idéal pour la fixation et la protection de pansements. Conditionnée sous emballage individuel.

• 75 g/m², non stérile, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135175A	4 m x 5 cm	Carton de 50.
135176A	4 m x 7 cm	Carton de 50.
135177A	4 m x 10 cm	Carton de 50.
135178A	4 m x 15 cm	Carton de 50.
135179A	4 m x 20 cm	Carton de 50.
135180A	4 m x 30 cm	Carton de 50.

• 75 g/m², non stérile, 97% coton 3% Spandex

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
135175H	4 m x 5 cm	Carton de 50.
135176H	4 m x 7 cm	Carton de 50.
135177H	4 m x 10 cm	Carton de 50.
135178H	4 m x 15 cm	Carton de 50.
135179H	4 m x 20 cm	Carton de 50.

• 100 g/m², non stérile, sous cellophane, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135155	4 m x 5 cm	Carton de 50.	6355661
135156	4 m x 7 cm	Carton de 40.	6355715
135157	4 m x 10 cm	Carton de 30.	6355721
135158	4 m x 15 cm	Carton de 20.	6355738

● Produits LPP



EUROFIX®

Bande en non-tissé adhésive multi-extensible. À couper avec des ciseaux. La gamme Eurofix® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention. Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.

Vente à la boîte - Carton de 24.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135315	10 m x 5 cm	Carton de 24.	6355916
135316	10 m x 10 cm	Carton de 24.	6355922
135317	10 m x 15 cm	Carton de 24.	6355922
135318	10 m x 20 cm	Carton de 24.	6355922



● Produits LPP

BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

Bande de gaze non stérile à usage unique. En 100% polyester. Cette bande est étirable jusqu'à 3 mètres ou 4 mètres selon la référence. Idéal pour la fixation et la protection de pansements.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135181	3 m x 5 cm	Carton de 60.	6355833
135182	3 m x 7 cm	Carton de 48.	6355840
135183	3 m x 10 cm	Carton de 36.	6355856
135185A	3 m x 15 cm	Carton de 50.	
135186	3 m x 20 cm	Carton de 50.	
135164	4 m x 5 cm	Carton de 50.	6355744
135165	4 m x 7 cm	Carton de 40.	6355750
135166	4 m x 10 cm	Carton de 30.	6355773
135168	4 m x 15 cm	Carton de 20.	6355827
135169	4 m x 20 cm	Carton de 20.	



● Produits LPP



BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE

Longue extensibilité et à usage unique, non stérile. Peut être utilisée en thérapie de compression pour les maladies veineuses, comme pansement de soutien ou de soulagement pour les blessures du système musculosquelettique. Le dispositif n'adhère que sur lui-même. Composé à 84% de polypropylène, 16% d'élastane.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement	LPP
135244	7 cm x 3 m - Blanc	Boîte de 1. Carton de 10.	6356979
135245	7 cm x 3 m - Chair	Boîte de 1. Carton de 10.	6356979
135246	10 cm x 3,5 m - Blanc	Boîte de 1. Carton de 10.	6356991
135248	10 cm x 3,5 m - Chair	Boîte de 1. Carton de 10.	6356991

Bandes et filets



BANDAGE TUBULAIRE COMPRESSIF REDIGRIP®

Bandage tubulaire élastique. Application facile et uniforme. Soutien constant. Spécialement étudié afin d'exercer la pression adéquate tout en assurant un soutien idéal de la partie du corps concernée. Il est indiqué pour les entorses et les foulures, le contrôle de l'enflure, les varices, ainsi que tout endroit nécessitant un soutien radial général. L'utilisation préventive durant et après les interventions chirurgicales réduit le risque de thromboses post-opératoires.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135450	N° A - 4,5 cm	Boîte de 10 mètres.
135451	N° B - 6,25 cm	Boîte de 10 mètres.
135452	N° C - 6,75 cm	Boîte de 10 mètres.
135453	N° D - 7,5 cm	Boîte de 10 mètres.
135454	N° E - 8,75 cm	Boîte de 10 mètres.
135455	N° F - 10 cm	Boîte de 10 mètres.
135456	N° G - 12 cm	Boîte de 10 mètres.
135457	N° H - 15 cm	Boîte de 10 mètres.
135458	N° J - 17,5 cm	Boîte de 10 mètres.
135459	N° K - 21,5 cm	Boîte de 10 mètres.
135460	N° KL - 26 cm	Boîte de 10 mètres.
135461	N° L - 32,5 cm	Boîte de 10 mètres.
135462	N° M - 36 cm	Boîte de 10 mètres.

Pharmacie - Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135515	Taille C - Largeur 6,75	Boîte de 1 mètre.
135516	Taille D - Largeur 7,50	Boîte de 1 mètre.
135518	Taille F - Largeur 10,00	Boîte de 1 mètre.



BANDAGE TUBULAIRE REDIGAUZ®

Le bandage tubulaire en pur coton assure une légère compression. Très confortable au contact de la peau, il est recommandé pour les affections dermatologiques. Il constitue un moyen peu coûteux de maintenir un pansement en place et d'empêcher les vêtements d'être souillés par les pommades et les crèmes.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135520	Taille O1 - Largeur 15 mm	Boîte de 1.
135521	Taille I2 - Largeur 25mm	Boîte de 1.
135522	Taille 34 - Largeur 35mm	Boîte de 1.
135523	Taille 78 - Largeur 80mm	Boîte de 1.
135526	Taille K2 - Largeur 220mm	Boîte de 1.



FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE SURGIFIX®

Filet tubulaire à mailles élastiques confortables, sans latex. Léger et aéré, ce dispositif est particulièrement adapté aux articulations pour le maintien de pansements. Sa structure permet une extensibilité et un maintien sans compression excessive.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135412	N° 0 - Doigt enfant	Boîte de 1.
135400	N° 0,5 - Doigt adulte	Boîte de 1.
135401	N° 1 - 2 doigts, pouce	Boîte de 1.
135402	N° 2 - Poignet, cheville, pied	Boîte de 1.
135403	N° 3 - Coude	Boîte de 1.
135404	N° 4 - Main, bras	Boîte de 1.
135405	N° 5 - Jambe	Boîte de 1.
135406	N° 5,5 - Cordon ombilical, cuisse	Boîte de 1.
135407	N° 6 - Tête, thorax	Boîte de 1.
135408	N° 7 - Thorax, abdomen	Boîte de 1.
135409	N° 8 - Thorax, bassin, épaule	Boîte de 1.
135410	N° 9 - Thorax très fort	Boîte de 1.
135411	N° 10 - Thorax extra fort	Boîte de 1.

CEINTURE ABDOMINALE REDIGRIP®

À utiliser pour son effet de soutien, en cas de lésions occasionnées par des blessures, des entorses, des foulures, des luxations, des contusions et des déchirures ou elongations musculaires et pour soutenir et soulager après le retrait de plâtre.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135513	Small	Boîte de 1.
135510	Medium	Boîte de 1.
135511	Large	Boîte de 1.
135512	Extra Large	Boîte de 1.

FILET TUBULAIRE POLYAMIDE SANS LATEX SURGIFIX®

A mailles élastiques confortable. Léger et aéré. Parfaitement adapté aux articulations.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
135441	B - Poignet, cheville - pied	Boîte de 25 m étirés.
135442	C - Coude	Boîte de 25 m étirés.
135443	D - Main, bras /jambe	Boîte de 25 m étirés.
135444	E - Jambe/cordon ombilical, cuisse	Boîte de 25 m étirés.
135445	F - Tête thorax	Boîte de 25 m étirés.
135446	G - Thorax abdomen	Boîte de 25 m étirés.
135447	H - Thorax, bassin, épaule	Boîte de 25 m étirés.
135448	I - Thorax très fort et extra fort	Boîte de 25 m étirés.



GAMME ABORD PARENTÉRAL

Aiguille.....	49
Aiguille dentaire stérile.....	49
Aiguille mésothérapie Pic®.....	49
Aiguille pour stylo à insuline Europen®.....	49
Aiguille spéciale de phlébologie Eurofine®.....	49
Cathéter Delta Selfsafe®.....	53
Cathéter Delta Ven®.....	52
Cathéter Surfash™.....	55
Cathéter Surflo™.....	54
Cathéter Versatus™.....	54-55
Garrot.....	50
Microperfuseur épicroânien.....	51
Microperfuseur épicroânien à ailettes sécurisé.....	51
Microperfuseur sécurisé.....	51
Obtrateur pour cathéter droit.....	53-55
Perfuseur Europerf® S.....	51
Seringue 2 pièces.....	50
Seringue 3 pièces.....	50
Seringue 3 pièces avec aiguille.....	50
Transfuseur Eurotrans®.....	51
Unité de prélèvement sécurisée.....	51

Abord parentéral

VOIES PERMETTANT D'APPORTER DES SUBSTANCES À L'INTÉRIEUR DU CORPS ET/OU D'EXTRAIRE DES FLUIDES.

Les aiguilles sont utilisées pour l'apport de substances et s'adaptent aux seringues, stylos, micro-perfuseurs et perfuseurs. Les unités de prélèvement sont utilisées pour la ponction des fluides.

Choisir une Seringue

NF EN ISO 7886 -1/-2

- Seringue 2 pièces : piston + corps




- Seringue 3 pièces : piston + élastomère + corps
L'embout peut être centré, excentré, luer slip, luer lock ou cathéter.



La graduation peut être en ml (hypodermiques, tuberculiques) ou en unités (insuline). Adaptées aux pousse-seringues électriques pour des débits très précis.

COMPOSANTS



Choisir une aiguille

- la gauge (Ø interne de l'aiguille code couleur associé)
 - la longueur de la canule
 - le biseau de l'aiguille (atraumatique)
- NF en ISO 7864**

Epiderme
Derme
Tissus subcutanés
Tissus subcutanés adipeux
Veines
Muscles

ij Les perfuseurs répondent aux exigences des essais physiques, chimiques et biologiques de la **NORME NF EN ISO 8536-4**

Version avec régulateur à barillet
Site d'injection en poly-isoprène sans émission de particules.

Connexion terminale Raccord conique mâle luer, verrouillable lock et mobile doté d'un filtre de purge.

Robinet 3 voies Raccord avec tous types de connecteur Luer. Lipido résistant. Makrolon®



TERUMO

AIGUILLE AGANI™

Aiguille hypodermique stérile, apyrogène, siliconée à usage unique, conforme à la norme NF EN ISO 7864. Aiguille à paroi ultra mince et triple biseau. 2 types de biseaux : biseau court 18,5° (réf. en S), biseau long 12° (réf. en R). Embase 6% Luer transparente.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
AN3013R1	30 G - 13 x 0,3 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2719R1	27 G - 19 x 0,40 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2716R1	27 G - 16 x 0,40 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2623R1	26 G - 23 x 0,45 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2613R1	26 G - 13 x 0,45 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2525R1	25 G - 25 x 0,50 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2516R1	25 G - 16 x 0,50 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2425R1	24 G - 25 x 0,55 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2332R1	23 G - 32 x 0,6 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2325R1	23 G - 25 x 0,6 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2238R1	22 G - 38 x 0,7 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2232R1	22 G - 32 x 0,7 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2138R1	21 G - 38 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2125R1	21 G - 25 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2116R1	21 G - 16 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2150R1	21 G - 50 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 5000.
AN2038R1	20 G - 38 x 0,9 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN2025R1	20 G - 25 x 0,9 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN1938S1	19 G - 38 x 1,1 BC	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN1938R1	19 G - 38 x 1,1 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN1925R1	19 G - 25 x 1,1 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN1950R1	19 G - 50 x 1,1 BN	Boîte de 100. Carton de 5000.
AN1838S1	18 G - 38 x 1,2 BC	Boîte de 100. Carton de 10000.
AN1838R1	18 G - 38 x 1,2 BN	Boîte de 100. Carton de 10000.

AIGUILLE DENTAIRE STÉRILE

L'aiguille dentaire est utilisée comme aiguille d'injection de seringues à cartouche pour l'anesthésie dentaire et d'autres usages. Elles sont d'une longueur et d'une dureté appropriées pour assurer la précision du travail du dentiste.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
172206T	30 G - 13 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	Boîte de 100. Carton de 2000.
172202T	30 G - 16 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	Boîte de 100. Carton de 2000.
172203T	30 G - 21 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	Boîte de 100. Carton de 2000.
172200T	27 G - 16 x 0,40 mm - Peri-apicale	Boîte de 100. Carton de 2000.
172201T	27 G - 21 x 0,40 mm - Peri-apicale	Boîte de 100. Carton de 2000.
172204T	25 G - 35 x 0,50 mm - Tronculaire	Boîte de 100. Carton de 2000.
172205T	25 G - 8 x 0,50 mm - Intraseptale	Boîte de 100. Carton de 2000.

AIGUILLE MÉSOThÉRAPIE PIC®

Aiguille stérile à usage unique, apyrogène, atoxique. Pour des injections intradermiques, en particulier dans les traitements de mésothérapie et les microinjections. Embout Luer-Lock. Triple affûtage avec traitement anti-coring.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
102100	4 x 0,40 mm	Boîte de 100. Carton de 4000.
102101	6 x 0,40 mm	Boîte de 100. Carton de 4000.



PENSEZ-Y !

RÉCUPÉRATEURS D'AIGUILLES
Retrouvez tous nos récupérateurs d'aiguilles et collecteurs de déchets page 75.

AIGUILLE SPÉCIALE DE PHLEBLOGIE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène jaune. Biseau normal. 12 x 0,3.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
101315	Boîte de 100. Carton de 2000.



AIGUILLE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards. Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm. Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. BC : Biseau court / BN : Biseau normal.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
101300	26 G - 12 x 0,45 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101301	25 G - 16 x 0,5 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101302	23 G - 25 x 0,6 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101326	23 G - 30 x 0,6 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101303	22 G - 30 x 0,7 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101304	22 G - 40 x 0,7 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101305	21 G - 25 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101306	21 G - 40 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101314	21 G - 50 x 0,8 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101307	20 G - 25 x 0,9 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101308	20 G - 40 x 0,9 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101309	19 G - 30 x 1,0 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101310	19 G - 25 x 1,1 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101311	19 G - 40 x 1,1 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101312	18 G - 40 x 1,2 BN	Boîte de 100. Carton de 2000.
101313	18 G - 40 x 1,2 BC	Boîte de 100. Carton de 2000.

AIGUILLE POUR STYLO À INSULINE EUROPEN®

Biseautage triple pour une pénétration rapide et aisée. Compatibles avec tous les stylos pré remplis ou non, présents sur le marché (Eli Lilly, Sanofi, Novopen, Ypsomed, etc.) Aiguille ultrafine et à triple biseau court pour des injections sans douleur. Simplicité d'utilisation par le « CLIQUER / VISSER » et sécurisée pour le patient et le personnel soignant.



Vente au carton.

Référence	Description	LPP	Conditionnement
101400	31G - 6 x 0,25 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101401	31G - 8 x 0,25 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101403	31G - 4 x 0,25 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101404	31G - 5 x 0,25 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101405	30G - 8 x 0,30 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101406	30G - 10 x 0,30 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.
101402	29G - 12 x 0,33 mm	6155519	Boîte de 100. Carton de 600.

Abord parentéral



PENSEZ-Y !

GARROT
Manipulation à une main, système de libération rapide. Largeur 25 mm pour adulte et enfant, 12,5 mm pour pédiatrique.

Vente à l'unité.		
Référence	Description	Conditionnement
XXTC	Adulte	L'unité
XXTCB1	Enfant	L'unité
XXTCB2	Pédiatrique	L'unité



PENSEZ-Y !

GARROT CLIP
Longueur 45 cm, largeur 2,6 cm. Très facile d'utilisation. Ouverture rapide et desserrage progressif.

Vente à l'unité.	
Référence	Conditionnement
291000	L'unité



SERINGUE 2 PIÈCES

Seringue 2 pièces stérile à usage unique. Simple, précise et facile d'emploi, cette seringue est adaptée à toute d'injection. Corps en polypropylène et piston en polyéthylène bleu.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
103710.	2 ml	Boîte de 100. Carton de 2800.
103711.	5 ml	Boîte de 100. Carton de 1900.
103712.	10 ml	Boîte de 100. Carton de 1200.
103713A.	20 ml	Boîte de 80. Carton de 960.

TERUMO SERINGUE 3 PIÈCES

À usage unique et stérile. Equipée d'ailettes pour une manipulation aisée ainsi que d'un tube transparent pour faciliter la visualisation. Elle possède une butée ferme et précise ainsi que des repères gradués permettant un dosage précis. Enfin, elle est siliconée pour un mouvement optimal du piston.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
103401A	1 ml - Tuberculine	Boîte de 100. Carton de 3000.
103403B	3 ml - Luer centré	Boîte de 100. Carton de 1800.
103404B	5 ml - Luer centré	Boîte de 100. Carton de 1800.
103405A	10 ml - Luer excentré	Boîte de 100. Carton de 1200.
103406A	20 ml - Luer excentré	Boîte de 50. Carton de 400.
103407A	30 ml - Luer excentré	Boîte de 25. Carton de 200.
103408	50 ml - Luer excentré	Boîte de 25. Carton de 100.
103460	2,5 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 2400.
103465A	3 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 1800.
103461	5 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 1600.
103462	10 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 800.
103463	20 ml - Luer Lock	Boîte de 50. Carton de 600.
103464A	30 ml - Luer Lock	Boîte de 25. Carton de 200.
103410	50 ml - Luer Lock	Boîte de 25. Carton de 100.
103409	50 ml - Cathéter	Boîte de 25. Carton de 100.
103416A	3 ml - AA - 21 G - 40 x 0,80mm	Boîte de 100. Carton de 2400.
103417B	5 ml - AA - 21 G - 38 x 0,80mm	Boîte de 100. Carton de 1800.
103418B	10 ml - AA - 21 G - 38 x 0,80mm	Boîte de 100. Carton de 1200.

TERUMO SERINGUE 3 PIÈCES AVEC AIGUILLE

Seringue 1 ml, tuberculine AA, 3 pièces avec aiguille hypodermique prémontée. Cette seringue possède un tube transparent pour faciliter la visualisation, des ailettes pour une prise en main plus aisée ainsi que des repères gradués permettant un dosage précis.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
103413A	26 G - 13 x 0,45 mm	Boîte de 100. Carton de 2400.
103414A	25 G - 16 x 0,50 mm	Boîte de 100. Carton de 2400.

SERINGUE 3 PIÈCES

Seringue en polypropylène inerte. Point d'étanchéité à double contact, sans latex. Graduations nettes. Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces. Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Vente à la boîte - sauf 103337C et 103338C au carton.

Référence	Description	Conditionnement
103322	Insuline Nue - ICC	Boîte de 100. Carton de 1000.
103350	Insuline - 0,3 ml - LDS - 29 G	Boîte de 100. Carton de 3600.
103336	Insuline - 0,5 ml - LDS - 29 G	Boîte de 100. Carton de 3600.
103335	Insuline - 1 ml - LDS - 29 G	Boîte de 100. Carton de 3600.
103326	Insuline AA - 25 G x 16 mm	Boîte de 100. Carton de 1000.
103323	Tuberculine Nue - ICC	Boîte de 100. Carton de 1000.
103324	Tuberculine AA - 26 G x 13 mm	Boîte de 100. Carton de 1000.
103325	Tuberculine AA - 25 G x 16 mm	Boîte de 100. Carton de 1000.
103327C	3 ml - Luer	Boîte de 100. Carton de 3000.
103328C	3 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 3000.
103329C	5 ml - Luer	Boîte de 100. Carton de 2400.
103330C	5 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 2400.
103331C	10 ml - Luer	Boîte de 100. Carton de 1600.
103332C	10 ml - Luer Lock	Boîte de 100. Carton de 1600.
103333C	20 ml - Luer	Boîte de 50. Carton de 800.
103334C	20 ml - Luer Lock	Boîte de 50. Carton de 800.
103640C/	30 ml - Luer	Boîte de 50. Carton de 400.
103641C	30 ml - Luer Lock	Boîte de 50. Carton de 400.
103337C	50/60 ml - Luer	Carton de 100.
103338C	50/60 ml - Catheter	Carton de 100.

MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN EUROFLY®

Stérile, à usage unique, adaptable sur perfuseur ou sur tout dispositif pourvu d'un connecteur compatible Luer. Le dispositif est équipé de deux ailettes avec code couleur, d'une tubulure PVC de 30cm ainsi que d'une embase avec obturateur.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105105	20 G - 20 x 0,9 mm	Boîte de 100. Carton de 2000.
105104	21 G - 20 x 0,8 mm	Boîte de 100. Carton de 2000.
105103	22 G - 20 x 0,7 mm	Boîte de 100. Carton de 2000.
105102	23 G - 20 x 0,6 mm	Boîte de 100. Carton de 2000.
105101	25 G - 20 x 0,5 mm	Boîte de 100. Carton de 2000.

MICROPERFUSEUR SÉCURISÉ

Muni d'une aiguille siliconée triple biseau avec une tubulure de prélèvement de 30 cm. Activation simple et uni-manuelle du système de sécurité avec un clic audible.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105410	21 G	Boîte de 100. Carton de 800.
105411	23 G	Boîte de 100. Carton de 800.
105412	25 G	Boîte de 100. Carton de 800.



PERFUSEUR EUROPERF® S

Perfuseur à usage unique permettant le passage de produits solutés avec un perforateur à prise d'air incorporé obturable. Il s'utilise sur des poches ou des flacons.

Le perfuseur est composé :

- D'un perforateur universel permettant de transpercer les septums des poches, les bouchons ou flacons
- D'une prise d'air
- D'une tubulure souple et transparente permettant une bonne visualisation du liquide et de l'absence de bulles d'air
- D'une chambre compte-gouttes amarrant la perfusion et contrôlant le débit
- D'une roulette de type Adelberg et régulateur de débit pour des dosages plus précis
- D'une connexion terminale de type raccord conique mâle luer lock et mobile

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
104101S	Avec site en Y	Carton de 100.
104106S	Sans site latex. Filtre 25 microns 1 voie	Carton de 100.
104107S	Avec robinet 3 voies + raccord Y	Carton de 100.
104108S	Avec robinet 3 voies	Carton de 100.

TERUMO MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN

Destinés à perfuser des préparations liquides ou prélever du sang du système vasculaire lors d'une ponction veineuse. Aiguille en acier inoxydable et biseau court.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105301	19 G - 19 x 1,10 mm - SV*19NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105302	21 G - 19 x 0,80 mm - SV*21BLK03	Boîte de 50. Carton de 500.
105303	22 G - 19 x 0,70 mm - SV*22BLK03	Boîte de 50. Carton de 500.
105304	23 G - 19 x 0,60 mm - SV*23NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105305	25 G - 19 x 0,50 mm - SV*25NL30	Boîte de 50. Carton de 500.

TERUMO MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN À AILETTES SÉCURISÉ

Destiné à perfuser ou prélever des liquides dans ou du système vasculaire par un abord veineux. Avec protecteur recouvrant l'aiguille immédiatement après le geste pour prévenir une éventuelle piqûre accidentelle.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105310	18 G - SV*S18NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105311	19 G - SV*S19NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105312	21 G - SV*S21NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105313	22 G - SV*S22NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105314	23 G - SV*S23NL30	Boîte de 50. Carton de 500.
105315	25 G - SV*S25NL30	Boîte de 50. Carton de 500.

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉE

Munie d'une aiguille siliconée avec triple biseau. Adaptateur prémonté adaptable sur tout type de corps de prélèvement (Holder). Activation simple et unimanuelle du système de sécurité avec un clic audible. Tubulure 19 cm.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
105420	21 G	Boîte de 100. Carton de 800.
105421	23 G	Boîte de 100. Carton de 800.

TRANSFUSEUR EUROTRANS®

Le transfuseur est composé de :

- Un perforateur homoplastique monocanal (polyacétal).
 - Une chambre goutte à goutte, solidaire du perforateur.
 - Un filtre à mailles facilitant le passage des éléments figurés du sang en évitant toute hémolyse.
 - Un régulateur de débit par rampe avec molette orange de type Adelberg.
 - Un embout terminal : luer lock mobile et protecteur de stérilité à membrane.
- La tubulure possède une longueur d'environ 1650 mm avec un diamètre interne de 2,9 mm.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
159102S	Carton de 100.

Abord parentéral



CATHÉTER DELTA VEN®

Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) :

Grande compatibilité avec les médicaments, biocompatibilité pour un long maintien en veine. Flexibilité pour une adaptation aisée du cathéter à la veine. Élasticité pour un retour rapide du cathéter à sa forme d'origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements involontaires du patient qui provoquent une pliure du cathéter. Surface lisse et souple pour diminuer les risques de thromboses et de phlébites. Insertion aisée. Résistant aux plicatures. Devient encore plus souple avec la chaleur du corps humain.

Caractéristiques générales du cathéter intraveineux :


Affûtage de l'aiguille de type «Back-Cut». Effilage du cathéter atraumatique. Distance optimale entre la canule et la pointe de l'aiguille. Cathéter à paroi fine avec 3 bandes radio-opaques. Chambre de visualisation transparente pour le contrôle immédiat du retour sanguin. Filtre microporeux amovible permettant une fermeture fiable, ce qui élimine les risques de contamination. Disponibilité du bouchon Luer Lock pour la fermeture de la partie proximale du cathéter après le retrait de l'aiguille. Obturateurs à une voie disponibles pour toutes les mesures (sauf 26G).

CATHÉTER DROIT POLYURÉTHANE DELTA VEN® T PUR

Composé d'une aiguille canule à une voie, sans ailettes et sans port d'injection.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3178522	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3168522	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3158522	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3148522	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3188522	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3138522	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3128522	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3118522	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3108522	● 26G - 19 mm Néonatal	Boîte de 50. Carton de 500.




CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 1 PUR

Composé d'une aiguille canule à une voie avec ailettes et sans port d'injection.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3178122	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3168122	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3158122	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3148122	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3188122	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3138122	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3128122	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3118122	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3108122	● 26G - 19 mm Néonatal	Boîte de 50. Carton de 500.




CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE ET SITE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 2 PUR

Composé d'une aiguille canule à deux voies avec ailettes et port d'injection.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3173122	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3163122	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3153122	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3143122	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3183122	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3133122	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3123122	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3113122	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3104022	● 26G - 19 mm Néonatal	Boîte de 50. Carton de 500.



CATHÉTER SÉCURISÉ IV À SYSTÈME CLOS AVEC AILETTES

Cathéter pour la perfusion intraveineuse et sous-cutanée. Protection renforcée pour un retrait sûr et facile empêchant l'activation anticipée du cathéter.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3931522	● En Y - 20G - 25 x 1 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3920522	● En Y - 22G - 19 x 0,90 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3911022	● En Y - 24G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3935722	● Droit - 20G - 25 x 1 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3924722	● Droit - 22G - 19 x 0,90 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3914722	● Droit - 24G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3931622	● En Y avec valve - 20G - 25 x 1 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3920622	● En Y avec valve - 22G - 19 x 0,90 mm	Boîte de 25. Carton de 100.
3910622	● En Y avec valve - 24G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 25. Carton de 100.



CATHÉTER DELTA SELFSAFE®

Cathéter sécurisé avec activation passive du dispositif de protection, disponible dans les mesures de 14G à 24G. Le cathéter intraveineux sécurisé réduit drastiquement les risques de piqûres accidentelles et ne nécessite aucun changement dans les gestes par rapport aux modèles conventionnels. Le dispositif de protection renferme la pointe de l'aiguille, ce qui rend la manipulation plus hygiénique. Il est totalement exempt de parties métalliques pour une protection totale de l'opérateur. Préserve du risque de piqûres accidentelles même pendant la phase d'élimination du cathéter intraveineux. Cathéter en polyuréthane (PUR) voir caractéristiques page précédente.

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® T PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à une voie, sans ailettes et sans port d'injection.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3778522	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3768522	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3758522	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3748522	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3788522	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3738522	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3728522	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3718522	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 200.

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 1 PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à une voie avec ailettes et sans port d'injection.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3778122	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3768122	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3758122	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3748122	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3788122	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3738122	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3728122	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3718122	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 200.

CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE ET SITE D'INJECTION EN POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 2 PUR

Avec activation passive du dispositif de protection, composé d'une aiguille canule à deux voies avec ailettes et port d'injection.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3773122	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3763122	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3753122	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3743122	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3783122	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3733122	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3723122	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 200.
3713122	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 200.

OBTURATEUR SIMPLE POUR CATHÉTER DROIT AVEC OU SANS AILETTES



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3075512	● 14G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3065512	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3045512	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3085512	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3035512	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3025512	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3015512	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

OBTURATEUR DOUBLE POUR CATHÉTER AVEC SITE D'INJECTION



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
3060512	● 16G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3050512	○ 17G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3040512	● 18G - 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3080512	● 18G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3030512	● 20G - 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3020512	● 22G - 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
3010512	● 24G - 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

Abord parentéral

TERUMO

CATHÉTER COURT EN PTFE SURFLO™



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
115107A	24 G - 19 mm - SROX 2419 C1	Boîte de 50.
115106A	22 G - 25 mm - SROX 2225 C1	Boîte de 50.
115104A	20 G - 51 mm - SROX 2051 C1	Boîte de 50.
115105A	20 G - 32 mm - SROX 2032 C1	Boîte de 50.
115102A	18 G - 51 mm - SROX 1851 C1	Boîte de 50.
115103A	18 G - 32 mm - SROX 1832 C1	Boîte de 50.
115101A	16 G - 51 mm - SROX 1651 C1	Boîte de 50.
115100A	14 G - 64 mm - SROX 1464 C1	Boîte de 50.

CATHÉTER COURT EN F.E.P. À AILETTES AVEC SITE SURFLO™ WP

Cathéter court périphérique intraveineux avec aiguille métallique d'introduction, ailettes et site d'injection.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRDM2419PD	24 G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2225PD	22 G - 25 x 0,90 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2032PD	20 G - 32 x 1,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1832PD	18 G - 32 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1845PD	18 G - 45 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1745PD	17 G - 45 x 1,50 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1645PD	16 G - 45 x 1,75 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1445PD	14 G - 45 x 2,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

CATHÉTER COURT EN F.E.P. À AILETTES SURFLO™ W

Cathéter court périphérique intraveineux avec aiguille interne, et ailettes. L'aiguille et le cathéter sont siliconés avec un silicone de qualité médicale. Canule et aiguille sont recouvertes d'un protecteur.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRDM2619WD	26 G - 19 x 0,64 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2419WD	24 G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2225WD	22 G - 25 x 0,90 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2032WD	20 G - 32 x 1,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1832WD	18 G - 32 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1845WD	18 G - 45 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1745WD	17 G - 45 x 1,50 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1645WD	16 G - 45 x 1,75 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1445WD	14 G - 45 x 2,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

CATHETER TERUMO SURFLO™ S PLUS

Cathéter droit destiné à la perfusion, à la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Cathéter fabriqué en FEP.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRDM2619SD	26 G - 19 x 0,64 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2419SD	24 G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2225SD	22 G - 25 x 0,90 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM2032SD	20 G - 32 x 1,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1832SD	18 G - 32 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1845SD	18 G - 45 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1745SD	17 G - 45 x 1,50 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1645SD	16 G - 45 x 1,75 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDM1445SD	14 G - 45 x 2,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

CATHÉTER COURT EN POLYURÉTHANE À AILETTES VERSATUS™ W

Cathéter IV intravasculaire périphérique court non sécurisé avec aiguille interne et ailettes.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRDU2619WD	26 G - 19 x 0,64 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2419WD	24 G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2225WD	22 G - 25 x 0,90 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2032WD	20 G - 32 x 1,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1832WD	18 G - 32 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1845WD	18 G - 45 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1745WD	17 G - 45 x 1,50 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1645WD	16 G - 45 x 1,75 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1445WD	14 G - 45 x 2,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

TERUMO

CATHÉTER COURT EN POLYURÉTHANE À AILETTES AVEC SITE VERSATUS™ WP

Cathéter court périphérique intraveineux avec aiguille interne, ailettes et non sécurisé avec aiguille interne, ailettes et site d'injection.



CATHÉTER COURT DROIT VERSATUS™

Cathéter court périphérique intraveineux avec aiguille interne. Composé d'un cathéter radio-opaque en polyuréthane, d'une aiguille interne avec triple biseau, une embase Luer femelle 6%, transparente et incolore, d'un bouchon Luer muni d'un filtre à air hydrophobe. Conditionné dans un protecteur unitaire rigide.



CATHÉTER COURT DROIT SURFLASH™

Cathéter court périphérique intraveineux avec aiguille interne, utilisant le SURFLASH system. Composé d'un cathéter radio-opaque en polyuréthane, d'une aiguille interne à triple biseau, une embase Luer femelle, transparente et non coloré, d'un bouchon luer muni d'un filtre à air, filtre hydrophobe. Conditionné dans un protecteur rigide.



OBTURATEUR POUR CATHÉTER DROIT AVEC AILETTES ET SITE

Accessoire permettant de fermer un cathéter droit avec ailettes et site. Il permet ainsi d'éviter la formation de caillots pendant une perfusion intermittente. Un obturateur de même code couleur que le cathéter est disponible pour chaque taille.



OBTURATEUR POUR CATHÉTER DROIT AVEC AILETTES

Accessoire permettant de fermer un cathéter droit avec ailettes.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRDU2619PD	26 G - 19 x 0,64 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2419PD	24 G - 19 x 0,74 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2225PD	22 G - 25 x 0,90 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU2032PD	20 G - 32 x 1,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1832PD	18 G - 32 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1845PD	18 G - 45 x 1,30 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1745PD	17 G - 45 x 1,50 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1645PD	16 G - 45 x 1,75 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SRDU1445PD	14 G - 45 x 2,00 mm	Boîte de 50. Carton de 500.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SROF2419	24 G - 19 mm	Boîte de 50.
SROF2225	22 G - 25 mm	Boîte de 50.
SROF2032	20 G - 51 mm	Boîte de 50.
SROF2051	20 G - 32 mm	Boîte de 50.
SROF1832	18 G - 32 mm	Boîte de 50.
SROF1851	18 G - 51 mm	Boîte de 50.
SROF1651	16 G - 51 mm	Boîte de 50.
SROF1464	14 G - 64 mm	Boîte de 50.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SRFF2419	24 G - 19 mm	Boîte de 50.
SRFF2225	22 G - 25 mm	Boîte de 50.
SRFF2032	20 G - 32 mm	Boîte de 50.
SRFF1832	18 G - 32 mm	Boîte de 50.
SRFF1851	18 G - 51 mm	Boîte de 50.
SRFF1651	16 G - 51 mm	Boîte de 50.
SRFF1464	14 G - 64 mm	Boîte de 50.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SODM2419P	24 G x 19mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM2225P	22 G x 25mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM2032P	20 G x 32mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1832P	18 G x 32mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1845P	18 G x 45mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1745P	17 G x 45mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1645P	16 G x 45mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1445P	14 G x 45mm	Boîte de 50. Carton de 500.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
SODM2419W	24 G x 19 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM2225W	22 G x 25 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM2032W	20 G x 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1832W	18 G x 32 mm	Boîte de 50. Carton de 500.
SODM1845W	18 G x 45 mm	Boîte de 50. Carton de 500.



GAMME DÉSINFECTION

Acaricide	60
Alcool isopropylique 70 %	61
Bactéricide	60
Chlorhexidine	60
Distributeur	58
Gel hydroalcoolique	58
Insecticide	60
Instrubac	60
Lavage et désinfection du linge	60
Lingette	61
Lotion hydratante et nourrissante	58
Nettoyant et désinfectant surface et matériel médical	59
Savon pour la toilette générale	58
Savon pour les mains	58
Support murale	58
Tampon alcool 70°	61



Désinfection



1 DERMANIOS SCRUB CG **
Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.



2 ANIOSGEL 800 **
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.



3 ANIOSGEL 85 NPC **
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	152380 Bidon de 5 L.	Carton de 4.
2	152362 Flacon de 30ml. Jusqu'à épuisement des stocks	Carton de 100.
2	152381 Flacon de 100 ml.	Carton de 20.
2	152382 Flacon pompe de 300 ml.	Carton de 6.
2	152383 Flacon pompe vissée de 500 ml.	Carton de 12.
2	152384 Flacon pompe vissée de 1 L.	Carton de 12.
2	152361 Flacon CPA Airless de 1 L.	Carton de 12.
3	152386 Flacon de 100 ml.	Carton de 20.
3	152387 Flacon pompe vissée de 300 ml.	Carton de 6.
3	152283 Flacon pompe vissée de 500 ml.	Carton de 12.
3	152284 Flacon pompe vissée de 1 L.	Carton de 12.
3	152285 Flacon Airless de 1 L.	Carton de 12.
3	152385 Flacon CPA Airless de 1 L.	Carton de 12.
3	152363 Bidon de 5 L.	Carton de 4.
4	152377 Flacon pompe vissée de 1 L.	Carton de 12.
4	152379 Bidon de 5 L.	Carton de 4.
5	152121 Flacon Airless de 1 L.	Carton de 12.
5	152122 Flacon CPA Airless de 1 L.	Carton de 12.



4 ANIOSAFE MANUCLEAR HF
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Convient à la toilette de l'enfant.



5 ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF
Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulée sans parfum ni colorant. Enrichie en glycérine.



6 SILONDA™ SENSITIVE
Lotion hydratante et nourrissante pour un usage fréquent en dehors des activités de soin et en fin de service.



7 ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme. Testé sous contrôle dermatologique.



8 SUPPORT MURAL
Support à accrocher au mur avec commande au coude.



9 DISTRIBUTEUR

Référence	Description	Conditionnement
6	152206 Tube de 100 ml.	Carton de 50.
6	152207 Flacon pompe de 500 ml.	Carton de 12.
7	152210 Flacon de 30 ml.	Carton de 200.
7	152211 Flacon de 250 ml.	Carton de 24.
7	152212 Flacon pompe vissée de 500 ml.	Carton de 12.
7	152213 Flacon pompe vissée de 1 L.	Carton de 12.
7	152214 Flacon Airless de 1 L.	Carton de 12.
7	152215 Bidon de 5 L.	Carton de 4.
7	152218 Airless CPA de 1 L.	Carton de 12.
8	152110 Commande au coude pour flacon 500 ml	Carton de 1.
8	152196 Commande au coude pour flacon 1 litre	Carton de 1.
8	152394 ABS commande bouton poussoir pour flacon 1 l Airless	Carton de 1.
8	152195 Commande au coude pour flacon 1 l Airless	Carton de 1.
9	152192 ABS électronique pour poche Airless	Carton de 1.
9	152115 Électronique CPA pour 1L Airless CPA. Blanc	Carton de 1.
9	152116 Manuel CPA pour 1L Airless CPA. Blanc	Carton de 1.

TRAITEMENT DE L'INSTRUMENTATION

ANIOS CLEAN EXCEL D *
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152177	25 ml	200 unités
152178	1L Doseur	12 unités
152179	5 L + 1 pompe	4 unités

STERANIOS 2 % *
Désinfectant de haut niveau des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152152	5 L	4 unités
152256	Bandelettes de contrôle	100 bandelettes



ANIOSPRAY SURF 29 */**
Désinfection du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés. Application biocide: pour les surfaces générales.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152182	1L + 4 pulvérisateurs	12 unités
152183	5 L	4 unités



HYGIÈNE DE L'ENVIRONNEMENT

SURFA'SAFE PREMIUM **/**
Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables. Application biocide: pour les surfaces générales.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152175	Mousse diffuse 750 mm	12 unités
152176	Mousse compacte 750 mm	12 unités

ANIOS'R FRESH GARDEN **

Spray parfumé, destructeur d'odeurs parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. Ce produit peut être utilisé en complément du Nettoyant Désinfectant Parfumé FRESH GARDEN



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152395	Fresh Garden 5 l. + pompe	Bidon de 5 L

SURFA'SAFE R PREMIUM **
Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces générales.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152345	250 ml	12 unités
152346	750 ml	12 unités

SURFANIOS PREMIUM ***

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation. Application biocide: pour les surfaces générales.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
152355	20 ml	500 unités
152356	1 L	12 unités
152357	5 L	4 unités

* Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

*** Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Désinfection

INSTRUBAC

Bac de trempage non autoclavable pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation.



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
152123	2 l.
152167	2 l. + fente
152144	10 l. - Volume utile/Usable volume 5 l.
152145	20 l. - Volume utile 10 l.
152262	15 l. endoscope
152263	40 l. - Volume utile 20 l.

LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE **

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40° C, même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
152244	15 kg



TRAITEMENT**

Traitement de surface pour éradiquer la gale, poux, punaises de lit sur moquette, tapis, sommier, matelas, canapé, fauteuils, siège de voiture.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement	
1	208001	Anti-gale	Aérosol 520 ml
2	201113	Anti-mites	Aérosol 520 ml
3	201112	Anti-poux	Aérosol 520 ml
4	201111	Acaricide puissant	Aérosol 520 ml
5	7624	Anti-punaise de lit	Aérosol 520 ml

BACTÉRICIDE**

- Bactéricide menthe : élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en stoppant la prolifération des micro organismes.
- Bactéricide one shot : Solution désinfectante à action rapide par contact grâce aux retombées du spray qui se diffusent dans l'atmosphère. Le produit permet de traiter et d'assainir un volume d'air important (50 m² pour les 50 ml / 150 m² pour les 150 ml). Idéal en collectivités, dans les écoles, les EPHAD, et les lieux publics, mais aussi les véhicules de transports urbains... Bactéricide (NF EN1276), virucide (NF EN14476), fongicide levuricide (NF EN1650).

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement	
5	298205	Menthe	Aérosol 1000 ml
6	298207	One shot	50 ml brut
6	208005	One shot	Aérosol 150 ml



CHLORHEXIDINE**

La Chlorhexidine digluconate est un désinfectant à large spectre utilisé pour éviter l'infection des égratignures et autres éraflures.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
208003	50 ml
208004	100 ml



LINGETTES ASEPTONET

Préconisées pour le nettoyage et la désinfection du petit matériel médical, des dispositifs médicaux non-invasifs et des surfaces exposées aux souillures. Elles sont imprégnées d'une lotion bactéricide, virucide et fongicide. Dimensions : 180 x 200 mm.



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
252107	100 lingettes

WIP'ANIOS EXCEL*/**

Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs et l'essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection; et pour les surfaces générales (application biocide). Dimensions : 180 x 200 mm.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
152142	12 paquets de 50 lingettes
152143	6 paquets de 100 lingettes

Nos INDISPENSABLES



LES LINGETTES EURO-NETTE

Lingettes nettoyantes et désinfectantes, imprégnées d'une solution bactéricide, levuricide et virucide. Elles sont destinées aux surfaces dures non-poreuses. Dimensions : 130 x 200 mm

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
152400	Carton/12 boîtes.



ANIOS QUICK WIPES*

Lingettes désinfectantes à action rapide, prêtes à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables préalablement nettoyés et résistants à l'alcool. Dimensions : 130 x 190 mm.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
152368	12 boîtes de 120 lingettes



TAMPON ALCOOL 70°

Prêt à l'emploi pour toute désinfection de la peau. Papier crêpe imprégné d'alcool à 70° pour désinfection cutanée locale. Dimension : 60 x 30 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
148102	Carton de 40 boîtes de 100.



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %**

Nettoyant corporel (peau saine) et de surface.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
298199	Aérosol 50 ml
208000	Pulvérisateur 100 ml
208002	1 L
201107	250 ml
298202	2 L
201085	500 ml
298203	Distributeur 500 ml

* Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
** Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



GAMME INCONTINENCE

Incontinence

Alèse de protection pour lit et fauteuil.....	69
Couche droite	69
Incontinence légère à modérée	65
Incontinence modérée à forte.....	66-67
Protection masculine.....	65
Slip de maintien pour protections anatomiques	68

Hygiène

Après-shampooing	72
Brume d'eau	73
Carré de soin.....	70
Collecteur de déchets SharpSafe®	75
Collecteur de déchets Stil'eco	75
Crème lavante.....	74
Distributeur d'essuie-mains.....	74
Distributeur de savon.....	74
Eau de toilette.....	72
Essuie-mains.....	74
Essuie-tout.....	74

Gant de toilette	71
Gel douche	72
Gel douche corps et cheveux.....	72
Huile de massage et de soin	73
Huile de soin prévention escarre	73
Lingette.....	70
Lotion apaisante	72
Lotion hydratante.....	72
Mouchoirs	70
Papier hygiénique.....	74
Protège-bassin.....	71
Protège-seau.....	71
Récupérateur d'aiguille Sanibox®	75
Savon crème moussante	74
Shampooing	72
Soin protecteur cutané	73
Solution nettoyante sans rinçage	72
Urinal masculin	71



Incontinence

LE TÉMOIN DE SATURATION

Ligne d'impression grise

 Témoigné imprimé s'efface après miction

Elle ne doit pas gâcher le quotidien de vos clients.
 Conseils pour choisir le produit le mieux adapté en cas de fuites légères jusqu'à l'incontinence.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'INCONTINENCE	EXPLICATIONS
Urinaire d'effort	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 50 % des cas • Rire, tousser, éternuer, un effort physique peuvent entraîner une perte d'urine (quelques gouttes) à cause de l'augmentation de la pression abdominale
Par instabilité vésicale	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 30 % des cas • La vessie se contracte de façon involontaire et est hyperactive • Cela entraîne des envies d'uriner fréquentes, pressantes • Le volume est assez important
Mixte	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 20 % des cas • C'est l'association chez la même personne d'une incontinence urinaire d'effort et d'une instabilité vésicale
Par regorgement	<ul style="list-style-type: none"> • Forme la plus fréquente chez l'homme • Cela engendre un trop-plein de la vessie et des fuites par gouttes.

Les indispensables

Une protection urinaire doit être adaptée aux besoins de la personne incontinente.

- Le bon choix de taille **S M L XL**
- La bonne absorption 
- La technique de pose



1 LE BON CHOIX DU PRODUIT ET SA SATISFACTION PASSENT PAR LE BON CHOIX DE LA TAILLE

Guide des tailles

Bien mesurer le tour de hanches et non le tour de taille.

Tailles	Tour de hanche	Taille de vêtement
1 - S	60 > 80 cm	> 36 / 38
2 - M	70 > 110 cm	> 42 / 44
3 - L	110 > 160 cm	42 > 54 / 58
4 - XL	140 > 175 cm	< 58

2 UTILISER LA PROTECTION QUI SERA LA PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE PATIENT

Niveau d'absorption

Fuites urinaires légères	MEN	LADY	Fuites urinaires modérées et incontinence	PANT	FORM	SLIP
EXTRA 	50 ml	50 ml	EXTRA 	200 ml	500 ml	600 ml
SUPER 	//	75 ml	OPTIMUM 	400 ml	900 ml	900 ml
MAXI 	//	100 ml	OPTIMUM+ 	//	//	1500 ml



1 FINÉA® LADY

Protection anatomique et ergonomique adaptée pour les fuites urinaires légères, limitées à quelques gouttes survenant généralement à l'effort, provoquées par la toux, le lever, le rire ou encore à la suite d'un accouchement.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
120534B	Extra	Sachet de 28. Carton de 12
120535B	Super	Sachet de 28. Carton de 10
120536B	Maxi	Sachet de 28. Carton de 7

2 FINÉA® MEN

Protection anatomique spécifiquement adaptée à l'anatomie masculine. Conseillée pour les fuites urinaires légères, elle offre confort, discrétion et bon maintien.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
120537A	Super	Sachet de 20. Carton de 6.



3 TENA DISCREET

Adaptée pour les femmes souffrantes de fuites urinaires légères à abondantes. Elles sont idéales pour les fuites et pertes d'urine inattendues. Elles offrent à l'utilisateur protection, discrétion et confiance, de jour comme de nuit.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210211	Discreet Ultra Mini	Sachet de 28. Carton de 10 sachets.
209014	Discreet Mini	Sachet de 20. Carton de 10 sachets.
760482	Discreet Normal	Sachet de 24. Carton de 12 sachets.
760694	Discreet Extra	Sachet de 20. Carton de 12 sachets.
761661	Discreet Extra Plus	Sachet de 16. Carton de 6 sachets.
210159	Discreet Maxi	Sachet de 12. Carton de 12 sachets.
210158	Discreet Maxi Night	Sachet de 12. Carton de 6 sachets.
760721	Lady Normal	Sachet de 24. Carton de 12 sachets.
761733	Lady Super	Sachet de 30. Carton de 6 sachets.



4 TENA MEN

Protection à découpe anatomique adaptée aux hommes. Elle est dotée d'un film extérieur imperméable, souple, résistant et non-bruyant pour une sensation textile. Son voile interne est lui hydrophile, perméable, doux et résistant. Elle est également composée d'un coussin absorbant anti-fuites. Elle s'ajuste au sous-vêtement en toute discrétion grâce à sa large bande adhésive.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
209017	Extra Light	Sachet de 14. Carton de 8 sachets.
210139	Light Level 1	Sachet de 24. Carton de 6 sachets.
209000	Medium Level 2	Sachet de 20. Carton de 6 sachets.
210141	Super Level 3	Sachet de 16. Carton de 6 sachets.



5 TENA MEN ACTIVE FIT ET TENA MEN PREMIUM

Sous-vêtement absorbant à coupe ajustée adapté aux hommes. Il est doté d'un film extérieur imperméable, souple, résistant et non-bruyant pour une sensation textile. Contrôle des odeurs (ODOUR CONTROL™) grâce au système limitant le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs. Respecte le pH acide de la peau.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
209022	Actif Fit Taille S/M	Sachet de 9. Carton de 4 sachets.
209023	Actif Fit Taille L/XL	Sachet de 8. Carton de 4 sachets.
210185	Premium Fit Taille S/M	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
210186	Premium Fit Taille L/XL	Sachet de 10. Carton de 4 sachets.



6 TENA SILHOUETTE

Un sous-vêtement féminin qui allie confort, look et discrétion. Le sous-vêtement Tena silhouette est une protection féminine jetable pour les fuites urinaires légères à modérées. Discret et confortable grâce à sa matière ajustée douce et respirante, son cœur absorbant emprisonne les fuites, neutralise les odeurs et maintient efficacement la peau au sec.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210178	Normal Blanc - L	Sachet de 10. Carton de 6 sachets.
210177	Normal Blanc - M	Sachet de 12. Carton de 6 sachets.
795511	Normal Noir - M	Sachet de 10. Carton de 6 sachets.
795617	Normal Noir - L	Sachet de 9. Carton de 6 sachets.
703083	Plus Noir - M	Sachet de 9. Carton de 4 sachets.
703084	Plus Noir - L	Sachet de 8. Carton de 4 sachets.

Incontinence



TENA PANTS PROSKIN

Sous-vêtement absorbant doux et confortable, pour incontinence modérée à forte. Il est adapté aux femmes comme aux hommes. Efficace de jour comme de nuit, Tena Pants offre une protection avancée en matière de réduction de l'humidité avec son double système de barrières anti-fuites pour un maintien accru de la peau au sec.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
792340	Plus Extra Small	Sachet de 14. Carton de 4 sachets.
210167	Plus Small	Sachet de 14. Carton de 4 sachets.
210170	Plus Large	Sachet de 14. Carton de 4 sachets.
210169	Plus Medium	Sachet de 14. Carton de 4 sachets.
792215	Plus XXSmall	Sachet de 14. Carton de 4 sachets.
210171	Plus Extra Large	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
793413	Super Small	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
793520	Super Medium	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
793614	Super Large	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
793713	Super Extra Large	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.
794410	Maxi Small	Sachet de 10. Carton de 4 sachets.
794512	Maxi Medium	Sachet de 10. Carton de 4 sachets.
794623	Maxi Large	Sachet de 10. Carton de 4 sachets.
794762	Maxi Extra Large	Sachet de 10. Carton de 4 sachets.
792862	Plus Bariatric Extra Extra Large	Sachet de 12. Carton de 4 sachets.



TENA COMFORT PROSKIN

Incontinence modérée à très forte. Solution anti-fuites discrète et efficace destinée aux patients souhaitant garder une protection sous forme de serviette. Muni de la technologie FeelDry Advanced™, le cœur du produit absorbe instantanément le liquide, aidant à maintenir la peau sèche et saine.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210142	Normal	Sachet de 42. Carton de 3 sachets.
210143	Plus	Sachet de 46. Carton de 2 sachets.
210144	Extra	Sachet de 40. Carton de 2 sachets.
210152	Super	Sachet de 36. Carton de 2 sachets.
758007	Maxi	Sachet de 28. Carton de 2 sachets.
759011	Ultima	Sachet de 28. Carton de 2 sachets.



FINÉA® PANT

Sous-vêtement absorbant pour fuites urinaires. Il est adapté aux femmes comme aux hommes. Confortable et sécurisant, il permet d'effectuer sans gêne tous les mouvements du quotidien. Grâce à son élasticité, il s'adapte parfaitement à la silhouette de l'utilisateur. Son absorption est rapide et offre un système de garde au sec.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
22014100	Small Flufsan	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.
120542	Medium Extra	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.
120543	Large Extra	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.
120548	Medium Optimum	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.
120549	Large Optimum	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.
120550	Extra Large Flufsan	Sachet de 14. Carton de 6 sachets.



FINÉA® FORM

Protection anatomique mixte pour incontinence modérée à forte. Sa forme est pensée pour épouser au mieux l'anatomie de la personne, assurant un confort maximal. Dotée d'un Voile externe « sensation textile », doux et silencieux.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
120750	Extra	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120751	Optimum	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
15006100	Max+	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.



PENSEZ-Y !

CRÈMES PROTECTRICES
Page 73.



FINÉA® SLIP

Change complet pour incontinence modérée à forte. Une meilleure identification produit avec un système de gouttes pour l'absorption et un témoin de saturation lisible ainsi que des absorptions renforcées.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
120660	Small Optimum	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120661	Medium Extra	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120662	Medium Optimum	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120663	Medium Optimum+	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120664	Large Extra	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120665	Large Optimum	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120666	Large Optimum+	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
120667	XL Optimum	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.
120668	XL Optimum+	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.



TENA SLIP PROSKIN

Incontinence modérée à forte. Change complet ultra absorbant pour personne à mobilité réduite. Assure une protection maximale. Technologie ConfioAir™ : Les côtés et voiles extérieurs aérés laissent la peau respirer. Testé dermatologiquement pour garder une peau saine.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
209003	Plus Extra Small	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
209004	Plus Small	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
210115	Plus Medium	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
210116	Plus Large	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
209005	Super Small	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
210119	Super Medium	Sachet de 28. Carton de 3 sachets.
210120	Super Large	Sachet de 28. Carton de 3 sachets.
209019	Super XL	Sachet de 28. Carton de 3 sachets.
209006	Maxi Small	Sachet de 24. Carton de 3 sachets.
210117	Maxi Medium	Sachet de 24. Carton de 3 sachets.
210118	Maxi Large	Sachet de 24. Carton de 3 sachets.
209020	Maxi Extra Large	Sachet de 24. Carton de 3 sachets.
210217	Ultima M	Sachet de 21. Carton de 3 sachets.
210218	Ultima L	Sachet de 21. Carton de 3 sachets.
210219	Ultima XL	Sachet de 18. Carton de 3 sachets.
210215	Bariatric Super XXL	Carton de 2 sachets.
210216	Bariatric/Bariatric Super 3XL	Sachet de 8. Carton de 4 sachets.



TENA FLEX PROSKIN

Change complet idéal pour une incontinence moyenne à forte. Composé d'une ceinture douce et élastique COMFISstretch™, elle est maintenue en place et s'ajuste facilement à toutes les morphologies. Cette ceinture permet également un changement de protections plus facile et ergonomique pour les aidants.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
730437	Plus Small	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
730430	Plus Medium	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
723333	Plus Large	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
724950	Plus Extra Large	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
730446	Super Small	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
730458	Super Medium	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
729281	Super Large	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
724980	Super Extra Large	Sachet de 30. Carton de 3 sachets.
730453	Maxi Small	Sachet de 22. Carton de 3 sachets.
730434	Maxi Medium	Sachet de 22. Carton de 3 sachets.
729352	Maxi Large	Sachet de 22. Carton de 3 sachets.
725000	Maxi Extra Large	Sachet de 21. Carton de 3 sachets.
730455	Ultima Small	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.
730436	Ultima Medium	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.
729909	Ultima Large	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.
728534	Ultima Extra Large	Sachet de 20. Carton de 3 sachets.

Incontinence

ACCESSOIRES
POUR UN BON MAINTIEN
DES PROTECTIONS
ANATOMIQUES



SLIP DE MAINTIEN COTTON FIX

Slip de maintien doux, léger et agréable à porter. Composé de 96 % polyester et 4 % élastane, sans latex. Lavable jusqu'à 40 fois à 60°.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
154310	Small	Sachets de 25. Carton de 4.
154311	Medium	Sachets de 25. Carton de 4.
154312	Large	Sachets de 25. Carton de 4.
154313	X. Large	Sachets de 25. Carton de 4.
154314	XX. Large	Sachets de 25. Carton de 4.

SLIP DE MAINTIEN STANDARD

Dispositif de fixation. Il assure un maintien efficace des protections grâce à son filet externe et résistant. Composé de 87 % de polyester et de 13 % d'élasthanne. Réutilisable et lavable à 60°C.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
154303	Taille 1 Small - Jaune.	Boîte de 50. Carton de 300.
154300	Taille 2 Medium - Bleu	Boîte de 50. Carton de 300.
154301	Taille 3 Large - Marron	Boîte de 50. Carton de 300.
154302	Taille XL Extra Large - Vert	Boîte de 50. Carton de 300.

TENA FIX PREMIUM

Permet de maintenir les protections (des couches droites par exemple) bien en place. Les slips de maintien lavables et réutilisables arborent un design sans couture pour réduire les points de pression.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210220	Acute Small	Sachets de 250. Carton de 1.
210221	Acute Medium	Sachets de 250. Carton de 1.
210222	Acute Large	Sachets de 250. Carton de 1.
210223	Acute Extra Large	Sachets de 200. Carton de 1.
210202	Small	Sachets de 5. Carton de 20.
210203	Medium	Sachets de 5. Carton de 20.
210204	Large	Sachets de 5. Carton de 20.
210146	Extra Large	Sachets de 5. Carton de 20.
210147	XXL	Sachets de 5. Carton de 20.
209021	XXXL	Sachets de 5. Carton de 20.
210201	Small	Sachets de 25. Carton de 8.
210148	Medium	Sachets de 25. Carton de 8.
210149	Large	Sachets de 25. Carton de 8.
210150	Extra Large	Sachets de 25. Carton de 8.
210151	XXL	Sachets de 25. Carton de 8.

SLIP SOFT PANT À USAGE UNIQUE

Slip à grande élasticité, résistant et très léger. Indiqué pour le maintien de pansements, de couches moyennes et grandes incontinences. Idéal pour patients alités. À usage unique. Taille unique. Polyester : 96 %. Élastomère : 3 %. Polyamide : 1 %.



Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
154360	Medium	Boîte de 100.
154361	Large	Boîte de 100.
154362	X. Large	Boîte de 100.
154363	XX. Large	Boîte de 100.



FINÉA® COUCHE DROITE

Protection rectangulaire traversable destinée à renforcer l'absorption de slips absorbants ou changes complets. Dimensions : 20 x 60 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
137110	Sachet de 20. Carton de 4.




TENA MAXI TRAVERSABLE

Conçue pour les personnes ayant des fuites urinaires légères à fortes. Douce et respirante, elle offre une sensation similaire au textile. Elle s'utilise avec un slip de maintien pour garder la protection bien en place.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210184A	Sachet de 30. Carton de 6.



TENA PROTÈGE-DRAP

Alèse de protection pour literie, intraversable grâce à son film extérieur souple, résistant et silencieux. Sa face intérieure douce et absorbante maintient un confort optimal pour l'utilisateur. Ses bords sont dotés d'une barrière anti-fuite pour dormir en toute sécurité et sérénité en cas de fuites urinaires fortes.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
209009	80 x 210 cm	Sachet de 100. Carton de 1 sachet.
209008	80 x 175 cm	Sachet de 100. Carton de 1 sachet.
210166	80 x 140 cm	Sachet de 100. Carton de 1 sachet.

ALÈSE CLINDRY 2

Alèse absorbante réutilisable pour protéger efficacement l'ensemble de la literie. Composée d'un film barrière de 4 couches de fibres hydrophobes, elle offre une sensation de sec, tout en restant respirant et confortable. Lavable à 90° et réutilisable. 450 g/m².

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Conditionnement
206219	L'unité.

Dimensions
75 x 85
cm



TENA BED

Alèse absorbante jetable. Constituée de cellulose, elle protège contre les fuites accidentelles. Son voile extérieur imperméable et intraversable garantit une parfaite protection. Son voile intérieur est doux, afin de respecter la peau sensible des patients. Cette protection convient notamment pour une utilisation sur des chaises, des canapés, des fauteuils roulants ou bien des lits.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210978	Normal 60 x 60 cm	Sachet de 40. Carton de 4 sachets.
210979	Normal 60 x 90 cm	Sachet de 35. Carton de 4 sachets.
210995	Plus 60 x 60 cm	Sachet de 40. Carton de 4 sachets.
209007	Plus 60 x 90 cm	Sachet de 35. Carton de 4 sachets.
210163	Plus Bordable	Sachet de 20. Carton de 4 sachets.
210997	Super 60 x 90 cm	Sachet de 35. Carton de 4 sachets.
770132	Plus 40 x 60 cm	Sachet de 40. Carton de 6 sachets.



ALÈSE LITÈRE ET FAUTEUIL FINÉA® BED

Alèse à usage unique bleue. Composée d'un voile interne doux et hypoallergénique en non-tissé hydrophile, d'un tampon et d'un voile externe intraversable en non-tissé. Cette alèse est douce, confortable et absorbante. Elle est idéale pour protéger les lits et les fauteuils.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
124134	60x40 super - 42 g	Sachet de 30. Carton de 9 sachets.
124135	60x60 super - 60 g	Sachet de 30. Carton de 4 sachets.
124136	60x90 super - 100 g	Sachet de 30. Carton de 4 sachets.
124140B	Bordable 90 x 180 cm - 100 g	Sachet de 25. Carton de 4 sachets.

Hygiène



MOUCHOIRS
Mouchoirs doux en boîte distributrice ou étui compact. 14,5 g/m². Pure ouate de cellulose.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199220	Boîte	Carton de 20 boîtes de 100.
199217	Paquet individuel	Carton de 24 pack de 10 paquets



CARRÉ DE SOIN

Carré de soin multi-usages adapté pour la toilette des patients ou l'essuyage domestique. Ultra-absorbant, très résistant à l'état humide comme à l'état sec. Ne peluche pas, ne se désagrège pas au contact de l'eau.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
124500	30 x 30 cm	Sachets de 50. Carton de 40 sachets.



TENA CELLDUK PROSKIN

Une lingette sèche et douce, idéale pour les soins liés à l'incontinence ou la toilette corporelle. Résistante, elle permet de prendre soin de la peau des personnes âgées. Hautement absorbante, ne se désintègre pas.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210450	25 x 33 cm	Sachet de 200. Carton de 6 sachets.
210138	25 x 26 cm	Sachet de 200. Carton de 8 sachets.



TENA SOFT WIPES PROSKIN

Lingettes sèches, extra-douces pour les adultes, idéales lors des changes de produits d'incontinence ou pour laver n'importe quelle partie du corps.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210449	19 x 30 cm	Sachets de 135. Carton de 8 sachets.
210137	30 x 32 cm	Sachets de 135. Carton de 8 sachets.



TENA WET WIPES PROSKIN

Lingettes pré-imprégnées qui nettoient, protègent et hydratent pour un usage 3-en-1. Conçues pour un usage quotidien, elles sont idéales pour la toilette des zones intimes lors des changes de produits d'incontinence ou pour une toilette de tout le corps. Sans rinçage. Dimensions : 30 x 20 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
9766	Sachet de 48. Carton de 12 sachets.



LINGETTES ALOÉ VERA

Lingettes humides à usage unique conçues pour prendre soin des peaux délicates des utilisateurs de produit d'incontinence. Dimension : 22 x 20 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
28400400	Sachet de 54. Carton de 16.



GANT PRÉ-HUMIFIÉ SANS RINÇAGE

Utilisation facile et rapide, sans recours aux accessoires habituels, pour patients alités. Sa matière douce à haute teneur en viscose et sa lotion nettoyante sans rinçage permettent la réalisation d'une toilette douce, efficace et sans rinçage.

- ICBATH12 : Toilette avec revêtement interne protecteur : Son dispositif « mains protégées », assure hygiène et sécurité au soignant
- HCBG12 : Toilette économique : Lotion nettoyante à l'Aloe Vera
- ICSHAMP12 : Shampoing : Son dispositif « mains protégées », assure hygiène et sécurité au soignant

Vente au sachet.

Référence	Conditionnement
1 ICBATH12	Sachet de 12. Carton de 12 sachets.
2 HCBG12	Sachet de 12. Carton de 120 sachets.
3 ICSHAMP12	Sachet de 12. Carton de 12 sachets.



URINAL MASCULIN

Urinal masculin avec tampon absorbant (liquide et odeurs).

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204002	Boîte de 20.

PROTÈGE BASSIN

Permet l'élimination des excréta des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité. Absorption rapide. Mise en place facile.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
B60020	Boîte de 20.

PROTÈGE SEAU

Permet l'élimination des excréta des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité. Absorption rapide. Mise en place facile.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
C60020	Boîte de 20.



TENA WET WASH GLOVES PROSKIN

Gant de toilette pré-imprégné prêt à l'emploi pour la toilette corporelle quotidienne sans eau et savon. Sans rinçage.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
209011	Sachet de 30. Carton de 8 sachets.

Nos INDISPENSABLES



LES GANTS DE TOILETTE

En non-tissé (15 x 23 cm).

- 199305 - Standard bleu : Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide (45 g/m²). 100% viscose.
- 199311 - Molletonné blanc : Très absorbant et doux, très résistant. Utilisation longue durée 75 g/m². Gant soudé. 20 % viscose et 80 % polyester.
- 199306 - Imperméable en non tissé avec couche de polyéthylène (58 g/m²). Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199305	Standard bleu	Sachet de 100. Carton de 1000.
199306	Imperméable en non tissé	Sachet de 100. Carton de 1000.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
199311	Molletonné blanc	Sachet de 50. Carton de 750. Palette de 36 cartons.

Hygiène



LABORATOIRE RIVADIS

Depuis plus de 50 ans, le Laboratoire Rivadis est le partenaire des professionnels de santé. Présents dans 1 centre hospitalier sur 2, les produits Rivadouce Soins pensés et développés en France dans leur usine à Thouars (79) sont conçus pour les peaux sensibles ou fragilisées des adultes dépendants ou en perte d'autonomie. Rivadouce Soins propose des produits d'hygiène avec et sans rinçage, des soins cutanés préventifs et des produits de bien être.

Testés sous contrôle dermatologique et composés d'ingrédients d'origine naturelle.



1 EAU DE TOILETTE AU TILLEUL

Rafraîchit et laisse un parfum délicat sur la peau du visage et du corps. Sans alcool.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	124403	500 ml
2	124400	500 ml
2	124410	1000 ml
3	124409	1000 ml

GAMME TENA HYGIÈNE ET SOIN

TENA SHAMPOO CAP

Coiffe lavante pré-imprégnée avec une formule shampooing et après-shampooing fraîchement parfumée pour un lavage des cheveux sans baignoire ni douche.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210101	Carton de 30.

TENA SHAMPOO & SHOWER PROSKIN

Gel nettoyant et un shampooing soin dans un seul produit conçu pour la peau et les cheveux fragiles des personnes âgées.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210105	Carton de 10.

TENA BODY LOTION PROSKIN

Lotion corporelle douce pour les peaux normales à sèches.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210102	Carton de 10.

TENA WASH CREAM PROSKIN

Nettoie, protège et hydrate la peau âgée fragile. Sans rinçage. testée dermatologiquement.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210680	1000 ml.	Carton de 8.
210106	250 ml.	Carton de 10.
210107	Tube de 500 ml.	Carton de 10.

HYGIÈNE AVEC RINÇAGE

2 GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX

Gel dermatologique corps et cheveux pour la toilette totale ou partielle des épidermes fragilisés.



3 GEL LAVANT DERMATOLOGIQUE

Gel douche corps et cheveux. Base lavante douce enrichie en extrait de tilleul.



4 SHAMPOING EXTRA DOUX

Shampooing extra-doux adapté à un usage fréquent. Nettoie tous les types de cheveux et cuirs chevelus en douceur. Aide au démêlage et à la brillance des cheveux.



HYGIÈNE SANS RINÇAGE



5 SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE

Solution nettoyante sans rinçage adaptée aux personnes âgées ou dépendantes. Adoucissante et protectrice, elle procure une sensation d'apaisement et de confort tout en prévenant le développement des odeurs. Sa formule, testée sous contrôle dermatologique.



6 SHAMPOING SANS RINÇAGE

Testé sous contrôle dermatologique, le shampooing sans rinçage permet le lavage des cheveux sans eau ni rinçage, pour la toilette des adultes alités ou à mobilité réduite.



PENSEZ-Y !

COUSSINS DE POSITIONNEMENT
Page 89.

BARRIER CREAM PROSKIN

Crème apaisante idéale pour protéger la peau et prévenir les problèmes liés à l'incontinence comme les rougeurs et l'irritation. Sans parfum ni conservateurs. Testée dermatologiquement. Tube de 150 ml.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210104	Carton de 10.



ZINC CREAM PROSKIN

Crème apaisante avec un effet protecteur lors des soins liés à l'incontinence contenant 10 % d'oxyde de zinc, de l'huile de canola et de la vitamine E. Sans parfum, ni conservateurs. Tube de 100 ml.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
210556	Carton de 10.

HUILE DE SOIN PRÉVENTION ESCARRE

Facilite le glissement de la peau sous les doigts pour la surveillance des points d'appui par effleurage. Ne s'applique pas sur peau lésée. 50 ml.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124406	Carton de 50.



CUTAFACTINE

Restaure l'hydratation cutanée, nourrit, protège et répare. Apaise les peaux fragilisées. Extrait de calendula adoucissant. 150 g.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124404	Carton de 12.

BRUME D'EAU

Hydrate les couches supérieures de l'épiderme et apaise toutes les peaux, même les plus sensibles, du nourrisson à l'adulte. Elle s'utilise à tout moment pour rafraîchir ou préparer la peau aux soins. 125 ml.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124415	Carton de 12.



COLD CREAM

Crème nourrissante de 50 ml pour le corps et le visage adaptée aux peaux sèches et sensibles des adultes, des enfants et des nourrissons. Elle nourrit, protège la peau des agressions extérieures et prévient les rougeurs et les tiraillements. Elle prévient également la déshydratation.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124420	Carton de 40.

HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN

Hydrate et assouplit la peau des enfants et des adultes. Testée sous contrôle dermatologique. Elle peut être utilisée quotidiennement en massages corporels légers des personnes alitées ou dépendantes de tout âge. 500 ml.



Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124407	Carton de 15.



SOIN HYDRATANT

Pour peaux sensibles, fragilisées et deshydratées. 500 ml pour corps et visage.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
124412	Carton de 15.

Hygiène



1 ESSUIE-MAINS PLIÉ
En ouate blanche 2 plis 2 x 19 g/m². En format interfolié 22 x 34 cm. 100 feuilles par paquet.



2 ESSUIE-TOUT COMPACT
Pure ouate de cellulose, 2 x 18 g/m². 200 feuilles de 20 cm de large prédécoupées tous les 24 cm. Absorbant et résistant. Gaufré. Facilité de stockage. Ø extérieur du rouleau : 12 cm.



3 BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL
En ouate de cellulose blanche 2 épaisseurs 18 g/m². 200 formats de 21 x 35 cm. Ø extérieur 13 cm.



4 PAPIER HYGIÉNIQUE ROULEAU STANDARD
100 % pure ouate de cellulose blanche. Extra doux, 2 plis. Rouleaux de 200 feuilles. Diamètre mandrin : 46-49 mm. 16 g/m²



5 PAPIER HYGIÉNIQUE COMPACT
100% pure ouate de cellulose. Doux. 2 plis de 16 g/m². 500 feuilles 10 x 12 cm. En bobines compactes s'adaptant aux distributeurs traditionnels. Un carton de 36 rouleaux est équivalent à 90 rouleaux de 500 feuilles.



6 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS
Distributeur mural pour essuie-mains plié. Système feuille à feuille permet d'éviter la contamination croisée. Matière plastique (ABS). Blanc.



7 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS BOBINE
Distributeur mural plastique (ABS) blanc. Idéal pour bobines de 150 à 300 formats.



8 DISTRIBUTEUR DE SAVON
Distributeur mural de savon à bouton poussoir. Matière plastique (ABS). Capacité 1 litre.



9 SAVON CRÈME MOUSSANTE
Crème lavante pour les mains. Parfum amande douce. Conditionné en bidon de 5 litres.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	Essuie-mains plié	Carton de 3200 feuilles.
2	Essuie-tout compact	Carton de 12 rouleaux.
3	Bobine à dévidage central	Carton de 12 rouleaux.
4	Papier hygiénique standard	Carton de 108 rouleaux.
5	Papier hygiénique compact	Carton de 36 rouleaux.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
6	Distributeur d'essuie-mains	L'unité.
7	Distributeur essuie-mains bobine	L'unité.
8	Distributeur de savon	L'unité.
9	Savon crème moussante	L'unité.



RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLE SANIBOX®
Permet d'isoler immédiatement les aiguilles souillées sans aucun contact avec le manipulateur. Capacité de 0,17 L soit 200 aiguilles environ.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
162100	Carton de 400.



COLLECTEUR DE DÉCHETS SHARPSAFE®

Conteneurs conçus pour la collecte de déchets médicaux perforants comme les lames de bistouri, les aiguilles, les seringues... Sharpsafe®, certifiée EN ISO 23907-1:2019 (obligatoire en France au 01/01/2022) est la première gamme intégrant des matières plastiques recyclées totalement contrôlées (validation marque KiteMark). Modèle 5^{ème} génération.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	Modèle Exchange NF 0,45 L	Carton de 100.
2	Modèle Compact NF 0,60 L	Carton de 100.
3	Modèle Sharpsafe NF 1 L	Carton de 100.
4	Modèle Sharpsafe NF 2 L	Carton de 50.
5	Modèle Sharpsafe NF 3 L	Carton de 50.
6	Modèle Sharpsafe NF 4 L	Carton de 50.
7	Modèle Sharpsafe NF 7 L	Carton de 50.
8	Modèle Sharpsafe NF 9 L	Carton de 20.
9	Modèle Sharpsafe NF 13 L	Carton de 20.
10	Modèle Sharpsafe Quiver - 7,5 L	Carton de 20.
11	Modèle Sharpsafe 30 L	Carton de 15.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
12	Container 50 L	Palette de 400.



COLLECTEUR DE DÉCHETS STIL'ECO

Boîtes à aiguilles et autres déchets d'activités de soins piquants coupants tranchants. STIL'ECO est le seul fabricant français à proposer des collecteurs d'aiguilles certifiés NF 302. En plus de la double certification NF 302 / NF EN ISO 23907-1, les produits sont également homologués ADR pour le transport des marchandises dangereuses.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
162400	Pocket 0,25 L	Carton de 100.
162401	Mini collecteur 0,6 L	Carton de 70.
162402	Mini collecteur 1,1 L	Carton de 60.
162410	Collecteur Pacto + 2 L	Carton de 50.
162411	Collecteur Pacto + 3 L	Carton de 38.
162412	Collecteur Pacto + 4,5 L	Carton de 45.
162413	Collecteur Pacto + 6,5 L	Carton de 27.
162407	Maxi collecteur 11 L	Carton de 15.



PENSEZ-Y !

ABORD PARENTÉRAL
Retrouvez toute notre gamme d'abord parentéral à partir de la page 47.



GAMME MAINTIEN À DOMICILE

Transfert et mobilité

Assise antiglisse.....	81
Canne et stabilisateur	80-81
Déambulateur/rollator	78-79
Disque de transfert souple.....	81
Dragonne	81
Fauteuil de Transfert.....	81

Bain et toilettes

Barre d'appui.....	85
Cadre de toilette	83
Chaise/fauteuil garde-robe	83-84
Douchette pour robinet.....	85
Éponge.....	85
Marche-pied/tabouret.....	85
Planche de bain	83
Plateau lave-tête	85
Rehausse WC	84
Siège de bain/douche	83
Tabouret/chaise de douche.....	82
Tapis antidérapant.....	85

Confort

Apaisant cutané.....	95
Appareil pour piqure d'insecte	91

Appui-dos	90
Arceau de lit	90
Bain de pied	91
Barre de lit et protection.....	90
Bouillotte	94
Chaise	90
Chancelière cosy.....	92
Chauffe-matelas.....	92
Coussin chauffant	93-94
Coussin de positionnement	89
Couverture chauffante.....	92
Crème contre les chocs.....	95
Désodorisant.....	95
Dorsaback®	91
Echarpe chauffante	92
Fauteuil releveur	86-87
Froid mentholé.....	95
Lampe de luminothérapie.....	91
Lampe infra rouge	94
Lotion asséchante.....	95
Massage.....	94
Miroir éclairé	91
Oreiller/Traversin	89
Pédalier d'exercice.....	88


Pied à sérum.....	90
Pince de préhension.....	88
Produits chaud/froid	94
Sit Ring rong + Taie.....	89
Table de lit	88
Tapis d'amortissement	90
Trousse manucure pédicure.....	91

Aides visuelles & sonores

Aide au sommeil	97
Horloge	97
Réveil	97
Télécommande universelle	97
Téléphone	96

Aides techniques

Bavoir et serviette.....	99
Chemise de patient.....	99
Coupeur/broyeur	98
Pilulier et présentoir	98



Transfert et mobilité



EFFICACITÉ

Gamme de produits (indispensables) pour sécuriser le domicile, la salle de bain, les sanitaires, et faciliter la mobilité.

SÉCURITÉ

Étudiés spécialement pour éviter les chutes, équipé de pads anti-dérapants, de freins, de garantie de mise en charge. Des matériaux légers et durables, confortables pour les utilisateurs.

LPP



DÉAMBULATEUR PLIANT

Déambulateur pliant en aluminium s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 4 pieds réglables en hauteur en 8 positions.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216103	6256108	Carton de 4.



LPP



DÉAMBULATEUR ARTICULÉ PLIANT

Cadre de marche aluminium pliant articulé réglable en hauteur de 74 à 93 cm.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
211040	6256108	Carton de 4.



Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI !



LPP



ROLLATOR 4 ROUES

Structure en métal époxy légère et résistante. Hauteur poignées réglables de 78 à 93 cm. Freins ergonomiques. Position « parking ». Panier + tablette amovibles + porte canne. Coloris taupe.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216111A	6256108	Carton de 1. Palette de 10 cartons.



Nos INDISPENSABLES

LPP



LE ROLLATOR 4 ROUES PLIANT

En aluminium et pliant. Ultra léger et compact. Panier intégré. Porte canne de série. Hauteur : 80 à 92 cm. Largeur hors tout : 63 cm.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216113	6256108	Carton de 1. Palette de 12 cartons.



LPP



ROLLATOR 2 ROUES

Facilite et sécurise les déplacements. Encombrement minimum pour le rangement et le transport. Hauteur poignée réglable de 69,5 à 93 cm. Pliant à roulettes. Avec siège.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216112R	6256108	Carton de 1. Palette de 18.



LPP



ROLLATOR 2 ROUES

Déambulateur 2 roues avec siège confortable et appui-dos. Réglable en hauteur de 80 à 89,5 cm. Pliant.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216102	6256108	Carton de 2.



LPP



ROLLATOR 3 ROUES ACIER PLIANT

Particulièrement adapté pour les petits espaces ainsi que les déplacements en intérieur et extérieur. Freins à câble. Poignées anatomiques réglables en hauteur. Facilement pliable avec panier amovible.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216101A	6256108	Carton de 1. Palette de 10 cartons.



LPP



ROLLATOR 4 ROUES ALUMINIUM

Léger et pratique, il permet de sécuriser les déplacements en intérieur et extérieur. Dôté d'un siège confortable et dossier arrondi. Structure pliable. Blocage des freins. Hauteur du siège : 53,5 cm.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216104	6256108	Carton de 1. Palette de 10 cartons.



LPP



ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE

Structure acier, léger et ultra-résistant. Convient aux personnes en situation de handicap de forte corpulence. Hauteur réglable. Facilement pliable, il permet d'obtenir un encombrement minimum.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
216109	6256108	Carton de 1.



Transfert et mobilité



CANNE ALUMINIUM RÉGLABLE
Motif cachemire, poignée courbé marron avec dragonne. Hauteur réglable de 70 à 92,7 cm.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251104	Carton de 20.



CANNE ALUMINIUM RÉGLABLE ET PLIANTE
Motif fleur bleu avec poignée courbé marron.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
251108	Carton de 20.



PENSEZ-Y !
STABILISATEUR DE CANNE
Stabilité renforcée grâce à sa large surface au sol de 9 cm. Maintien la canne à la verticale. S'adapte sur des cannes Ø 15 à 16 mm et/ou 18 à 19 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
203022	Carton de 20.



Nos INDISPENSABLES



1 CANNE RÉGLABLE NOIRE

Canne aluminium. Poignée droite noire. Hauteur de 70 à 92,7 cm.



6 7 CANNE PRÉCISA

Canne aluminium. Poignée avec grip antidérapant. Ajustement précis grâce à son bouton pression. Hauteur de 66,5 à 103 cm.



2 3 4 5 CANNE RÉGLABLE

Canne aluminium. Réglable de 76 à 99 cm. S'adapte aux personnes de 1,52 m à 1,95 m. Poignée droite en bois.



8 CANNE ANATOMIQUE

Poignée anatomique pour faciliter la prise en main.



Vente à l'unité.

Référence	Description	LPP	Conditionnement	
1	251102	Noir	6256114	Carton de 20.
2	203011	Beige / rose	6256114	Carton de 25.
3	203012	Fantaisie rouge	6256114	Carton de 25.
4	203013	Fleurie rose / bleu	6256114	Carton de 25.
5	203014	Beige / blanc	6256114	Carton de 25.

Vente à l'unité.

Référence	Description	LPP	Conditionnement	
6	203023	Rose	6256114	Carton de 25.
7	203024	Noir	6256114	Carton de 25.
8	251100	Droitier	6256114	Carton de 20.
8	251101	Gaucher	6256114	Carton de 20.



CANNE RÉGLABLE PLIANTE

Canne aluminium, poignée droite en bois. Pliante de 85 à 95 cm. S'adapte aux personnes de 1,60 m à 1,85 m.

Vente à l'unité.

Référence	Description	LPP	Conditionnement	
9	203015	Beige / rose	6256114	Carton de 25.
10	203016	Fantaisie rouge	6256114	Carton de 25.



Référence	Description	LPP	Conditionnement	
11	203017	Fleurie rose / bleue	6256114	Carton de 25.
12	203018	Beige / blanc	6256114	Carton de 25.

Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI !

Nos INDISPENSABLES

LE FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM

Assise confortable. Pliant, léger et facilement transportable.

Vente au carton.

Référence	Largeur d'assise	Largeur pliée	Poids	Palette	LPP	Conditionnement
216205	40 cm	22 cm	9,1 kg	Palette de 10 ctn	9256586	Carton de 1.
236101	43 cm	25 cm	11,6 kg	Palette de 6 ctn	9256586	Carton de 1.
236103	46 cm	34 cm	10,6 kg	Palette de 10 ctn	9256586	Carton de 1.



CANNE ALU PLIANTE NOIRE

Poignée avec grip rouge et noir. Hauteur de 81,5 à 91,5 cm.

Vente à l'unité.

Référence	LPP	Conditionnement
251107R	6256114	Carton de 20.



CANNE PLIANTE ÉCLAIRANTE + ALARME

Réglable en hauteur. Éclairage par LED. Aluminium anodisé. Poignée noire.

Vente à l'unité.

Référence	LPP	Conditionnement
251113	6256114	Carton de 32.



CANNE TRIPODE

Canne trois pieds. Réglable. Embouts antidérapants.

Vente à l'unité.

Référence	LPP	Conditionnement
251112	6256746	Carton de 10.

PENSEZ-Y !
DRAGONNE
Fixation par élastique. Longueur totale : 21,5 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Conditionnement
215070	L'unité

DISQUE DE TRANSFERT SOUPLE

Pour sortir plus facilement de la voiture. Permet de pivoter sans effort. 2 cm d'épaisseur. Ø 39 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
253200	L'unité.



ASSISE ANTIGLISS

En textile technique, évite le glissement. Pour fauteuil et fauteuil roulant. Glisse dans un seul sens et permet de relever la personne. Composition : dessus 100 % PVC antidérapant, Dessous 10 % silicone - 80 % polyamide - 10 % polyester.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
203007	L'unité.



Bain et toilettes



CHAISE DE DOUCHE AVEC POIGNÉES
Siège en PVC et structure en aluminium. Elle est dotée d'une découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime, ainsi que de poignées latérales pour simplifier le relevage.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204037	Boîte individuelle.



2 EN 1 CHAISE / TABOURET DE DOUCHE AVEC POIGNÉES
Plastique et aluminium. Dossier amovible pour passer une chaise à un tabouret. Assise réglable en hauteur de 35 à 53 cm. Embouts antidérapants.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204046	Boîte individuelle.



CHAISE DE DOUCHE
Chaise avec bras amovibles. Plastique et aluminium. Hauteur assise réglable de 42 à 55 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204036	Boîte individuelle.



TABOURET DE DOUCHE ROND
Léger et pratique, ce tabouret est équipé d'embouts souples antidérapants. En plastique et aluminium. Ajustable en hauteur sur 8 positions.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204039	Boîte individuelle.



TABOURET DE DOUCHE D'ANGLE MÉO
Hauteur réglable 43 à 58 cm. Assise triangulaire 36 x 36 cm permettant une optimisation de la place. Embouts antidérapants.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211046	Carton de 1.

Pour plus de précision sur les produits




SCANNEZ MOI!



PLANCHE DE BAIN
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires. Confortable, ergonomique, sûre. Poignée porte-savon. Espacements entre les supports réglables (de 31 à 53 cm).

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204045	Boîte individuelle.



SIÈGE DE BAIN SUSPENDU
Ultraléger et peu encombrant, il est réglable en largeur de 56 à 63 cm pour s'adapter à différents types de baignoires.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204041	Boîte individuelle.



SIÈGE DE DOUCHE MURAL
Siège rabattable en PVC et acier inoxydable. Large découpe pour la toilette intime et pieds ajustables. Facile à plier. Assise à 50 cm. Profondeur plié : 11 cm.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
204040	Boîte individuelle.



CADRE DE TOILETTE AKO
S'adapte à une large gamme de toilettes grâce à sa hauteur et sa largeur réglable. Les accoudoirs sont rembourrés en mousse pour augmenter le confort utilisateur.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
227115	Carton de 1.



CHAISE 2 EN 1
Cadre de toilette, garde robe. Réglable en hauteur, dossier escamotable. Hauteur : 41 à 55 cm. Largeur : 55 cm. Profondeur 48 cm.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
211041	6256261	Carton de 1. Palette de 24 cartons.



CHAISE 3 EN 1
Cadre de toilette et garde-robe, hauteur réglable. Accoudoirs escamotables. Hauteur réglable. Poignées mousse. Embouts antidérapants. Structure en acier blanc. Livré avec seau. Hauteur : 37 à 47 cm, largeur 49 cm.

Vente au carton.

Référence	LPP	Conditionnement
211043	6256261	Carton de 1.

Bain et toilettes



CHAISE GARDE-ROBE TANA
Chaise tube époxy bleu. Garniture confort bleue. Hauteur ajustable : 78 à 93 cm. Hauteur du siège : 41 à 56 cm. Largeur 57 cm x profondeur 52 cm.

Référence	LPP	Conditionnement
227114	6256261	Carton de 3. Palette de 9 cartons.



GARDE-ROBE PLIANTE OMEGA
Facile à ranger. Seau anatomique escamotable. Découpe intime. Pliante.

Référence	LPP	Conditionnement
227118	6236011	Carton de 2.

Nos INDISPENSABLES

AQUATEC 900

Rehausse-WC ajustable en hauteur (6, 10 ou 15 cm). Accoudoirs amovibles. Livré avec couvercle.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
227119		L'unité



GARDE-ROBE CALIA LIFT
3 en 1, garde-robe / chaise de douche / siège de toilette. Mousse très confortable. Assise relevable.

Jusqu'à épuisement des stocks

Référence	LPP	Conditionnement
227113	6256261	Carton de 1.



3 EN 1 LILO
Chaise, cadre et surélévateur de toilettes en mousse.

Jusqu'à épuisement des stocks

Référence	LPP	Conditionnement
227112	6256261	Carton de 1.



CHAISE DE DOUCHE 3 EN 1 CLARYS
Percée, garde-robe et cadre de toilette. Structure aluminium. Réglable en hauteur. Avec accoudoirs et marche-pieds. 4 roulettes dont 2 à freins. Dossier et repose-pieds démontables. Assise et couvercle en mousse. Largeur d'assise : 44 cm.

Référence	LPP	Conditionnement
204013	6256261	Carton de 1.



FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES
Équipé d'accoudoirs et de repose-pieds amovibles. Deux roues arrière équipées de frein. Livré avec seau + couvercle. Robuste et compact. Hauteur du siège : 53 cm. Largeur assise : 45 cm. Profondeur : 42 cm.

Référence	LPP	Conditionnement
227111	6256261	Carton de 1. Palette de 6 cartons.

Pour découvrir la fiche commerciale du produit



BARRE D'APPUI STRONG

Étirable pour permettre d'ajuster la longueur de 12 cm. Avec ventouses caoutchouc haute tenue.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
227121	65 / 78 cm	L'unité
227122	55 / 68 cm	L'unité
227123	44 / 56 cm	L'unité



BARRE D'APPUI À VENTOUSES

Ventouses caoutchouc haute tenue avec témoin de verrouillage.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
227120	L'unité



BARRE DE RELÈVEMENT

Coudée. ABS blanc.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211044	Carton de 1.



BARRE D'APPUI RAINURÉE

En résine blanche rainurée sur toute la longueur. Prise en main optimale même si les mains sont mouillées.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
204042	30 cm	Boîte individuelle.
204043	45 cm	Boîte individuelle.
204044	60 cm	Boîte individuelle.



MARCHE-PIED / TABOURET DE BAIN
Plastique et aluminium. Hauteur ajustable : 22 à 27 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
237114	Carton de 1.



MARCHE DE BAIN MOOREA
Permet d'enjamber le rebord de la baignoire plus facilement. Stable et sécurisante grâce à sa surface texturée et ses pads antidérapants. Empilable. Dessus : 44 x 35 cm. Hors tout : 50 x 39 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
227750	L'unité



ÉPONGE ANATOMIQUE

Permet de se laver le corps sans se pencher ou se contorsionner. Manche de 57 cm, déformable à l'eau chaude.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
227751	L'unité

ÉPONGE LAVE-PIED ET DOS

Spécialement étudiée pour se laver les pieds et/ou le dos sans se pencher. Livrée avec deux éponges fines idéales pour l'hygiène des orteils et une éponge ronde pour le corps et les jambes.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
227752	L'unité



PENSEZ-Y !
GEL DOUCHE ET SHAMPOING
Page 72.



PLATEAU LAVE-TÊTE

Permet de faire un shampoing facilement. Avec lanières d'attache. Adapté aux personnes en fauteuil. En ABS, lavable à l'eau et au savon. Long. 44 cm x larg. 32 cm x rebord 3,5 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
227754	L'unité



DOUCHETTE POUR ROBINET

Se fixe sur le bec du robinet. Tuyau long et flexible. Longueur de 1 m.

Vente à l'unité.


Référence	Conditionnement
227753	L'unité

TAPIS ANTIDÉRAPANT

Tapis de bain ou de douche antidérapant, se fixant au fond de la baignoire/douche évitant ainsi de glisser.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
204018	Douche - 53 x 53 cm	L'unité
204017	Baignoire - 40 x 90 cm	L'unité





Confort

i) S'ASSEoir ET SE RELEVER SANS EFFORT DEVIENT UN JEU D'ENFANT !

Comment bien choisir son fauteuil releveur ?

- Mesurer l'espace : il est conseillé de prévoir entre 45 à 65 cm à l'arrière du fauteuil afin de pouvoir l'utiliser aisément dans les différentes positions.
- Prendre un fauteuil adapté à la morphologie de l'utilisateur afin d'être confortablement assis ou allongé.

Les différentes positions :



FAUTEUILS RELEVEURS




Port USB

GARANTIE 2 ANS

Produit 45 kg

Max. utilisateur 130 kg



HAWAÏ

1 moteur à 3 positions. Densité de la mousse d'assise 27 kg/m³. Degré d'inclinaison : 117°. Encombrement réduit. Roulettes arrière pour un déplacement facile. Simili cuir. Coloris Taupe.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
236504	Carton de 1.




SPÉCIAL PETITS ESPACES

GARANTIE 2 ANS

Produit 48,5 kg

Max. utilisateur 136 kg



CUBA

1 moteur à 3 positions. Densité de la mousse d'assise 30 kg/m³. Degré d'inclinaison : 150°. Microfibre aspect cuir. Coloris chocolat.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
236505	Carton de 1.




Port USB

GARANTIE 2 ANS

Produit 45 kg

Max. utilisateur 130 kg



BORNEO

1 moteur à 3 positions. Densité de la mousse d'assise 30 kg/m³. Degré d'inclinaison : 122°. Encombrement réduit. Accoudoirs en bois. Tissu chiné. Coloris taupe.

Vente au carton.


Référence	Conditionnement
236503	Carton de 1.



GARANTIE 2 ANS

Produit 45 kg

Max. utilisateur 120 kg



BALI

1 moteur à 2 positions. Roulettes arrière pour un déplacement facile. Microfibre.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
211058	Chocolat	Carton de 1.
211059	Titane	Carton de 1.



Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI !




Port USB

GARANTIE 2 ANS

Produit 47 kg

Max. utilisateur 145 kg



FIDJI

1 moteur à 3 positions. Degré d'inclinaison : 150°. Roulettes arrière pour un déplacement facile. Microfibre. Coloris Gris.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
236500	Carton de 1.



Nos INDISPENSABLES




Achat malin

GARANTIE 2 ANS

Produit 44 kg

Max. utilisateur 147 kg



AISANCE

1 moteur à 3 positions. Densité de la mousse d'assise 27 kg/m³. En microfibre. Degré d'inclinaison : 150°. Coloris chocolat.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
236016CH	Carton de 1.




SPÉCIAL PETITS ESPACES

Port USB

GARANTIE 2 ANS

Produit 41 kg

Max. utilisateur 130 kg



CAPRI

2 moteurs. Densité de la mousse d'assise 27 kg/m³. Degré d'inclinaison : 150°. Encombrement réduit. Roulettes arrière pour un déplacement facile. Microfibre aspect cuir. Coloris marron cendré.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
236502	Carton de 1.




Port USB

GARANTIE 2 ANS

Produit 66,5 kg

Max. utilisateur 160 kg



BARBADE

2 moteurs. Densité de la mousse d'assise 30 kg/m³. Degré d'inclinaison : 155°. Microfibre aspect cuir.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
236506	Marron	Carton de 1.
236507	Gris	Carton de 1.



Confort

Nos INDISPENSABLES



Poids max.
15 kg

TABLE DE LIT À HAUTEUR VARIABLE ASSISTÉE

Table de lit simple, très stable avec mât large. Réglage en hauteur par vérin. 4 roulettes avec freins. Coloris : Blanc. Grand plateau fixe : 80 x 40 cm. Hauteur réglable de 72,5 à 115 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264101	Carton de 1.



Achat malin



Poids max.
15 kg

TABLE DE LIT DOUBLE PLATEAU - SIA

Un grand plateau inclinable et un petit plateau fixe. Rebords anti-dérapants. 4 roulettes dont 2 avec freins. Hauteur réglable de 71 à 105 cm. Coloris : Hêtre. Grand plateau : 60 x 40 cm. Petit plateau : 20 x 20 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264109	Carton de 1.



Produit
8,5 kg

Poids max.
20 kg

Remise VOLUME

TABLE DE LIT À HAUTEUR VARIABLE - ZOË

Simple et fonctionnelle. Dotée d'un grand plateau stable imitation hêtre clair. 4 roulettes avec freins. Grand plateau : 77 x 38 cm. Coloris : Hêtre clair.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264105	Carton de 1. Palette de 20 cartons.



Poids max.
10 kg

TABLE DE LIT HAUTEUR VARIABLE MANUELLE

4 roulettes dont 2 à freins. Simple plateau : 60 x 40 cm inclinable à 180°. Hauteur réglable de 71,5 à 110 cm. Coloris : Blanc.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264102	Carton de 1.



Produit
9 kg

Poids max.
20 kg

Remise VOLUME

TABLE DE LIT DOUBLE PLATEAU - TÉA

Un grand plateau inclinable et un petit plateau fixe. 4 roulettes avec freins. Grand plateau : 60 x 38 cm. Petit plateau : 20 x 38 cm. Coloris : Hêtre foncé.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264108	Carton de 1. Palette de 20 cartons.



PINCE DE PRÉHENSION

Pour attraper ou ramasser les objets.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
231010	60 cm Jusqu'à épuisement des stocks	Carton de 1.
231011	80 cm	Carton de 1.
231012	Pliable	Carton de 1.



Max. utilisateur
110 kg

PÉDALIER D'EXERCICE PLIANT

Peut-être utilisé pour le travail des bras ou des jambes. Faible encombrement, ultra-compact, facilement pliable. Ecran amovible avec affichage digital. Montage facile.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
203025U	Carton de 4.

Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI!



OREILLER ERGONOMIQUE

Forme anatomique adaptée à la morphologie de la tête et du cou. La souplesse de la mousse permet d'augmenter la surface de contact avec le corps et de diminuer les pressions. 30 x 50 x 10 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
232023	L'unité



OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

Oreiller imperméable bactériostatique anti-feu. Il réunit toutes les caractéristiques d'hygiène et de confort pour les collectivités médicales. Composé d'un intérieur en 100% fibre de polyester et d'une enveloppe extérieure en polyester enduit polyuréthane. Conforme à la norme NF ISO 12952 partie 1 (test cigarette, décembre 2010).

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204011	L'unité



TRAVERSIN BACTERIOSTATIQUE

Traversin imperméable bactériostatique traité anti-bactériens et anti-feu. Il aide ainsi à lutter contre les maladies nosocomiales en évitant toute infiltration à l'intérieur de son garnissage et réunit toutes les caractéristiques d'hygiène et de confort pour les collectivités médicales et paramédicales.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
206221	L'unité



COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ'IN'FORM

Garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps. L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromailé, et de housses Pharmatex ou Lenzing FR® donne à POZ'IN'FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromailé, apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement. Éléments entièrement déhoussables et lavables.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
1 199010	Universel - 55 x 40 cm	Carton de 25.
2 199011	Semi fowler - 200 x 30 cm	Carton de 25.
3 199012	Form décubitus - 185 x 35 cm	Carton de 25.
4 199013	Form cylindrique - 75 x 18 cm	Carton de 25.
5 199014	Form demi bouée - 105 x 22 cm	Carton de 25.
6 199015	Form décharge des deux talons - 85 x 25 cm	Carton de 25.



SIT RING ROND + TAIE

Diam Extérieur 46 cm. Utilisation possible sur les toilettes et fauteuils adaptés. Mousse de polyuréthane sans CFC, hypo-allergénique de densité 57 kg/m³. Livrée avec une housse éponge 100% coton lavable en machine.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
203002	L'unité



Max. utilisateur
100 kg

Confort



ARCEAU DE LIT

Permet d'éviter tout contact avec la peau du patient. En effet, positionné au-dessus du patient allité, il permet de supporter le poids des draps et des couvertures et évite ainsi tout contact direct.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264004	Carton de 1.



Dimensions
200
x 75
cm

TAPIS D'AMORTISSEMENT STOPCHUTE

Tapis amortisseur de chute qui se place au pied du lit. Grâce à son garnissage en mousse agglomérée, il atténue les chocs, les blessures et les éventuelles fractures. Il est muni d'une bande rétroréfléchissante qui permet de maintenir les repères du patient désorienté. Pliable pour un rangement plus aisé. 2 cm d'épaisseur.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204010	L'unité

Pour découvrir
la fiche commerciale du produit



SCANNEZ
MOI!



Produit
2,3
kg

DORSABACK®

Coussin de positionnement pour le bureau, le canapé, la voiture, etc. Angle d'inclinaison réglable. Léger. Housse amovible en coton matelassé.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204026	L'unité



GARANTIE
3
ANS

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL30

Simule la lumière du jour et stimule ainsi la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. LED.10000 Lux. Surface lumineuse d'environ 20 x 12 cm. Illumination claire & régulière, sans UV. Adapté pour le bureau ou les déplacements.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
253332	L'unité



GARANTIE
3
ANS

MIROIR ÉCLAIRÉ À POSER 12 LEDS BS 49

Deux surfaces réfléchissantes pivotantes : normal & grossissement x 5. 12 lumières LEDs claires. Diamètre : 11 cm. Chromage de haute qualité. Piles fournies.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204020	L'unité



Produit
2,8
kg

PIED À SÉRUM

Base avec 5 roulettes. 4 crochets. Hauteur de 123 à 210 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211047	Carton de 2.



Produit
2,5
kg

APPUI-DOS

Très confortable avec sa tête incorporée et amovible. 5 positions de réglages d'inclinaison de 45 à 60°. Toile respirante en nylon. Largeur 65 cm, hauteur 60 cm et profondeur 52 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
264001	Carton de 1.



Produit
5,9
kg

Poids max.
130
kg

CHAISE

Dossier et assise en mousse confortable. Accoudoirs escamotables. Pieds ajustables en hauteur. Hauteur d'assise réglable de 57 à 72 cm (8 positions)

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
204015	Carton de 1.



PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT AVEC ATTACHES BOUCLES RAPIDES

Module à juxtaposer pour tout type de barrières (90, 140 ou 190 cm). Fixation par attaches rapides. Mousse préformée. Enveloppe polyester enduite polyuréthane anti-feu M1. Entretien par simple épongeage, déhoussable.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
211045	90 x 37 x 3 cm	L'unité
206213	140 x 37 x 3 cm	L'unité
199003	190 x 37 x 3 cm	L'unité



PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT À ZIPPER

Se zippe sur la barrière de lit. Garnissage mousse, polyester enduite P.U. Traitée M1. Lavable à 90°. Dimensions : 130 x 35 x 2 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
206220	L'unité



Dimensions
82 x 47
cm

BARRE DE LIT

Aide pour se relever et diminuer le risque de chutes pendant la nuit. A glisser sous le matelas. Poignée antidérapante. Hauteur ajustable. Coloris: blanc.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
211042	Carton de 1.



GARANTIE
3
ANS

TROUSSE MANUCURE PÉDICURE MP60

Kit de manucure et pédicure pour un soin professionnel des ongles et des pieds. Rotations à droite et à gauche. Boîte de rangement pratique. 9 embouts de haute qualité inclus

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
253104	Trousse	L'unité
204034	Kit 6 embouts	L'unité



GARANTIE
3
ANS

BAIN DE PIED RÉTRACTABLE FB30

3 fonctions : maintient la température de l'eau, Bain bouillonnant pour les pieds pliable doté de 3 fonctions : massage par vibrations, massage bouillonnant, maintient l'eau à température. Pieds en caoutchouc antidérapants.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204021	L'unité

Nos INDISPENSABLES



APPAREIL POUR PIQÛRE D'INSECTE

Appareil soulageant les piqûres d'insectes. Pour le traitement des piqûres ou morsures d'insectes. Sans substance chimiques, fonctionnant uniquement grâce à la chaleur et donc également adapté aux femmes enceintes. Peut aider à prévenir les démangeaisons et gonflements



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
BR60	L'unité

Confort



TOUS LES PRODUITS CI-DESSOUS SONT DOTÉS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ BSS BREVETÉ BEURER.

Produits certifiés Öeko-TEX 100 : Les produits sont soumis à un contrôle qualité permanent, ce qui vous garantit le bien être en toute sécurité.



COUVERTURE CHAUFFANTE HD75

180 x 130 cm. Surface ultra douce en fibre polaire souple & agréable sur la peau. 6 niveaux de température. Arrêt automatique après 3 heures. Lavable en machine à 30°C.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
250233	L'unité



CHANCELIÈRE COSY FW20

En peluche amovible. Chauffe rapidement. Surface ultra douce. Adapté aux grandes pointures. 3 niveaux de température. Respirant et souple. Arrêt automatique.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199007	L'unité



ÉCHARPE CHAUFFANTE HK37

Extérieur en torsades et intérieur en doublure moelleuse. Chaleur mobile avec 3 niveaux de température. Environ 2 heures d'utilisation sur batterie. Fonction de recharge pour smartphone. Arrêt automatique après 110 min. Lavable en machine à 30°C. Dimensions : L 35 x l 29 cm.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199001	L'unité



CHAUFFE-MATELAS UB60

Surface en non tissé doux. 4 niveaux de température. Respirant. Lavable en machine à 30°C. Arrêt automatique après 12 heures. 1 place : 150 x 80 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
250230	L'unité

COUSSIN CHAUFFANT NUQUE /DOS HK53

Forme adaptée au corps. Réglage individuel avec la ceinture abdominale et la fermeture auto agrippante douce au cou. Chauffe rapidement. 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 minutes. Lavable en machine à 30°C.



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
250232	L'unité



COUSSIN CHAUFFANT HK25

Taille : 40 x 30 cm. 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 minutes. Lavable en machine à 40°C. Housse amovible en coton.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199004	L'unité



COUSSIN CHAUFFANT ÉPAULES/NUQUE HK54

Microfibre polaire. Chauffe rapidement. 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 minutes. Souple & agréable sur la peau. Lavable en machine à 30°C.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199006	L'unité



COUSSIN CHAUFFANT COSY HK45

Surface ultra-moelleuse. Souple et agréable sur la peau. 3 niveaux de température. Chauffe rapidement. Arrêt automatique après 90 minutes. Lavable en machine à 30°C.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
250208	L'unité

COUSSIN CHAUFFANT VENTRE ET DOS HK49

Surface ultra douce en fibre polaire. Bande de caoutchouc large pour un port très confortable et une fixation facile. 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 min. Chauffe rapidement. Lavable en machine à 30°C. Dimensions : 69 x 28 cm.



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199005	L'unité

Confort

PRODUITS CHAUFFANTS



HOT COLD PEARL
Pour les yeux ou le visage. À utiliser chaud ou froid, remplissage perles de gel. Décongestionnant, apaisant, relaxant !

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
204027	Yeux	L'unité
204028	Visage	L'unité

GARANTIE
3
ANS

MASSAGE INFRAROUGE MG40

Massage vibrant. Tête rotative 180° et manche réglable 3 positions. 4 embouts interchangeables. Chaleur infrarouge. 3 niveaux de massage : vibration / chaleur infrarouge / vibration + chaleur infrarouge.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
253326	L'unité



LAMPE INFRA-ROUGE

En cas de rhume, de tensions musculaires. 150 W.

Jusqu'à épuisement des stocks

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
211060	L'unité



SISSSEL® PACK CHAUD / FROID

Avec housse et emballage 12 x 25 cm. Utilisation micro-ondes ou congélateur. Cette compresse est conçue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204031	L'unité



COMPRESSE SOFT TOUCH PRO

Compresse chaude avec trois volets. Idéale pour les cervicales, les lombaires, le dos et les épaules. Chauffage au micro-ondes. Dimensions : 20 x 40 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204029	L'unité



BOUILLOTTE HEATWAVE

Bouillotte électrique. Plusieurs heures de chaleur, rechargeable sur secteur. Température : environ 70°C. Enveloppe doublée et taie velours. Dimensions : 20 x 30 cm. Couleur taupe.

Vente à l'unité. Jusqu'à épuisement des stocks

Référence	Conditionnement
204047	L'unité



COUSSIN NOYAUX DE CERISES

Diffuseur de chaleur. Soulage les maux de ventre. Se réchauffe au micro-ondes. Dimensions : 26 x 24 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204030	L'unité



COMPRESSE DE LIN LINUM ANATOMIC

Forme anatomique en trois parties pour une utilisation sur les lombaires et les cervicales. Peut aider à soulager la tension musculaire, l'inconfort dans la région gastro-intestinale ou l'inconfort lié au froid. Micro-ondes ou frigo. Dimensions : 36 x 38 cm. Housse 100% coton.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204048	L'unité



COMPRESSE DE LIN LINUM CLASSIC

Compartimentée pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur. Utilisation très confortable et malléable. Micro-ondes ou freezer. Dimensions : 45 x 30 cm. Housse 100% coton.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204049	L'unité



1



2



3



4



5



5



6

1 EXTRAIT DE CALENDULA

Apaisant cutané naturel, efficace pour calmer la douleur suite à un coup ou une bosse. Format de poche, pratique, toujours à portée de main.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
201110	50 ml

2 LOTION ASSÉCHANTE

Lotion asséchante à base de sulfate de zinc permet d'assécher les peaux irritées (rougeurs et éraflures). Grâce à ses propriétés astringentes, la lotion asséchante permet de resserrer les tissus de la peau.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
201109	50 ml

3 CRÈME ARNICA

Pour tous les petits chocs de la vie quotidienne. Elle soigne et répare les parties fragilisées de la peau. S'applique en massage léger sur la zone à traiter. Convient à tout le monde dès 3 ans.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
204008	50 g

4 FROID MENTHOLÉ

Pour le traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires. Elle réduit la conduction nerveuse et la sensation de douleur en limitant la diffusion de l'œdème ou de l'hématome. Abaisse instantanément la température par pulvérisation du gaz composé d'extraits mentholés.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
298198	520 ml

5 DÉSODORISANT

1 L. Parfumé, à forte rémanence. Élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur parfumée. Formule et contenance professionnelle, idéale pour sociétés de nettoyage, collectivités, EHPAD, hôtellerie, parties sanitaires.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
297135	Citron	1L
297136	Marine	1L

6 DESTRUCTEUR D'ODEURS

Formule exclusive lui permettant de briser la molécule responsable des mauvaises odeurs. Idéal dans les collectivités, cuisines, refectoirs, vestiaires, sanitaires, locaux à pouelles... Produit biocide. À utiliser avec précaution.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
201108	1L

Aides visuelles & sonores



GSM CL8700

Volume de réception +40 dB, double écran, appareil photo, fonction d'appel d'urgence, vocalisation de la numérotation et des appels entrants.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295548	L'unité



AMPLIDECT 295 PHOTO

Volume jusqu'à 30 dB. 10 larges touches utilisables en mémoire photo ou pavé numérique. Répertoire de 50 fiches. Flash lumineux de sonnerie.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295543	L'unité



AMPLIDECT 295

Volume de réception +30 dB, répondeur intégré. Répertoire 50 fiches, flash lumineux de sonnerie, possibilité d'ajouter 4 combinés additionnels.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295546	L'unité



SERENITIES

Téléphone + bracelet étanche pour appel d'urgence. Volume jusqu'à 30 dB. 5 mémoires directes. Fonction mains libres et flash. 5 numéros d'urgence. Compatible appareils auditifs.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295533	L'unité



CL 100

Volume jusqu'à 30 dB. 9 mémoires directes. Grandes touches. Indicateur de sonnerie.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295501	L'unité



HORLOGE VISO 50

Composée d'un double écran : un analogique et un numérique. Fixation murale ou sur pied. Horloge adaptée aux personnes ayant la vue qui baisse ou avec des troubles de l'orientation. Dim. 260 x 380 x 45 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199002	L'unité



AIDE AU SOMMEIL LUMIÈRE SL10 DREAMLITE

Projection de lumière pulsée au plafond pour soutenir un rythme de respiration consciente et s'endormir facilement. Techniques de respiration intégrées. Arrêt automatique.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199016	L'unité



RÉVEIL WAKE'N'SHAKE CURVE

Sonnerie puissante (90 dB), flash lumineux, coussin vibrant, port USB pour charger son téléphone ou d'autres appareils électroniques.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
295545	L'unité



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV5

7 larges touches programmables, très simple à utiliser.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
236414	L'unité

Aide technique




PILULIERS DOLCIMO POCKET

Pilulier hebdomadaire petit, moyen ou grand modèle. Coloris panachés : bleu, jaune et blanc.

Vente par lot.

Référence	Description	Conditionnement
211004	Petit	Lot de 60.
211005	Moyen	Lot de 60.
211003	Grand	Lot de 60.



PILULIER PIL 7 ÉVOLUTION

Pilulier hebdomadaire avec curseurs amovibles : jusqu'à 4 prises par jour. Ouverture totale du pilulier pour remplissage. Dimensions du pilulier : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm

Vente par lot.

Référence	Conditionnement
211001	Lot de 5.



PILULIER DOLCIMO 7

Plateau de 7 piluliers journaliers. Prise journalière détachable, facilement transportable. Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
211010	L'unité



PRÉSENTOIR DE PILULIERS DOLCIMO 24H

Présentoir avec 12 piluliers journaliers vert pomme. Petit, transportable dans une poche. Ouverture par simple pression. Dimensions du présentoir : L. 105 x P. 110 x H. 257 mm Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm

Vente au présentoir.

Référence	Conditionnement
211008	L'unité



PRÉSENTOIR DE PILULIERS DOLCIMO CLASSIC

Présentoir avec 4 piluliers hebdomadaires. Coloris panaché : vert pomme, bleu turquoise, orange et violet. Facilement transportable dans un sac. Dimensions du présentoir : L. 105 x P. 110 x H. 257 mm Dimensions du pilulier : L. 150 x P. 100 x H. 22 mm

Vente au présentoir.

Référence	Conditionnement
211009	L'unité



COUPEUR-BROYEUR DE COMPRIMÉ

Coupe et réduit les comprimés en poudre. Partie inférieure pour stocker les comprimés.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
231008A	L'unité



BROYEUR DE COMPRIMÉ

Permet de réduire les comprimés en poudre.


Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
231013	L'unité

Pour découvrir la fiche commerciale du produit



SCANNEZ MOI!



CHEMISE DE PATIENT PRESSION IMPRIMÉE NEOVI

Chemise unisexe, taille unique. 65 % Coton, 35 % Polyester. Lavable à 30°. Poids tissu : 150 g/m² environ.



Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
299142	L'unité



BAVOIR

Le bavoir de protection 70 cm, avec poche de recueil (11 cm) en ouate de cellulose imperméable. 3 plis. (18 + 14 + 18 cm)

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
199222A	Sachet de 100. Carton de 6.
199221	Sachet de 100. Carton de 1000.




TENA BIBS

Bavoirs pratiques et jetables avec réceptacle à l'avant et liens à l'arrière pour une protection digne et hygiénique au moment des repas. Composés d'une couche hydrophobe, ils offrent une protection efficace contre les fluides.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
210121	S/M - 37 x 46 cm	Sachet de 150. Carton de 6.
210122	M/L - 37 x 66 cm	Sachet de 150. Carton de 6.



BAVOIR PREMIUM NEOVI

Protection efficace. Imperméable, souple et agréable. Taille unique. Lavable à 90°. Hauteur : 90 cm / Largeur : 46 cm. Coloris : imprimé bleu.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
299143	L'unité



BAVOIR EN BOUCLETTE ENDUITE DE PVC

2 pressions de serrage. Couleur bleu ciel. Lavable à 90°. Dimensions : 90 x 45 cm.

Vente au sachet.

Référence	Conditionnement
206217	Sachet de 5.



SERVIETTE NÉOPRÈNE 100 % INTRAVERSABLE

Protection ultra absorbante, agréable pour la peau, anti-bactérien et très durable. Attache par bande velcro. Possibilité d'un rabat pour prévenir les chutes d'aliments en retournant le bas de la serviette. 100% imperméable. Lavable en machine à 60°.

Vente à l'unité

Référence	Description	Conditionnement
226101	Large - 79 x 45 cm	L'unité.
226102	Medium - 56 x 42 cm	L'unité




GAMME DIAGNOSTIC

Abaisse-langue bois.....	106
Bandelette urinaire	106
Bâtonnet de soin	106
Écouvillon	106
Étui thermomètre	105
Gamme E - Temp	105
Gamme E - Tens.....	102-103
Gel de contact.....	106
Guéridon abs.....	107
Mallette Medbag	107
Microtoise	107
Montre infirmière	107
Oxymètre de pouls.....	103
Pèse-bébé connecté.....	104
Pèse-personne	104
Spéculum auriculaire	106
Spéculum gynécologique Cusco	106
Stéthoscope	107
Tensiomètre	102-103
Thermomètre	105



FOCUS SUR

LES TENSIOMÈTRES AUTOMATIQUES



BON À SAVOIR
Le brassard ou le bracelet doit être porté sur le bras gauche, face au cœur. La mesure doit être prise le matin, avant la prise de médicaments et le soir avant le coucher.



TENSIOMÈTRE E-TENS POIGNET AVEC PRÉSENTOIR
Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 13,5 - 21 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
133260	Carton de 6.



TENSIOMÈTRE E-TENS BRAS
Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 22 - 36 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
133261	Carton de 4.



TENSIOMÈTRE POIGNET RS2
Entièrement automatique, permet de contrôler la pression artérielle. Détecte les battements irréguliers. Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 mesures. Longueur du brassard : 13,5 à 21,5 cm. Dimensions du produit : 84 x 21 x 62 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
233124	L'unité.



TENSIOMÈTRE POIGNET RS4
Facile à utiliser, portable et précis avec toutes les morphologies corporelles. Détecte les battements irréguliers. Possibilité de mémoriser jusqu'à 60 mesures. Longueur du bracelet : 13,5 à 21,5 cm. Dimensions du produit : 93 x 20 x 62 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
233125	L'unité.



TENSIOMÈTRE BRAS M3 COMFORT
Détection des battements cardiaques irréguliers. Brassard Intelli Wrap 22-42 cm. Indicateur d'hypertension. Indicateur d'installation correcte du brassard. Détection de mouvement. Mémoire pour 2 utilisateurs, 60 mesures par utilisateur. Dimensions produit : 105 x 152 x 85 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
OMR328	L'unité.



TENSIOMÈTRE BRAS M3
Totalement automatique, il offre des mesures fiables de la tension quelle que soit la position du brassard autour du bras. Mesure de la tension rapide et confortable. Doté d'un programme de mémoire de 60 mesures par utilisateurs (2 maximum). Détecte les pulsations irrégulières et indique en cas d'hypertension. Destiné à un usage à domicile.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
OMR331	L'unité.



TENSIOMÈTRE BRAS M7 INTELLI IT
Moniteur de tension artérielle avec connexion Bluetooth qui détecte les risques de fibrillation auriculaire. Possibilité d'effectuer 3 mesures consécutives de tension artérielle à 30 secondes d'intervalle et d'afficher la moyenne. Brassard Intelli Wrap 22-42 cm. Indicateur d'installation correcte du brassard. Détection de mouvement. Mémoire pour 2 utilisateurs, 100 mesures par utilisateur.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
OMR330	L'unité.



OXYMÈTRE DE POULS
Mesure de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque. 20 heures d'autonomie. Écran couleur. Dimensions 60 (L) x 32,5 (l) x 30,5 (H) mm.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
133280	Bleu	L'unité.
133281	Orange	L'unité.



OXYMÈTRE DE POULS OXY ONE NÉO
Mesure de la SpO2 et des pulsations cardiaques. Intervalle de mesure SpO2 : 35 - 100% et des pulsations : 30 - 250 BPM. Arrêt automatique. 30 heures d'autonomie avec indicateur batterie. Mesure également l'indice de perfusion permettant de savoir si les pulsations sont suffisamment fortes pour une mesure fiable.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
205001	L'unité.



OXYMÈTRE DE POULS PO 35
Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls). Petit et léger. Arrêt automatique. Dispositif médical.
• Écran couleur facile à lire - 4 formats d'affichage
• Luminosité d'affichage réglable
• L'affichage s'oriente automatiquement (format vertical/horizontal)
• Affichage graphique de l'impulsion

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
P035	L'unité.

Diagnostic



PÈSE-PERSONNE PS 240

Plateau doux et antidérapant en gomme. Grand plateau de pesée de 30 x 30 cm antidérapant. Écran LCD à rétroéclairage noir. Taille des chiffres : 33 mm. Arrêt automatique.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
279217	L'unité.



GRAND PUBLIC

PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE GS 58

Double affichage analogique et numérique. Large plateau (34 x 31,5 cm). Éclairage moderne de l'écran en blanc. Taille des chiffres : 26 mm. Arrêt automatique.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
279209	L'unité.



PÈSE-PERSONNE ÉCRAN XXL PS160

Écran LCD extra large. Taille des chiffres : 47 mm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
199018	L'unité.



PÈSE-BÉBÉ CONNECTÉ BY 90

Plateforme de pesée incurvée. Fonction de maintien automatique et manuel pour capturer le poids des bébés gigoteurs. Fonction tare. Ruban à mesurer pour le haut du corps et la tête. 10 mémoires. Taille des chiffres : 23 mm. Arrêt automatique. Transmission sur App gratuite « BEURER BABY CARE » (App Store & Google Play).

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
279219	L'unité.



ÉTUI THERMOMÈTRE THERMOSEPT®

Étui jetable de thermomètre électronique.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
166111	Non lubrifié	Boîte de 1000.
166112	Lubrifié	Boîte de 1000.

Nos INDISPENSABLES



THERMOMÈTRE E-TEMP FLASH

Frontal infrarouge sans contact. Rapide et facile à utiliser. Mesure la température corporelle et ambiante. Affichage par code couleur en fonction du degré de fièvre. Écran rétro-éclairé pour la lecture de nuit. Alarme sonore en cas de dépassement de la température. Arrêt automatique. Fourni avec pile.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
166103	Présentoirs de 6.



THERMOMÈTRE E-TEMP FLEX EMBOUT SOUPLE

Électronique à embout souple. Précis et simple d'utilisation. Résistant à l'eau. Alarme sonore, arrêt automatique et mémoire de la dernière mesure. Alarme fièvre. Fourni avec pile et étui de rangement. Présentoir de 12 (6 bleus et 6 mauves).

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
166100	Présentoirs de 12.



THERMO JUMBO®

Électronique à embout souple. Mesure rapide (15 secondes). Écran géant, alarme fièvre, arrêt automatique après 3,5min et mémoire de la dernière mesure. Avec piles. Etui de transport rigide. Dimensions : 14 x 3.4 x 1.6 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
266106	L'unité.



THERMOMÈTRE SANS MERCURE

Écologique. Sans mercure en étui rigide. Composé de gallium, d'indium et d'étain. Très précis ($\pm 1/10^\circ\text{C}$).

Vente au présentoir.

Référence	Conditionnement
166110	Boîte de 20.



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Affichage digital. Totalement étanche. Mesure de température entre 32 °C et 43 °C. Peut être désinfecté par immersion. En étui rigide transparent. Sonore, à mémoire, contrôlé et certifié conforme. Avec piles.

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
166102A	Boîte de 10.



THERMOMÈTRE AURICULAIRE, FRONTAL, AMBIANT, ALARME FIÈVRE, OBJET FT 65

Fonction 6-en-1 : température dans l'oreille, sur le front, superficielle, alarme de fièvre, date et heure. 10 emplacements de mémoire. Alarme de fièvre à LED dès 38°C. Mesure quasi instantanée. Arrêt automatique. Affichage en °C et °F.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
206231	L'unité.



THERMOMÈTRE SANS CONTACT FT 85

Mesure infrarouge hygiénique et sûre sans contact avec la peau. Enregistrement de la température corporelle, ambiante et superficielle. Mesure quasi instantanée. Alerte de fièvre à partir de 38°C. 60 mémoires. Arrêt automatique. Signal sonore à la fin de la mesure. Affichage en °C et °F.

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
266126	L'unité.

THERMOSCAN PRO 6000

Auriculaire infrarouge. Léger et fiable. Large écran rétroéclairé pour une lecture simple des résultats. Bouton de rappel de mémoire permettant d'afficher la dernière prise de température. Technologie ExacTemp™ qui détecte la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure. Garantie 3 ans. Également disponible, le couvre-sonde PC800 pour Thermoscan Pro 4000 et Pro 6000.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
BRA019	Thermoscan Pro 6000.	L'unité.
BRA021	Couvre-sonde PC800.	Sachet de 800.



Diagnostic



ABAISSE-LANGUE BOIS

À usage unique en bois plat et à bouts arrondis.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
109200	Adulte	Boîte de 100.
109201	Enfant	Boîte de 250.

SPÉCULUM AURICULAIRE

Spéculum auriculaire, à usage unique, en plastique gris. Dispositif à installer sur un otoscope avec fixation à baïonnette

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
2470025AEUR	2,5 mm	Boîte de 250. Carton de 60 boîtes.
2470040AEUR	4 mm	Boîte de 250. Carton de 60 boîtes.



ÉCOUVILLON

Tige en bois de 15 cm. Embout coton de 1,5 cm.



Vente au sachet.

Référence	Conditionnement
211750	Sachet de 100.


BÂTONNET DE SOIN

Tige en polypropylène de 14 cm. Embout coton de 3,5 cm.



Vente au sachet.

Référence	Conditionnement
211751	Sachet de 50.



SPÉCULUM GYNÉCOLOGIQUE CUSCO

Spéculum type CUSCO non traumatisant à bord arrondis permettant une mise en place aisée. Ouverture et fermeture facile. Stérile. Proposé en 4 tailles (Vierge - Blanc - Ø 20 mm / Petit - Bleu - Ø 24 mm / Moyen - Rouge - Ø 26 mm et Large - Vert - Ø 30 mm). Transparence parfaite. Vis de sécurité avec blocage rapide. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
139250	Vierge	Carton de 100. Palette de 24 cartons.
139251	Petit	Carton de 100. Palette de 24 cartons.
139252	Moyen	Carton de 100. Palette de 24 cartons.
139253	Large	Carton de 100. Palette de 24 cartons.



BANDELETTE URINAIRE

+ 11 paramètres

Vente à la boîte.

Référence	Conditionnement
DPTDR49	Boîte de 100.



GEL DE CONTACT

Pour échographie endocavitaire, Ultrasons, Doppler, ECG. Haute qualité. Assure une parfaite conductibilité. Très bonne tolérance cutanée. Ne tâche pas.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
143101	20 ml.	Carton de 48.
143102	5L. Cubitainer	Carton de 2.

Nos INDISPENSABLES



GUÉRIDONS ABS

2 ou 3 plateaux. Structure aluminium. 4 roues dont 2 à freins et 2 pivotantes. Plateaux et poignées en ABS. Facile d'entretien. Existe en version avec 2 tiroirs.



Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
211039	2 plateaux - 620 x 450 mm	L'unité.
211033	2 plateaux - 2 tiroirs - 720 x 450 mm	L'unité.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
211038	3 plateaux - 620 x 450 mm	L'unité.
211034	3 plateaux - 2 tiroirs - 720 x 450 mm	L'unité.



MALLETTE MEDBAG

Ultra-légère. Tissu très résistant imperméable et lavable. Finition avec fermeture éclair. Intérieur capitonné et molletonné (6 mm). Compartiment central. 9 poches, 2 poches latérales, 1 poche frontale et arrière avec fermeture velcro. Dimensions : 42 x 20 x 32 cm.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
217101	Bleu	L'unité.
217102	Bordeaux	L'unité.
217100	Noir	L'unité.



MONTRE INFIRMIÈRE

Montre étanche en silicone avec attache par épingle de sécurité. Nettoyage facile à l'eau savonneuse. Fluorescentes pour faciliter la lecture dans des conditions de faible luminosité.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
206226	Vert	L'unité.
206227	Zèbre	L'unité.
206228	Fleurs	L'unité.
206229	Léopard	L'unité.

STÉTHOSCOPE

Simple et double pavillon avec bague anti-froid. Lyre incorporée à la tubulure.

• Simple pavillon

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
138111	Noir	L'unité.
138112	Bleu	L'unité.

• Double pavillon

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
138101	Noir	L'unité.
138119	Bleu	L'unité.



MICROTOISE

Toise de 220 cm, à fixer au mur.



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Conditionnement
221400	L'unité.

GAMME SONDE ET DRAINAGE

Poche à urine	110
Sonde de Foley 100% silicone.....	110
Sonde de Foley latex siliconé	110
Sonde PVC.....	111
Support de poche à urine plastique.....	110

VOIE URINAIRE | VOIE RECTALE VOIE RESPIRATOIRE

Le but du sondage est de lever un obstacle empêchant la respiration, l'évacuation d'urine ou de matières fécales.

Sondage urinaire :
Norme NF EN ISO 20696


- Ponctuel (1 à 3 h) réalisé avec une sonde simple
- Intermittent (<24 h)
 - en cas de drainage urinaire, le godet est adapté à la connexion avec les poches à urine
 - connexion luer lock en cas d'utilisation pour la réalisation d'un bilan urodynamique
- À demeure (>24 h à 30 jours) : sonde de Foley en latex ou silicone. Justifié lors de traumatismes graves

Principaux critères de choix pour les sondes de Foley :

- Volume du ballonnet : 5 à 15 ml pour les hommes, 3 à 5 ml pour les enfants
- Le matériau :
 - < 3 semaines latex enduit, si délai > silicone
- 2 voies vidange de la vessie

Choix d'une sonde :

- Longueur (40 cm homme, 20 cm femme)
- Diamètre extérieur = charrière (1ch = 0.33 mm)
- Matériaux :
 - pour sondage ponctuel : PVC
 - pour sondage à demeure : latex ou silicone



Les poches de recueil à urine doivent être conformes à la Norme NF ISO 8669-1.

SONDAGE & SYSTÈME

Le système clos ou système fermé correspond à l'assemblage de plusieurs éléments qu'il ne faut jamais désunir.

Choix des poches :

- Dans le cas d'une incontinence chronique, les poches de 2L seront utilisées en « poche de nuit » pour le recueil de l'urine. Ces poches sont non stériles, vidangeables et dotées d'une valve anti-reflux.
- Dans le cas de personnes alitées suite à une intervention chirurgicale et pour tous les patients sondés, les poches à urines seront stériles, d'un volume de 2 L ou 4 L avec valves anti-reflux, système d'accrochage au lit et au drap, système de prélèvement sans aiguille et filtre à bactéries.
- Pour les sondages de longue durée, il faut définir un rythme de changement suivant le protocole du service, par exemple : tous les mois pour les sondes en silicone. La poursuite du sondage est à redéfinir quotidiennement selon l'état du malade, entre le médecin et l'infirmière.


Principaux critères de choix :

- Stérile ou non
- 2 L ou 4 L
- Avec ou sans valve anti-retour
- Crochet ou pas
- Robinet à clapet ou en croix



ROBINET PRATIQUE ET EFFICACE

- Simple dans sa conception, il permet de sécuriser l'ouverture et la fermeture du robinet.
- Efficace car une seule main suffit à le fermer ou l'ouvrir
- Sûr, car il permet de diminuer les risques d'une erreur de vidange non souhaitée



Sonde et drainage



POCHE À URINE STÉRILE EUROBAG®

Poche à urine. Avec site de prélèvement sans aiguille, clamp et robinet à clapet utilisable avec une seule main. Site de prélèvement 2 litres.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
134221R	Eurobag 8 + robinet à clapet	Carton de 50.
134222R	Eurobag 8H + robinet à clapet excentré rabattable + crochet	Carton de 50.
134223R	Eurobag 8HF + robinet à clapet excentré rabattable + crochet + piège à bactérie	Carton de 50.
134224R	Eurobag 9HF 4L + robinet en croix excentré rabattable + crochet + piège à bactérie	Carton de 50.

POCHE À URINE NON STÉRILE

Poche à urine de 2 litres en PVC.

Se présente sous 3 formes :

- Standard
 - Standard avec valve
 - Standard avec valve et robinet
- Support de poche à urine non fournis.

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
134202	Standard	Carton de 250.
134203	Valve	Carton de 250.
134204C	Valve + Robinet en croix	Carton de 250.

SUPPORT DE POCHE À URINE

Plastique bleu.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
199207	Carton de 500.



SONDE DE FOLEY 100% SILICONE

Pour un sondage longue durée. Sonde d'une longueur de 40 cm. Ballonnet 5 à 15 ml. CH 12 à 22.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174830	CH 12	Boîte de 10. Carton de 100.
174831	CH 14	Boîte de 10. Carton de 100.
174832	CH 16	Boîte de 10. Carton de 100.
174833	CH 18	Boîte de 10. Carton de 100.
174834	CH 20	Boîte de 10. Carton de 100.
174835	CH 22	Boîte de 10. Carton de 100.



SONDE DE FOLEY LATEX SILICONÉ

Sondage de courte et moyenne durée. Enduction silicone.

- Standard. Ballonnet de 5 - 15 ml.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174800	CH 12	Boîte de 10. Carton de 100.
174801	CH 14	Boîte de 10. Carton de 100.
174802	CH 16	Boîte de 10. Carton de 100.
174803	CH 18	Boîte de 10. Carton de 100.
174804	CH 20	Boîte de 10. Carton de 100.
174805	CH 22	Boîte de 10. Carton de 100.
174806	CH 24	Boîte de 10. Carton de 100.

- Pédiatrique. Ballonnet de 3 - 5 ml.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174850	CH 08	Boîte de 10. Carton de 100.
174851	CH 10	Boîte de 10. Carton de 100.

- Béquillé. 40 cm. Ballonnet de 5 - 15 ml.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174880	CH 12	Boîte de 10. Carton de 100.
174881	CH 14	Boîte de 10. Carton de 100.
174882	CH 16	Boîte de 10. Carton de 100.
174883	CH 18	Boîte de 10. Carton de 100.
174884	CH 20	Boîte de 10. Carton de 100.
174885	CH 22	Boîte de 10. Carton de 100.



SONDE PVC

Large gamme de sondes adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'urologie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.

- 1 Sonde vésicale femme droite 18 cm oeil latéral. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
174100	CH 06	Sachet de 100. Carton de 1000
174102B	CH 08	Boîte de 100. Carton de 800
174103B	CH 10	Boîte de 100. Carton de 800
174104B	CH 12	Boîte de 100. Carton de 800
174105B	CH 14	Boîte de 100. Carton de 800
174106B	CH 16	Boîte de 100. Carton de 800
174107B	CH 18	Boîte de 100. Carton de 800

- 2 Sonde vésicale femme bequillée. Urologie.

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
174109	CH 10	Sachet de 100. Carton de 1000.
174129	CH 12	Sachet de 100. Carton de 1000.
174132	CH 14	Sachet de 100. Carton de 1000.
174130	CH 16	Sachet de 100. Carton de 1000.

- 3 Sonde de Tieman 40 cm - 2 oeil latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
174122B	CH 12	Boîte de 100. Carton de 800
174123	CH 14	Boîte de 100. Carton de 800
174124	CH 16	Boîte de 100. Carton de 800
174125	CH 18	Boîte de 100. Carton de 800

- 4 Sonde rectale 40 cm - 2 oeil latéraux. Gastro-entérologie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174140B	CH 18	Boîte de 50. Carton de 300.
174141B	CH 20	Boîte de 50. Carton de 300.
174142B	CH 22	Boîte de 50. Carton de 300.
174143B	CH 25	Boîte de 50. Carton de 300.
174144B	CH 28	Boîte de 50. Carton de 300.
174145B	CH 30	Boîte de 50. Carton de 300.
174146	CH 32	Boîte de 50. Carton de 300.

- 5 Sonde de Nelaton 40 cm - 2 oeil latéraux. Urologie.


Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
174111	CH 08	Sachet de 100. Carton de 800
174112B	CH 10	Boîte de 100. Carton de 800
174113B	CH 12	Boîte de 100. Carton de 600
174114B	CH 14	Boîte de 100. Carton de 600
174115B	CH 16	Boîte de 100. Carton de 800
174116B	CH 18	Boîte de 100. Carton de 600
174117B	CH 20	Boîte de 50. Carton de 300
174118	CH 22	Boîte de 50. Carton de 300

- 6 Sonde d'aspiration 50 cm - 1 oeil. Anesthésie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174251	CH 06	Boîte de 100. Carton de 600.
174259B	CH 08	Boîte de 100. Carton de 600.
174266B	CH 10	Boîte de 100. Carton de 600.
174267B	CH 12	Boîte de 100. Carton de 600.
174268B	CH 14	Boîte de 100. Carton de 600.
174269B	CH 16	Boîte de 100. Carton de 600.
174270	CH 18	Boîte de 100. Carton de 600.



GAMME OXYGÉNOTHÉRAPIE

L'OXYGÉNOTHÉRAPIE EST UNE MÉTHODE VISANT À APPORTER ARTIFICIELLEMENT DE L'OXYGÈNE À UN MALADE DE FAÇON À RÉTABLIR OU À MAINTENIR UN TAUX NORMAL D'OXYGÈNE DANS LE SANG. CET APPORT SE FAIT GRÂCE AUX :

- Lunettes à oxygène
- Sonde nasale à oxygène
- Masque à oxygène

Lunettes à oxygène

Elles sont adaptées pour fournir un faible débit : 0,5 à 3 L/min. Composition PVC avec ou sans dehp, « sans odeur », fournies avec embout droit ou courbe, avec ou sans tubulure de raccordement de 2 m.

Masque simple à oxygène

- Le masque simple est muni d'ouvertures latérales sans valve souple. Ils sont adaptés pour un débit moyen : 4 à 8 L/min
- Changer le masque quotidiennement
- Pour adulte ou enfant, avec pince-nez et élastique de sécurité. Principalement composé de PVC « sans odeur »

Sonde nasale à oxygène

Elles sont utilisées pour l'alimentation du patient en déficience respiratoire. Fourni avec ou sans tampon mobile.

LUNETTES À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Reliées à un tube de 2 m permettant le raccordement à tous les types de supports de bouteilles ou extracteurs d'oxygène et sont munies de différents types d'embout nasal.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
156100	Adulte embout droit avec tube 2 m	Carton de 50.
156112	Adulte embout courbe avec tube 2 m	Carton de 50.
156101SD	Pédiatrique embout droit avec tube 2 m sans DEHP Soft	Carton de 50.

MASQUE À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Anatomiquement bien dessiné, avec pince-nez et élastique de sécurité. Avec ou sans tubulure, il reste en position. Le matériau principal est le PVC.



Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
156102	Tubulure 2,00 m Adulte (mentonnier)	Carton de 50.
156121SD	Sans tubulure Pédiatrique sans DEHP	Carton de 50.



SONDE À OXYGÈNE

Alimentation en oxygène du patient déficient respiratoire, ce dispositif peut être fourni avec ou sans tampon mobile. 40 cm.

Vente au sachet.

Référence	Description	Conditionnement
174300	Ouverture distale multiperforée. CH 08	Sachet de 100. Carton de 500.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
174303B	Ouverture distale multiperforée. CH 10	Boîte de 100. Carton de 500.
174304B	Ouverture distale multiperforée. CH 12	Boîte de 100. Carton de 500.
174305B	Ouverture distale multiperforée. CH 14	Boîte de 100. Carton de 500.
174306B	Tampon mousse mobile. CH 10	Boîte de 100. Carton de 500.
174307	Tampon mousse mobile. CH 12	Boîte de 100. Carton de 500.
174308	Tampon mousse mobile. CH 14	Boîte de 100. Carton de 500.
174301F	Tampon mousse fixe. CH 08	Boîte de 100. Carton de 500.
174306F	Tampon mousse fixe. CH 10	Boîte de 100. Carton de 500.
174307F	Tampon mousse fixe. CH 12	Boîte de 100. Carton de 500.
174308F	Tampon mousse fixe. CH 14	Boîte de 100. Carton de 500.

Lunettes à oxygène.....	113
Masque à oxygène.....	113
Sonde à oxygène.....	113



GAMME PLASTIQUE ET CELLULOSE

Boîte à dentier	116
Bracelet d'identification	116
Crachoir avec couvercle.....	116
Haricot à usage unique.....	116-117
Plastique médical france	117
Urinal à usage unique.....	117
Vessie à glace latex naturel.....	117



Plastique et cellulose



LES PRODUITS À USAGE UNIQUE

Principalement en cellulose pour des emplois ponctuels. Pour des emplois répétés il est préférable d'utiliser les produits plastiques car ils peuvent être recyclés et stérilisés à la chaleur.

Nos produits sont particulièrement bien adaptés aux patients alités ou difficilement mobiles.



BRACELET D'IDENTIFICATION

Système de fixation pratique, rapide et inviolable. Seule l'utilisation de ciseaux permet la désolidarisation du poignet. Aucun risque de coupure ou d'irritation.

Vente à la boîte.

Référence	Description	Conditionnement
167100	Adulte Transparent	Boîte de 100. Carton de 1000.
167101	Enfant Transparent	Boîte de 100. Carton de 1000.
167110	Adulte Bleu - étanche	Boîte de 100. Carton de 1000.
167112	Enfant Bleu - étanche	Boîte de 100. Carton de 1000.
167113	Enfant Rose - étanche	Boîte de 100. Carton de 1000.



PRODUITS EN FIBRE MOULÉE (CELLULOSE)

destinés à l'hygiène des patients.

Conformes à la norme PAS29. Produits étanches sur une période de 4 heures minimum. Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient pour éviter tout risque de fuite.



UROLIS

Avec système anti-déversement. Cet urinal masculin dispose d'un bouchon de vidange, d'une poignée ergonomique et d'un capuchon. Contenance : 1,5 L (avec graduation).

Vente à l'unité.

Référence	Conditionnement
225107	L'unité



HARICOT À USAGE UNIQUE EN CELLULOSE MOULÉ

Capacité de 750 ml. Dimensions : 253 x 146 x 44 mm. Étanche sur une période de 4 heures maximum.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125137A	Carton de 320.



URINAL À USAGE UNIQUE

Dimensions : 256 x 111 x 123 mm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125139	Carton de 100.



BOÎTE À DENTIER

Emballage de protection pour prothèse dentaire avec un couvercle. Diamètre : 60 mm - Hauteur : 100 mm

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125145	Carton de 10 sachets de 50.



HARICOT À USAGE UNIQUE POLYPROPYLENE

Autoclavable à 120 °C. Dimensions : 24 x 14 x 4 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125135	Sachet de 120. Carton de 1080.



CRACHOIR AVEC COUVERCLE

Crachoir gradué de 0 à 150 ml couleur blanche, muni d'un couvercle. Dimensions : 6,5 x 6 cm.

Vente au carton.

Référence	Conditionnement
125134	Sachet de 40. Carton de 400.



VESSIE À GLACE LATEX NATUREL

Avec bouchon à jupe rabattable.

Vente à l'unité.

Référence	Description	Conditionnement
320000236	ø 20 cm	Boîte de 1.
320000237	ø 25 cm	Boîte de 1.
320000238	ø 28 cm	Boîte de 1.
320000239	ø 30 cm	Boîte de 1.
320000347	ø 35 cm	Boîte de 1.

FABRIQUÉ EN FRANCE



PLASTIQUE MÉDICAL FRANCE

Vente au carton.

Référence	Description	Conditionnement
1	125100 Bassin malade blanc 2 L	Carton de 10.
2	125101 Couvercle bassin malade	Carton de 10.
3	125104 Bock injection 2 l. blanc	Carton de 10.
4	125106 Inhalateur 400 ml blanc	Carton de 10.
5	125107 Urinal femme 1 l. naturel	Carton de 10.

Référence	Description	Conditionnement
6	125108 Urinal homme 1 l. naturel	Carton de 10.
7	125109 Verre malade 250 ml blanc	Carton de 10.
8	125112 Bocal à urine 2 l. + couvercle	Carton de 10.
9	125103 Pieds de bidet gris argent	Carton de 10.

Jusqu'à épuisement des stocks

Pièces détachées

Références Produits	Références pièces détachées	Désignations
216101M	216101MP001	Roue avant
	216101MP002	Roue arrière
	216101MP003	Poignée frein gauche
	216101MP004	Poignée frein droit
	216101MP005	Pince universelle pour levier
	216101MP006	Panier
	216101MP007	Plateau
	216101MP008	Set de serrage
216102	199944	Poignée mousse
	199946	Roue avant
	199947	Embout
216104	216104P005	Tube de manche gauche avec frein
	216104P006	Tube de manche droit avec frein
	216104P008	Appui dos
	216104P009	Panier
	216104P010	Assise
	216104P007	Molette de serrage
	216104P001	Roue avant gauche
	216104P002	Roue avant droite
216109	216109P009	Panier
	216109P001	Roue avant gauche
	216109P003	Roues arrières droite + gauche
	216109P008	Assise
	216109P007	Tube de dossier avec mousse
	216109P006	Bouton
	216109P002	Roue avant droite
	216109P004	Barre de frein gauche
216109P005	Barre de frein droit	
216111	216111P001	Support en maille
	216111P002	Assise
	216111P003	Ensemble de roues
	216111P004	Panier
	216111P005	Fourches
	216111P006	Jeu de Freins
	216111P007	Poignées
	216111P008	Plateau en plastique
	216111P009	Jeu de molette de serrage
216111A	216111AP001	Grille en plastique noir
	216111AP002	Planche/Siège en plastique noir
	216111AP003	Roue + Tube + Roulement (X1)
	216111AP004	Panier noir
	216111AP005	Fourche avant en acier (X2)
	216111AP006	Frein + Cable (X2)
	216111AP007	Poignées droite et gauche
	216111AP008	Plateau en plastique
	216111AP009	Bouton (X1)
	216111AP010	Ensemble tube poignée gauche
	216111AP011	Ensemble tube poignée droite
	216111AP012	Serrure pliante rouge

TRANSFERT ET MOBILITÉ

Références Produits	Références pièces détachées	Désignations	
216112R	216112RP001	Assise	
	216112RP002	Roue avant	
	216112RP003	Poignée grip gauche	
	216112RP004	Poignée grip droite	
	216112RP005	Set molette de serrage	
	216112RP006	Embout arrière pied	
216113	216113P001	Tube de poignée avec cable de frein	
	216113P002	Jeu de roues avant avec fourches	
	216113P003	Jeu de roues arrière	
	216113P004	Ceinture de dossier	
	216113P005	Toile d'assise	
	216113P006	Sac à provisions	
	216113P007	Goupille	
	216113P008	Molette de serrage	
216113P010	216113P010	Barre d'aide au passage de trottoir	
	216113P011	Porte canne	
	216205P001	Toile de dossier avec ceinture	
	216205P002	Toile d'assise	
216205	216205P003	Frein gauche	
	216205P004	Frein droit	
	216205P005	Molette de serrage + cable écrou	
	236101P001	Repose jambe gauche	
	236101P002	Repose jambe droite	
236101	236101P003	Roue avant	
	236101P004	Roue arrière	
	236101P005	Repose pied	
	236101P006	Dossier	
	236101P007	Assise	
	236101P008	Accoudoir	
	236101P009	Mecanisme de pliage	
	236101P010	Poignée de frein gauche	
	236101P011	Poignée de frein droite	
	236101P012	Frein de parking gauche	
	236101P013	Frein de parking droit	
	236103	236103P001	Dossier avec ceinture de sécurité
		236103P002	Repose jambe gauche
236103P003		Repose jambe droit	
236103P004		Roue avant	
236103P005		Roue arrière	
236103P006		Toile d'assise	
236103P007		Accoudoir	
236103P012		Frein gauche	
236103P013		Frein droit	
251112		251112P001	Embout
216103		199948	Embout 28 mm
216204		199909	Tube pieds
211040		199910	Poignée en mousse
Multi-produit	199911	Embout 19 mm (251102, 251107R, 251100, 251101)	
	199908	Embout (203011, 203012, 203013, 203014, 203015, 203016, 203017, 203018, 203023, 203024)	

TRANSFERT ET MOBILITÉ

Références Produits	Références pièces détachées	Désignations
204013	204013P001	Seau
	204013P002	Dossier
	204013P003	Molette de serrage
	204013P004	Roue arrière
	204013P005	Roue avant
	204013P006	Bouchon tube
	204013P007	Tube accoudoir gauche
	204013P008	Tube accoudoir droit
	204013P009	Couvercle
	204013P010	Repose pied gauche
	204013P011	Repose pied droit
204036	199949	Embout
	199920	Dossier
	199933	Tube dossier
	199929	Assise
	199928	Assise
204037	199932	Tube d'assise
	199939	Jeu de vis
204038	199925	Assise
	199938	Jeu de vis
204039	199926	Assise
	199950	Jeu de vis
204040	215045	Embout
	199942	Jeu de vis
204045	215035	Pied
	215035P001	Vis pour pied
	199945	Poignée rouge
	199945P002	Vis pour poignée rouge
204046	199924	Assise
227111	227111P003	Plaque d'assise
	227111P002	Coussin d'assise
	227111P004	Roues arrière avec frein
	227111P005	Roues avant sans frein
	227111P006	Repose pied droit
	227111P007	Repose pied gauche
	215027	Seau
227114	227114P001	Embout
	227114P002	Assise pleine
	227114P003	Assise trouée
	227114P004	Clip assise
227114P006	227114P006	Clip embout pied
	215025	Seau + Couvercle
227115	215032	Embout
237114	199935	Tube pieds
	215051	Embout 25 mm
	199940	Jeu de vis
237129	237129P001	Dossier
	237129P002	Accoudoir gauche
	237129P003	Accoudoir droit
Multi-produit	199941	Jeu de vis (204042, 204043, 204044)
	199937	Jeu de vis (204046, 204036)
	199921	Dossier (204037, 204046)
	199923	Tube de dossier (204037, 204046)
	199931	Tube d'assise (204038, 204036)
	199934	Tube pied (204046, 204038, 204036, 204037)
	215047	Embout (204039, 204037)
	199914	Bouton poussoir (204039, 204036, 204037, 237114)
	215061	Poignée (211033, 211034)
	215062	Poignée (211038, 211039)

BAIN ET TOILETTES

Références Produits	Références pièces détachées	Désignations
211058	215064	Télécommande
	211059	215063
236016CH	236032V	Télécommande
	236006	Verin
	236007V	Cable Y
	236018V	Transformateur
236502	236033V	Cable transformateur
	199904	Télécommande
	199902	Verin 2 moteurs
236505	236505T	Télécommande
	LMD6205E-U	Moteur
236506	ZB-A290018-B	Transformateur
	236507T	Télécommande
236507	LMD6208C-U	Moteur de la base
	236508T	Télécommande
236508	LMD6208C-U-3	Moteur de la base
	LMD6208B-S-U-3	Moteur de dossier
	LMD40420-SA	Moteur de la tête
	ZB-H290020-B	Transformateur
	264101P001	Plateau
264101	264101P002	Levier de réglage de hauteur
	264101P007	Grand plateau
	264102P001	Plateau en plastique 60 cm
264102	264102P002	Roulettes freinées droite et gauche
	264102P003	Roue sans freins
	264102P005	Vis réglage de hauteur
264105	199916	Plateau
	199919	Jeu de vis
264108	199915	Plateau
	199918	Jeu de vis
Multi-produit	199905	Transformateur (236500, 236502, 236503, 211058, 211059)
	199907	Cable pour transformateur (236500, 236502, 236503, 211058, 211059)
	199906	Prise de courant (236500, 236502, 236503, 211058, 211059)
	AC004	Prise de courant (236508, 236505)
	199901	Verin 1 moteur (236500, 236503)
Multi-produit	199903	Télécommande (236500, 236503)
	LMD6208B-S-U	Moteur de dossier (236505, 236506, 236507)
	199917	Roue avec frein (264108, 264105)

CONFORT

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION M.A.D.
 Flashez ce QR CODE et retournez nous le document complété à l'adresse suivante :
sav.mad@euromedis.fr

Index


A			E			H/I/K			N/O			P			T		
Abaisse-langue bois.....	106		Canne.....	80, 81	Doigtier.....	12	Gant de nettoyage.....	12	Haricot à usage unique.....	116, 117	Nettoyant.....	59	Pack chaud / froid.....	94	Table de lit.....	88	
Acaricide puissant.....	60		Carré de coton.....	41	Dorsaback®.....	91	Gant de toilette.....	71	Horloge.....	97	Nitrigrip.....	10	Planche de bain.....	83	Tablier.....	20	
Aide au sommeil.....	97		Carré de soin.....	70	Douchette pour robinet.....	85	Garde-robe.....	83, 84	Hot cold pearl.....	94	Nuzone®.....	14	Plastique Médical France.....	117	Tabouret de bain.....	85	
Aiguille.....	49		Casaque.....	25	Dragonne.....	81	Garrot.....	50	Housse pour amplis de brillance.....	27	Obturbateur.....	53, 55	Plateau lave-tête.....	85	Tabouret de douche.....	82	
Alcool isopropylique 70 %.....	61		Casquette à visière.....	18	Drap d'examen.....	21	Gel de contact.....	106	Housse pour camera.....	27	Oreiller.....	89	Poche à urine.....	110	Tampon alcool 70°.....	61	
Alèse.....	69		Cathéter.....	52 à 55	Drap de transfert.....	21	Gel douche corps et cheveux.....	72	Huile de massage.....	73	Ote agrafe.....	36	Porte aiguille.....	36	Tampon pur Zellin.....	41	
Anapore®.....	44		Ceinture abdominale.....	46	Drapage chirurgical.....	27	Gel hydroalcoolique.....	58	Huile de soin - prévention escarre.....	73	Pince.....	35, 36	Poz'In'Form.....	89	Tapis antidérapant.....	85	
Anios.....	58 à 61		Chaise.....	90			Guéridon.....	107	Inhalateur.....	117	Pince de préhension.....	88	Protection de lit.....	69	Tapis d'amortissement Stopchute.....	90	
Anti-gale.....	60		Chaise de douche.....	82	E			L			R			U/V/W/Z			
Anti-mites.....	60		Chaise garde-robe.....	83, 84	E-Roll.....	21			Lame, bistouri et coupe fils.....	37	Rectangle de coton.....	41	Unité de prélèvement sécurisé.....	51			
Anti-poux.....	60		Champ de soins.....	27	E-Sat.....	103			Lampe de luminothérapie.....	91	Récupérateur d'aiguille.....	75	Urinal.....	71, 117			
Anti-punaise de lit.....	60		Champ de table.....	27	E-Temp.....	105			Lampe infra-rouge.....	94	Redigauz®.....	46	Verre malade.....	117			
Appui-dos.....	90		Chancelière.....	92	E-Tens.....	102			Lessive.....	60	Redigrip®.....	46	Vessie à glace.....	117			
Arceau de lit.....	90		Charlotte.....	18	Eau de toilette.....	72			Lingettes corps.....	70	Rehausse-WC.....	84					
Arnica.....	95		Chaque-matelas.....	92	Écharpe chauffante.....	92			Lingettes nettoyante.....	61	Resiskin.....	10					
Assise antiglisse.....	81		Chemise de patient.....	99	Écouvillon.....	106			Lotion asséchante.....	95	Réveil.....	97					
			Chlorhexidine.....	60	Éponge corps.....	85			Lotion hydratante.....	58, 72, 73	Rivadis.....	72, 73					
			Ciseaux.....	36	Escarre.....	73, 89			Protection pour barrière de lit.....	90	Rollator.....	78, 79					
			Cold cream.....	73	Essuie-mains.....	74			Protège-barbe.....	18							
			Collecteur de déchets.....	75	Essuie-tout.....	74			Protège-bassin.....	71							
			Compact Roll.....	21	Étui thermomètre.....	105			Punch à biopsie stérile.....	36							
			Combinaison jetable.....	20	Euro-nette®.....	61											
			Compresse de gaze.....	39, 40	Eurobag®.....	110											
			Compresse en non-tissé.....	39, 40	Eurodrape®.....	27											
			Compresse oculaire.....	40	Eurofine®.....	49											
			Compresse ORX.....	39, 40	Eurofix®.....	45											
			Compresse pour laparotomie.....	40	Eurofly®.....	51											
			Coton.....	41	Euronyl®.....	11											
			Coupe fils.....	37	Europen®.....	49											
			Coupeur-broyeur de comprimé.....	98	Europert® S.....	51											
			Coussin chauffant.....	93, 94	Europlaie®.....	43											
			Coussin de positionnement.....	89, 91	Euroset®.....	33											
			Couverture chauffante.....	92	Eurotex®.....	12											
			Couvre-chaussure.....	20	Eurotrans®.....	51											
			Crachoir avec couvercle.....	116	Eurovit®.....	43											
			Crème.....	73, 95													
			Crème lavante.....	72, 74	F			M			S						
			Cupule.....	35	Fauteuil de transfert.....	81	Mallette Medbag.....	107	Sanibox®.....	75							
			Curette dermatologique.....	36	Fauteuil garde-robe.....	84	Manchette de protection.....	19	Savon.....	58, 74							
			Cutafacine.....	73	Fauteuil releveur.....	86, 87	Marche de bain.....	85									
					Fermeture cutanée.....	37	Marche-pied.....	85									
					Fil chirurgical.....	37	Masque de protection.....	19									
					Filet à cheveux.....	18	Masque à oxygène.....	113									
					Filet tubulaire Surgifix®.....	46	Masque FFP2.....	19									
					Finéa®.....	65 à 69	Massage infrarouge.....	94									
					Finessis®.....	14	Maxitex®.....	15									
					Froid mentholé.....	95	Méditulle®.....	43									
							Microperfuseur.....	51									
					G			Microtoise.....			U/V/W/Z						
					Gant d'examen.....	10 à 12	Microtoise.....	107									
					Gant chirurgical.....	14, 15	Miroir éclairé.....	91									
					Gant obstétrique.....	15	Montre infirmière.....	107									
							Mouchoirs.....	70									

SERVICE CLIENT

Yann NOLENT
yann.nolent@euromedis.fr
Tel. 03 44 73 80 24

COMMERCIAUX

Pour toutes demandes, contactez nous à l'adresse contact@euromedis.fr



SECTEUR 1

Tel. 06 01 88 02 85

SECTEUR 2

Tel. 06 28 09 58 74

SECTEUR 3

Tel. 06 28 09 60 48

SECTEUR 4

Tel. 06 01 88 02 85

SECTEUR 5

Tel. 06 83 77 51 97

1- APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente régissent tous les contrats de vente conclus entre Laboratoires Euromedis et ses clients. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente.

2- PRODUITS

Les caractéristiques des produits présentés peuvent évoluer et aucune modification ne peut donner lieu à une réclamation de dommages et intérêts. S'il devait se produire une modification, vous en seriez informé lors de votre commande. Nos documents commerciaux et les photos présentés ne sont pas contractuels.

3- PRIX

Tous les prix indiqués s'entendent HT (TVA à 20 % en sus, ou TVA à 5.5 % ou 10 % si indiqué). Les prix facturés sont ceux portés sur le catalogue ou le tarif en vigueur au moment de la commande ou ceux portés sur le devis. Franco à 350 € HT.

4- FRAIS DE PORT ET DE PRÉPARATION

Nos prix s'entendent nets remisés, franco de port et d'emballage pour toute commande d'un montant égal ou supérieur à 350 € HT pour la France métropolitaine (pour les DOM - TOM et la Corse : franco transitaire). Pour toute commande inférieure à 350 € HT : prix départ nos entrepôts. Une participation aux frais de gestion de 10 € HT sera facturée pour toute commande inférieure à 76 € HT. + Frais de transport.

5- LIVRAISON

Les délais de livraison communiqués sont déterminés le plus exactement possible mais ne constituent pas un engagement de notre part. Le retard dans l'exécution ne peut donner lieu à une amende, indemnité ou résolution du contrat. Sauf mention particulière portée sur le bon de commande, nous procéderons à l'expédition des articles disponibles, les soldes de commande faisant l'objet de livraisons complémentaires ultérieures. Nonobstant la clause de réserve de propriété, les produits voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente franco de port. Il appartiendra au client de vérifier les produits à leur arrivée et de faire toutes réserves auprès du transporteur en cas d'avarie ou manquant dans les formes prévues par le Code de Commerce. A défaut, le client sera réputé avoir réceptionné les produits livrés en parfait état.

6- RÉCLAMATION-RETOUR

Toute réclamation concernant tant les quantités, les formes commandées que l'état des produits doit, pour être recevable, être adressée dans un délai de 48 heures suivant la réception des dits produits, auprès de Laboratoires Euromedis. Toute réclamation jugée fondée donnera lieu à un avoir ou échange de marchandises. Aucun retour ne pourra s'effectuer sans un accord préalable écrit de notre part. Après accord préalable, le client doit retourner les produits sous 3 jours. Les produits doivent obligatoirement se trouver dans leur emballage d'origine en parfait état, accompagnés des documents dans leurs pochettes scellées. Dans le cas contraire, le retour pourra être refusé ou l'avoir diminué.

7- PAIEMENT

En cas de litige sur une facture, le client doit contacter le service ADV par LR AR ou par mail dans les 8 jours ouvrables de l'établissement de cette dernière. Passé ce délai, elle sera considérée comme ayant été entièrement acceptée.

Toutes les factures seront payables comme suit :

- Pour toute 1er commande : paiement comptant.

- Pour les commandes suivantes : paiement par LCR à 60 jours nets. Le client devra nous fournir à l'ouverture de son compte, les informations bancaires nécessaire pour la mise en place de ce mode de paiement.

En cas de retard de paiement, des pénalités pourront être appliquées. Ces pénalités sont calculées à compter de la date d'échéance, sur la base minimum de 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture. En cas de rejet d'une LCR par la banque du client, ce dernier sera informé immédiatement. Les frais bancaires occasionnés par ce rejet seront à la charge du client et seront facturés séparément. Toute demande de duplicata de facture sera facturée 15€ HT.

8- RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Laboratoires Euromedis conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la restitution des produits aux risques et périls du client. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au client des risques de perte et de détérioration des produits vendus dès leur livraison. Le client supportera tous les frais légaux et judiciaires consécutifs à une action judiciaire.

9- COMPÉTENCE

Tout litige relatif aux ventes (contestations relatives à la formation, l'exécution des commandes, la fourniture, le paiement, etc.) sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Beauvais. Cette clause s'applique nonobstant toute clause contraire, même en cas de référé ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode ou les modalités de paiement.

10- OBLIGATIONS DISTRIBUTEURS

Le distributeur se doit de :

- en aucun cas modifier le produit, son conditionnement, son unité de vente ou les informations fournies avec celui-ci
- veiller à ce que les conditions de stockage et de transport soient conformes aux conditions fixées par le fabricant
- assurer la traçabilité des produits jusqu'à l'utilisateur final pendant une durée de 10 ans
- prendre les mesures correctives appropriées lorsqu'une autorité compétente identifie un risque inacceptable pour la santé ou la sécurité. Et en informer le fournisseur si le risque concerne ses produits
- coopérer avec les autorités compétentes et le fabricant
- tenir un registre des réclamations, des dispositifs non conformes, des rappels et des retraits. Et fournir des informations aux autres opérateurs économiques à leur demande
- garantir la confidentialité

La zone géographique de vente des produits par le distributeur est limitée à la France. Si le distributeur souhaite vendre les produits dans un autre pays, il doit avertir le fabricant afin de réaliser un avenant au présent contrat, et prendre les mesures réglementaires nécessaires.

Passez commande sur notre plateforme en ligne B2B



Passez commande simplement
en quelques clics

Retrouvez l'intégralité de nos produits
et leurs caractéristiques

Téléchargez vos factures

Conservez votre contact habituel
en cas de besoins particuliers



Retrouvez-nous sur
www.laboratoires-euromedis.fr



LABORATOIRES EUROMEDIS
Z.A de la Tuilerie
60290 Neuilly-sous-Clermont
Tél. 03 44 73 83 60 - Fax : 03 44 73 57 32